


介護保険で提供される住環境整備に関するサービス

提供される福祉用具は利用者の状態の変化に対応できるようレンタルが基本となっています。ただし、使い回しがふさわしくないもの（トイレなど）や使うことによって形が変わるもの（消耗品）は購入対象になっています。その内訳は以下の通りです。

福祉用具貸与 (給付限度額の範囲で利用できます。指定事業者からのレンタルでないと対象となりません。)

| | | |
|--|---|---|
| 1 車いす 自走用・介助用 電動車いす | 2 車いす付属品 クッション・電動補助装置・ テーブル・ブレーキ | 3 特殊寝台 背上げか 高さ調節の できるもの |
|  要介護2~5 |  要介護2~5 |  要介護2~5 |
| 4 特殊寝台付属品 介助ベルト・手すり マットレス・ サイドレール・ テーブルなど | 5 床ずれ防止用具 エアマットレス・ウレタン等の 耐圧分散マットレス | 6 体位変換器 体の下に挿入し 動力によって体位を 変換するこ とができるもの |
|  要介護2~5 |  要介護2~5 |  要介護2~5 |
| 7 手すり 工事を伴わ ないもの | 8 スロープ 工事を伴わ ないもの | 9 歩行器 歩行の支えとして フレームが左右・ 前にあるもの |
|  要支援・要介護1 要介護2~5 |  要支援・要介護1 要介護2~5 |  要支援・要介護1 要介護2~5 |
| 10 歩行補助杖 松葉杖・多点杖・ロフト トランククラッチ | 11 認知症老人徘徊感知器 ある地点を通過した ときや離床時に 通報する装置 | 12 移動用リフト 人を持ち上げ 移動させるもの |
|  要支援・要介護1 要介護2~5 |  要介護2~5 |  要介護2~5 |
| 13 自動排泄処理装置 尿・便などを自動 吸引するもの (尿のみ吸引) 要支援・要介護1 要介護2~5 | 利用制限について | |
| 要支援・要介護1でも医師などが 必要と認めた場合利用可能です。 | | |

特定福祉用具購入 (1年間(4月~翌3月)で10万円が限度です。指定事業者からの購入でないと対象となりません。)

| | | |
|---|---|---|
| 1 腰掛便座 和式トイレに置くもの 補高便座・ポータブル トイレなど | 2 自動排泄処理装置の 交換可能部品 自動排泄処理 装置の尿や 便の経路となる 部品部分 | 3 入浴補助用具 入浴用いす・手すり・ すのこ・移乗台・ 介助ベルト |
|  |  |  |
| 4 簡易浴槽 工事を伴わないもの 移動浴槽 | 5 移動用リフトの つり具部分 リフトに取り付ける つり具 | |
|  |  | |

住宅改修 (20万円が限度です。事前申請が必要です。)

- 下記7項目が住宅改修工事として認められています。

- 住改① 手すりの取り付け
- 住改② 段差や傾斜の解消
- 住改③ 滑り止め床材の変更
- 住改④ 引き戸への取替え・新設、扉の撤去

- 住改⑤ 洋式便座への取替え
- 住改⑥ 転落防止柵の設置*
- 住改⑦ 上記改修に付属する工事

*段差や傾斜の解消に付帯する工事としてのみ認められます。



※介護保険制度のご案内は2017年8月現在の情報にもとづいて記載されています。制度の追加改正等で実際と異なる可能性があります。

介護保険の対象者 介護保険の対象となる人は

65歳以上の人 は第1号被保険者



介護サービスを利用できるのは

- ①寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態（要介護状態）の人
- ②常時の介護までは必要ないが、身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態（要支援状態）の人

65歳になった月に 被保険者証が交付されます

記載内容をよく確認し、大切に保管しましょう。また被保険者証の番号を別に控えておきましょう。

なお、市外への転出、死亡などにより資格を喪失したときは被保険者証をご返却ください。

こんなときに 被保険者証が必要です

- 要介護認定の申請
- 介護サービス計画作成の依頼
- 介護サービスの利用など

40歳から65歳未満の人は 第2号被保険者



介護サービスを利用できるのは

初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった人

特定疾病一覧

- ①筋萎縮性側索硬化症
- ②後縦靭帯骨化症
- ③骨折を伴う骨粗しょう症
- ④多系統萎縮症
- ⑤初老期における認知症
- ⑥脊髄小脳変性症
- ⑦脊柱管狭窄症
- ⑧早老症
- ⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- ⑩脳血管疾患
- ⑪パーキンソン病関連疾患
- ⑫閉塞性動脈硬化症
- ⑬関節リウマチ
- ⑭慢性閉塞性肺疾患
- ⑮両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- ⑯がんの末期

介護保険の適用を受けない場合

市に住所を有する、40歳以上の人には介護保険の被保険者となります。次の人には適用されません。

- 国内に住居を有しない人。●在留資格または在留見込期間3か月末満の短期滞在の外国籍の人。
- 身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所・入院している人。

利用者負担について

サービスを利用したときには 費用の1割（一定以上所得の 場合は2割又は3割）を負担します

ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割（一定以上所得者の場合は2割又は3割）です。

在宅サービスの費用のめやす

●介護保険で利用できる額には上限があります

介護保険のサービスを利用する際には、要介護状態区分（要支援1・2、要介護1～5）によって保険から給付される上限額（支給限度額）が決められています。志賀限額内であれば、1割（一定以上所得者の場合は2割又は3割）の自己負担でサービスの利用ができます。

| 要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
|---------|-----------|
| 要支援1 | 50,030円 |
| 要支援2 | 104,730円 |
| 要介護1 | 166,920円 |
| 要介護2 | 196,160円 |
| 要介護3 | 269,310円 |
| 要介護4 | 308,060円 |
| 要介護5 | 360,650円 |



*上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

施設サービスの費用のめやす

介護保健施設に入所した場合には、サービス費用の1割と、食費、居住費、日常生活費のそれぞれの全額が、利用者の負担となります。

*ショートステイ、デイサービス、デイケアの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。

●市民税非課税世帯の人等は負担限度額認定が受けられます

介護保健施設に入所された人、及び施設でショートステイをご利用の人のうち以下の場合は申請により食費・居住費が減額されます。

該当する人は各福祉事務所または介護保険課で申請をしてください。

認定されると、申請した月の1日から有効となります。

例) 特別養護老人ホーム入所の場合（1人あたり日額）

| 市民 税 非 課 税 世 帯 員 | 認定を受けられる条件 | 食費の負担 限 度 額 | | 居住費の負担 限 度 額 | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 650円 | 390円 | 300円 | 370円 |
| | 下記の条件以外の非課税世帯の人 | | | | |
| | 本人の課税年金収入額が80万円以下の 人等 | | | | |
| | 生活保護受給の 人 老齢福祉年金受給の 人 | | | | |

*利用する施設や居室の違いにより、負担額が異なる場合があります。

*市民税課税世帯の人の食事・居住費は、施設との契約により決まります。具体的な金額等については、ご利用の施設に直接おたずねください。

*施設とは、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設です。

グループホーム、ケアハウス、デイサービスやデイケアを利用する場合は対象になりません。

福祉用具レンタルサービスの流れ

step
1

●ご相談・お問い合わせ

お気軽に担当までご相談ください。

step
2

●介護サービス計画(ケアプラン)の作成(福祉用具選びの相談・助言)

介護サービスの計画に基づいて、レンタル対象商品の中から選定していただきます。
福祉用具専門相談員がご相談させていただきます。

step
3

●お申し込み・ご契約

介護用品・料金・納品日等の確認、契約書の確認とご記入を行います。
お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。

step
4

納品・組み立て・商品説明

ご指示を受けた場所・日時に、お届けに伺います。
ご利用者が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明を行います。

step
5

ご利用・アフターサービス

レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りをいたします。故障などの場合も速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。

ご解約・引き上げ

レンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、引き上げご希望日時をご連絡ください。

洗浄・消毒・保管

引き上げた商品は速やかに消毒を実施。
洗浄および点検、補修の後、新たな利用まで万全に保管します。

年齢早見表 西暦2022年度版

| 生年 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 生年 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 生年 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
|------------|-------|------|----|-------|-------|-----|----|-------|-------|-----|----|
| 大正5年 | 1916年 | 106歳 | 卯 | 昭和5年 | 1930年 | 92歳 | 巳 | 昭和19年 | 1944年 | 78歳 | 未 |
| 大正6年 | 1917年 | 105歳 | 辰 | 昭和6年 | 1931年 | 91歳 | 午 | 昭和20年 | 1945年 | 77歳 | 申 |
| 大正7年 | 1918年 | 104歳 | 巳 | 昭和7年 | 1932年 | 90歳 | 未 | 昭和21年 | 1946年 | 76歳 | 酉 |
| 大正8年 | 1919年 | 103歳 | 午 | 昭和8年 | 1933年 | 89歳 | 申 | 昭和22年 | 1947年 | 75歳 | 戌 |
| 大正9年 | 1920年 | 102歳 | 未 | 昭和9年 | 1934年 | 88歳 | 酉 | 昭和23年 | 1948年 | 74歳 | 亥 |
| 大正10年 | 1921年 | 101歳 | 申 | 昭和10年 | 1935年 | 87歳 | 戌 | 昭和24年 | 1949年 | 73歳 | 子 |
| 大正11年 | 1922年 | 100歳 | 酉 | 昭和11年 | 1936年 | 86歳 | 亥 | 昭和25年 | 1950年 | 72歳 | 丑 |
| 大正12年 | 1923年 | 99歳 | 戌 | 昭和12年 | 1937年 | 85歳 | 子 | 昭和26年 | 1951年 | 71歳 | 寅 |
| 大正13年 | 1924年 | 98歳 | 亥 | 昭和13年 | 1938年 | 84歳 | 丑 | 昭和27年 | 1952年 | 70歳 | 卯 |
| 大正14年 | 1925年 | 97歳 | 子 | 昭和14年 | 1939年 | 83歳 | 寅 | 昭和28年 | 1953年 | 69歳 | 辰 |
| 大正15年／昭和1年 | 1926年 | 96歳 | 丑 | 昭和15年 | 1940年 | 82歳 | 卯 | 昭和29年 | 1954年 | 68歳 | 巳 |
| 昭和2年 | 1927年 | 95歳 | 寅 | 昭和16年 | 1941年 | 81歳 | 辰 | 昭和30年 | 1955年 | 67歳 | 午 |
| 昭和3年 | 1928年 | 94歳 | 卯 | 昭和17年 | 1942年 | 80歳 | 巳 | 昭和31年 | 1956年 | 66歳 | 未 |
| 昭和4年 | 1929年 | 93歳 | 辰 | 昭和18年 | 1943年 | 79歳 | 午 | 昭和32年 | 1957年 | 65歳 | 申 |

目次

くらしの福祉用具

| | | | |
|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| ■ベースチャンネルご案内 | 1 | ●離床支援用手すり、移動支援用手すり | 44 |
| ■介護保険で提供される住環境整備に関するサービス | 3 | ●移動支援用手すり、水回り用手すり | 51 |
| ■介護保険の対象者 | 4 | ●トイレ用手すり | 52 |
| ■福祉用具レンタルサービスの流れ | 5 | ●トイレ用手すり、ポータブルトイレ用手すり | 53 |
| ■目 次 | 6 | ■歩行補助杖 | 54 |
| ■特殊寝台及び特殊寝台付属品 | 7 | ■歩行器 | 58 |
| ●楽匠プラス | 8 | ●固定型歩行器 | 59 |
| ●楽匠Z、楽匠Feez、Q-AURA（クオラ） | 10 | ●交互型歩行器、馬てい型歩行器 | 64 |
| ●クオラワン、RENTO（レント）、楽匠S | 11 | ●馬てい型歩行器、歩行車 | 66 |
| ●便利なオプション | 12 | ■徘徊感知機器 | 76 |
| ●リバティーネオ、超低床フロアーベッド | 14 | ■スロープ | 81 |
| ●Emi、コア・ネオ | 15 | ■車いす及び車いす付属品 | 86 |
| ●便利なオプション | 16 | ●スタンダード車いす | 87 |
| ●ミオレットⅢ | 17 | ●多機能車いす | 93 |
| ●ラフィオ | 18 | ●室内専用こまわりタイプ車いす（6輪車） | 103 |
| ●スライディングボード、プレベントイブシート | 19 | ●室内専用こまわりタイプ車いす（6輪車）、チルト&リクライニング車いす | 104 |
| ●介助ベルト、端座位テーブル | 20 | ●エレベーティングユニット | 111 |
| ●マットレス一覧表 | 21 | ●特徴のある車いす | 112 |
| ●マットレス、点滴スタンド | 23 | ●電動補助装置つき車いす | 116 |
| ■体位変換器 | 24 | ●電動カート | 117 |
| ■床ずれ防止用具 | 29 | ●その他の車いす用品 | 118 |
| ●静止型マットレス | 30 | ●座位保持用具、その他の車いす用品 | 119 |
| ●エアーマットレス | 33 | ●その他の車いす用品、車いす用テーブル・ボンベ架・ガートル架 | 120 |
| ●上敷静止型マットレス | 36 | ●床ずれ防止クッション | 122 |
| ■手すり | 37 | ■移動用リフト | 126 |
| ●離床支援用手すり | 38 | ■自動排泄処理装置 | 137 |
| ●垂直手すり | 41 | ■身体装着型移動支援機器 | 138 |
| ●移動支援用手すり | 43 | ■介護（介護予防）サービスを利用するまでの流れ | 139 |

New!

このマークの付いている
商品は今回初めてご紹介
する商品です

特殊寝台及び特殊寝台付属品

要支援1・2 要介護1の方へ

特殊寝台及び特殊寝台付属品については厚生労働大臣が定める特定状態にある方を除いて介護保険制度による給付が受けられません。

眠るときも、目覚めのあとも。
いつものくらしが、もっともっと
快適に。



特殊寝台

介護給付 予防給付
サービスコード：171003 671003
特別地域：178003 678003

特殊寝台付属品

介護給付 予防給付
サービスコード：171004 671004
特別地域：178004 678004

電動ベッド(特殊寝台)の機能と各部の名称

からだを起こして座りベッドから立ちあがる動作を、背上げ、ひざ上げ、高さ調整などの機能がサポート。自分でできる範囲が広がり、自立した生活の維持に役立ちます。また、介護する方の負担をずっとラクに。ご家族みんなの、心地よくらしを応援します。



① ヘッドボード

プラスチック製と木製の2種類。
和室、洋室など使うお部屋の雰囲気に合わせて選べます。

③ サイドテーブル

お食事や読書に便利。サイドレールの上にのせて使います。

④ サイドレール

ベッドからの転落や寝具の落下を防ぎます。

⑤ ボトム

背上げ、ひざ上げのときは、この部分が曲がります。

⑥ マットレス

ベッド幅に適した幅を選びます。また、かため、やわらかめ、床ずれ予防用など数種類をご用意しています。

⑦ ベッド本体


スイッチひとつでラクラク、背上げ、ひざ上げ、高さ調整ができます。



⑧ 介助バー

ベッドからの乗り降りするときの支えに使えます。

電動ベッドの機能



背上げ機能
好みの角度に背を上げることができます。



背・ひざ連動機能
背上げ角度に連動してひざも上がります。



ひざ上げ機能
好みの角度でひざを上げることができます。



手元スイッチ
すべての操作を利用者自身が行えます。



2モーター
背上げと高さ調整ができます。
背に運動してひざ上げも。



3モーター
背上げ、ひざ上げを別々に操作できます。
高さ調整機能も。



高さ調整機能
ベッドの高さを自由に調整できます。



ハイロー1モーター
ベッドの高さのみを調節できるタイプ。



1モーター
背上げ角度に運動してひざも上がります。
レバーの切り替えにより、
背上げのみの角度調整もできます。

パラマウントベッド

楽匠プラス

New!

楽匠 プラス



超低床に変更可能

もっと身体にやさしく、もっと次の動作につながる
背上げをさらに進化させました。

**point 1****背サポート「より姿勢を安定させやすく」**

腰から胸にかけてのボトムを強化し、より身体にフィットしやすくなりました。背あげをするときに**背中を保持**し、接触面積を増やしたことで**体圧を分散**できます。

point 2**腰サポート「より骨盤を立てやすく」**


骨盤のボトムを強化し、骨盤をしっかりと起こすことができます。骨盤をしっかりと起こすことで、**身体を動かしやすい背上げ姿勢**に移行でき、身体が足側にずり落ちにくくなり、床ずれリスクの軽減にもつながります。

point 3**腰ボトム「身体とベッドの軸を合わせる」**

腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にガイドを設置。背上げするときの**身体の動き**と**ベッドの動きの軸**を合わせやすくなります。また運動を活用すると、**骨盤をホールド**するポケットを構成できます。

point 4**背サポート「より姿勢を安定させやすく」**

膝部が多段階で曲があるので、**身長差**をカバーしベッドの動きにフィット。膝裏へのあたりも良く馴染みやすくなっています。



ご家族向けアプリを作りました。

- 呼び鈴機能を搭載したことでの、スマートフォンへの発信ができます。
- スマートフォンでベッドの操作ができ、ボタンが押しきれない方でも操作可能に。
- 使用方法も動画で確認できるので、より介護ベッドを身近に感じていただけます。

Google Play
で見るApp Store
で見る特殊寝台及び
特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自処理装置

移動用身体支援機器型

楽匠プラスシリーズ



Hタイプ

| 多目的ボード（モスグリーン） | | | | | | 棚付きボード（モスグリーン） | | | | | |
|----------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| 3モーション | | | 2モーション | | | 3モーション | | | 2モーション | | |
| ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
| 91.0cm | KQ-A6311 | 11-1900-0 | 91.0cm | KQ-A5311 | 11-1902-0 | 91.0cm | KQ-A6318 | 11-1904-0 | 91.0cm | KQ-A5318 | 11-1906-0 |
| 83.0cm | KQ-A6111 | 11-1901-0 | 83.0cm | KQ-A5111 | 11-1903-0 | 83.0cm | KQ-A6118 | 11-1905-0 | 83.0cm | KQ-A5118 | 11-1907-0 |
| TAISコード | 00170-001315 | | TAISコード | 00170-001287 | | TAISコード | 00170-001489 | | TAISコード | 00170-001481 | |
| 非課税 | | | 非課税 | | | 非課税 | | | 非課税 | | |

多機能ボード
(キャメル)



多機能ボード
(ホワイト)



棚付ボード
(キャメル)



棚付ボード
(ホワイト)



スリムボード
(キャメル)



| Xタイプ | 3モーター | | | 2モーター | | |
|----------------------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
| 多機能 ボード (キャメル) | 91.0cm | KQ-A3322 | 11-1920-1 | 91.0cm | KQ-A2322 | 11-1926-1 |
| | 83.0cm | KQ-A3122 | 11-1921-1 | 83.0cm | KQ-A2122 | 11-1927-1 |
| | TAISコード | 00170-001265 | | TAISコード | 00170-001251 | |
| 非課税 | | | 非課税 | | | |
| 多機能 ボード (ホワイト) | 91.0cm | KQ-A3300 | 11-1920-3 | 91.0cm | KQ-A2300 | 11-1926-3 |
| | 83.0cm | KQ-A3100 | 11-1921-3 | 83.0cm | KQ-A2100 | 11-1927-3 |
| | TAISコード | 00170-001258 | | TAISコード | 00170-001244 | |
| 非課税 | | | 非課税 | | | |
| 棚付 ボード (キャメル) | 91.0cm | KQ-A3328 | 11-1924-3 | 91.0cm | KQ-A2328 | 11-1928-1 |
| | 83.0cm | KQ-A3128 | 11-1925-3 | 83.0cm | KQ-A2128 | 11-1929-1 |
| | TAISコード | 00170-001474 | | TAISコード | 00170-001470 | |
| 非課税 | | | 非課税 | | | |
| 棚付 ボード (ホワイト) | 91.0cm | KQ-A3308 | 11-1924-1 | 91.0cm | KQ-A2308 | 11-1928-3 |
| | 83.0cm | KQ-A3108 | 11-1925-1 | 83.0cm | KQ-A2108 | 11-1929-3 |
| | TAISコード | 00170-001472 | | TAISコード | 00170-001468 | |
| 非課税 | | | 非課税 | | | |
| スリム ボード (キャメル) | 91.0cm | KQ-A3325 | 11-1925-4 | 91.0cm | KQ-A2325 | 11-1929-4 |
| | 83.0cm | KQ-A3125 | 11-1925-5 | 83.0cm | KQ-A2125 | 11-1929-5 |
| | TAISコード | 00170-001410 | | TAISコード | 00170-001401 | |
| 非課税 | | | 非課税 | | | |

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ソフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐装置
機器型

楽匠Z JIS



バラマウントベッド

| | 楽匠Z木目 | | | 楽匠Z木製足側ロータイプ | | | 楽匠Z木製足側ハイタイプ | | | 楽匠Z棚付き木製ボード | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 3 モーション | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
| | 91.0cmS | KQ-7321 | 11-1414-0 | 91.0cmS | KQ-7322 | 11-1418-0 | 91.0cmS | KQ-7323 | 11-1422-0 | 91.0cmS | KQ-7324 | 11-1429-0 |
| | 83.0cmS | KQ-7301 | 11-1416-0 | 83.0cmS | KQ-7302 | 11-1420-0 | 83.0cmS | KQ-7303 | 11-1424-0 | 91.0cm | KQ-7334 | 11-1430-0 |
| | 91.0cm | KQ-7331 | 11-1413-0 | 91.0cm | KQ-7332 | 11-1417-0 | 91.0cm | KQ-7333 | 11-1421-0 | | | |
| | 83.0cm | KQ-7311 | 11-1415-0 | 83.0cm | KQ-7312 | 11-1419-0 | 83.0cm | KQ-7313 | 11-1423-0 | | | |
| 2 モーション | TAISコード | 00170-000785 | | TAISコード | 00170-000786 | | TAISコード | 00170-000787 | | TAISコード | 00170-000928 | |
| | 非課税 | | | 非課税 | | | 非課税 | | | 非課税 | | |
| | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
| | 91.0cmS | KQ-7221 | 11-1402-0 | 91.0cmS | KQ-7222 | 11-1406-0 | 91.0cmS | KQ-7223 | 11-1410-0 | 91.0cmS | KQ-7224 | 11-1431-0 |
| | 83.0cmS | KQ-7201 | 11-1404-0 | 83.0cmS | KQ-7202 | 11-1408-0 | 83.0cmS | KQ-7203 | 11-1412-0 | 91.0cm | KQ-7234 | 11-1432-0 |
| サイズ表 | 91.0cm | KQ-7231 | 11-1401-0 | 91.0cm | KQ-7232 | 11-1405-0 | 91.0cm | KQ-7233 | 11-1409-0 | | | |
| | 83.0cm | KQ-7211 | 11-1403-0 | 83.0cm | KQ-7212 | 11-1407-0 | 83.0cm | KQ-7213 | 11-1411-0 | | | |
| | TAISコード | 00170-000777 | | TAISコード | 00170-000778 | | TAISコード | 00170-000779 | | TAISコード | 00170-000926 | |
| | 非課税 | | | 非課税 | | | 非課税 | | | 非課税 | | |
| | 92.9~99.9 ミニ レギュラー | 201.3~212.3 | 単位:cm | 105.2 196.3 61.7 (足側) | 92.9~99.9 ミニ レギュラー | 207.3 | 105.2 41.2 41.2 (足側) | 92.9~99.9 ミニ レギュラー | 196.3 61.7 (足側) | 84.7 41.2 41.2 (足側) | 99.9 ミニ レギュラー | 206.7 84.7 41.2 (足側) |

楽匠Feez JIS

独自の快適な背あげ機構に、超低床化による安全性と安心感をプラス。



| 3モーター | 木製 | | | 木目 | | |
|----------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
| | 91.0cm | KQ-7833 | 11-1602-0 | 91.0cm | KQ-7831 | 11-1604-0 |
| TAISコード 00170-000893 | | | | | | |
| 2モーター | 非課税 | | | 非課税 | | |
| | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
| | 91.0cm | KQ-7733 | 11-1601-0 | 91.0cm | KQ-7731 | 11-1603-0 |

Q-AURA(クオラ) JIS




| 3モーター | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード | |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------------|--|
| | 91.0cmS | KQ-63210 | 11-1304-0 | 00170-000871 | |
| | 91.0cm | KQ-63310 | 11-1303-0 | 00170-000874 | |
| TAISコード 00170-000872 | | | | | |
| 2モーター | 非課税 | | | 非課税 | |
| | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード | |
| | 91.0cmS | KQ-62210 | 11-1302-0 | 00170-000865 | |



クオラワン JIS

クオラ ONE

New!



ストレッチ背あげ

やや伸びあがるように起こすことで背ボトムと身体の回転軸が近くなり背あげによる圧迫感や姿勢のずれを軽減します。




格納式オプション受け

オプション製品を使用しないときはオプション受けをボトムの下に格納できるので、足が降ろしやすくなったり、車いすをより近づけやすくなったりします。より壁にも寄せてベッドを設置することができます。



バラマウントベッド


頭側(背ボトム上部)
取り外して向きを変えることで長さを変えられます。



足側(マットレス止め・大)
サイズに合った位置に取り付けます。



ボトムエッジ
取り外して裏返すことで幅を変えられます。



マットレス止め(小)
サイズに合った位置に取り付けます。

※91cm幅用のボードと83cm幅用のボードではサイズが異なります。
必ずベッド本体で設定した幅に合わせたボードを取り付けてください。

3モーター

2モーター

2モーション

| ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| 91.0cm | KQ-B6321 | 11-1312-0 | 91.0cm | KQ-B6221 | 11-1310-0 | 91.0cm | KQ-B6421 | 11-1311-0 |
| 83.0cm | KQ-B6301 | 11-1312-1 | 83.0cm | KQ-B6201 | 11-1310-1 | 83.0cm | KQ-B6401 | 11-1311-1 |
| TAISコード | 00170-001521 | | TAISコード | 00170-001524 | | TAISコード | 00170-001533 | |

非課税

3モーター

2モーター


2モーション

非課税


非課税

非課税

RENTO(レント) JIS




最高床高
62cm(55cm)
最低床高
22cm(15cm)



| ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
|---------|--------------|-----------|
| 91.0cmS | KQ-68323 | 11-1803-0 |
| 91.0cm | KQ-68333 | 11-1800-0 |
| TAISコード | 00170-001020 | |

| ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
|---------|--------------|-----------|
| 91.0cmS | KQ-68223 | 11-1809-0 |
| 91.0cm | KQ-68233 | 11-1806-0 |
| TAISコード | 00170-001023 | |

| ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
|------|----------|-------------|
| 109 | レギュラー203 | 104 ~ 59 |



楽匠 S 100cm JIS

木製ボードタイプ

インテリア性を重視した
高級感のある木製ボード



| | |
|---------------------------|--------------|
| 申込番号 | 11-1589-0 |
| 3モーター(ラクラクモーション付き)KQ-9652 | |
| TAISコード | 00170-000679 |

| 課税 | |
|---------------|--------------|
| 申込番号 | 11-1588-0 |
| 2モーター KQ-9252 | |
| TAISコード | 00170-000678 |


課税

便利なオプション

お好みに合せて、便利で快適な環境づくりにお役立てください。

| | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 専用付属品 アイコン | + 楽匠プラス Feez | S 楽匠S Z 楽匠Z |
| | | R レント Q クオラ |

ベッドサイドレール




| |
|----------------------|
| S Feez Z R Q |
| 申込番号 19-1506-3 |
| KS-151Q(1本) |
| TAISコード 00170-000537 |

| |
|-----------------------|
| S Feez Z R Q + |
| 申込番号 19-1501-0 |
| KS-161Q(2本) |
| TAISコード 00170-000527 |

| |
|-----------------------|
| S Feez Z R Q + |
| 申込番号 19-1516-3 |
| KS-191Q(1本) |
| TAISコード 00170-000752 |

| |
|-----------------------|
| S Feez Z R Q + |
| 申込番号 19-1505-1 |
| KS-171Q(2本) |
| TAISコード 00170-000529 |

抜き差しがしやすく使いやすいベッドサイドレール



開閉部のない、コンパクトタイプ ベッド用手すり「サイドグリップ」KS-030A



背上げ時、端座位につかりやすい!



*非課税扱いのベッド本体と一緒にお申し込みいただくと非課税扱いとなります。

特殊寝台及
び専用付属品

体位変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

コートの吊り具

処理装置

自動排泄
移動体支装看護器型



| S | Feez | Z | R | Q | |
|---------------------|--------------|---|---|---|--|
| 申込番号 | 19-1503-3 | | | | |
| KS-151QC(1本) | | | | | |
| TAISコード | 00170-000543 | | | | |

課税 ※



| S | Feez | Z | R | Q | + |
|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| 申込番号 | 19-1502-4/19-1507-4 | | | | |
| KS-161QC/KS-171QC (2本) | | | | | |
| TAISコード | 00170-000539/00170-000541 | | | | |

課税 ※


New!



| S | Feez | Z | R | Q | + |
|------------------------------------|--------------|---|---|---|---|
| 申込番号 | 19-1508-3 | | | | |
| ソフトカバー付きサイドレール KS-191QC(1本) | | | | | |
| TAISコード | 00170-000763 | | | | |

課税 ※

オーバーベッドテーブル/ベッドサイドテーブル



ベッドサイドテーブル

| | |
|----------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-1112-1 |
| KF-1920 アイボリー | |
| TAISコード | 00170-000716 |
| 申込番号 | 19-1114-1 |
| KF-1930 ミディアム | |
| TAISコード | 00170-000751 |
| 申込番号 | 19-1114-1 |
| KF-1960 チェリー | |
| TAISコード | 00170-000718 |

課税



- ベッドと合わせられる木目調のデザイン
- レバー操作で天板の高さ調節が可能

テーブルの左右どちらからでも簡単なレバー操作で高さを合わせられるテーブルです。

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-1543-1 |
| オーバーベッドテーブル KF-833LD | |
| TAISコード | 00170-001497 |

課税



左右どちらかのレバーを操作するだけで、高さ調節できます。

New!

| | |
|--------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0189-1 |
| オーバーベッドテーブル | |
| TAISコード | 00170-000321 |

課税

- 使用可能なベッド／全幅110.5cm以下
- ※サイドサポートとの併用はできません



- 使用可能なベッド／KF-833LA 全幅110.5cm以下
- KF-833SA 全幅96.5cm以下
- ※サイドサポートとの併用はできません

からだをあずけても動かない強力なロックブレーキ付きです。

| | |
|----------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0140-1 |
| KF-833LA(91・100cm幅) | |
| TAISコード | 00170-000315 |
| 申込番号 | 19-0143-1 |
| KF-833SA(83cm幅) | |
| TAISコード | 00170-000316 |

課税

便利なオプション お好みに合せて、便利で快適な環境づくりにお役立てください。

延長フレーム

レギュラーベッドを足側に14cm延長できます

| クオラ用延長フレーム | |
|----------------|--------------|
| 申込番号 | 11-1305-1 |
| KQ-P62L | |
| TAISコード | 00170-000876 |

課税 ※

| S | Feez | R | + (Xタイプ) |
|-------------------------------|-----------|---|----------|
| 申込番号 | 19-1510-1 | | |
| キャスター付ハイツペーサー KQ-P90CH | | | |

課税

| S | Feez | R | + (Xタイプ) |
|----------------------|-----------|---|----------|
| 申込番号 | 19-1509-1 | | |
| キャスター KQ-P90C | | | |

課税

| Z | + (Hタイプ) |
|----------------------|--------------|
| 申込番号 | 11-1455-1 |
| キャスター KQ-P70C | |
| TAISコード | 00170-000794 |

課税

New!

| S | Feez | R | + (Xタイプ) |
|----------------|-----------|---|----------|
| 申込番号 | 11-1462-1 | | |
| KQ-P78L | | | |

課税 ※

| R | Feez | Q | New! |
|----------------------|-----------|---|------|
| 申込番号 | 19-1540-1 | | |
| キャスター KQ-P68C | | | |

課税

延長マットレス

| | |
|-----------------------|--------------|
| 申込番号 | 11-1509-1 |
| KE-553L(83cm幅) | |
| TAISコード | 00170-000565 |
| 申込番号 | 11-1503-1 |
| KE-551L(91cm幅) | |
| TAISコード | 00170-000563 |

課税

| | |
|------------------------|--------------|
| 申込番号 | 11-1504-1 |
| KE-557L(100cm幅) | |
| TAISコード | 00170-000661 |
| 申込番号 | 19-1541-1 |

課税

New!

※非課税扱いのベッド本体と一緒にお申し込みいただくと非課税扱いとなります。

リバティーネオ JIS

ランダルコーポレーション

91cm
幅用マットレスを
お選びください
P21.22




←手元スイッチ


人間工学に基づいた使いやすい形状で耐水型

| | |
|----------------------|----------------------|
| 申込番号 11-6998-0 | 申込番号 11-6996-0 |
| 3モーター CLBN-2309 | 2モーター CLBN-2209 |
| | |
| TAISコード 00496-000309 | TAISコード 00496-000308 |
| 非課税 | 非課税 |


便利なオプション お好みに合せて、便利で快適な環境づくりにお役立てください。




| |
|---------------------------------|
| 申込番号 19-6985-1 |
| サイドレールS CAS-143W(1本) |
| TAISコード 00496-000282 |
| 課税 ※ |



| |
|------------------------------------|
| 申込番号 19-6979-1 |
| さしこみサイドレール CAS-178W(1本) |
| TAISコード 00496-000285 |
| 課税 ※ |



| |
|-----------------------------------|
| 申込番号 19-6902-1 |
| サイドレールロング CAS-1180(1本) |
| TAISコード 00496-000138 |
| 課税 ※ |




| |
|------------------------|
| 申込番号 19-6978-1 |
| うごけばーあV CAC-070 |
| TAISコード 00496-000280 |
| 課税 |



※ベッドの高さが1.8cm高くなります。

| |
|---|
| 申込番号 19-6927-1 |
| 四輪ダブルロックキャスター (4脚セット)CA-0921 |
| TAISコード 00496-000271 |
| 課税 |




New!

| |
|-------------------------------|
| 申込番号 19-9697-1 |
| ベッドサイドテーブル CA-3630 |
| TAISコード 00496-000295 |
| 課税 |

超低床 フロアーベッド JIS

単位:cm



ベッドからの転落の
危険性が高く、電動ベッドを
お使いになれなかった方に
オススメです。

91cm
幅用マットレスを
お選びください
P21.22

| |
|----------------------|
| 申込番号 11-0401-0 |
| FLB-03J |
| TAISコード 00200-000480 |
| 課税 |



| |
|------------------------|
| サイズ:全長117cm×全高46cm |
| 申込番号 19-5111-1 |
| ベッド用グリップ GR-510 |
| TAISコード 00200-000428 |
| 課税 ※ |



| |
|-------------------------------------|
| 申込番号 19-5110-1 |
| 差し込み式サイドレール SR-100JJ(1本) |
| TAISコード 00200-000517 |
| 課税 ※ |



| |
|-------------------------------------|
| 申込番号 19-5109-1 |
| 差し込み式サイドレール SR-300JJ(1本) |
| TAISコード 00200-000338 |
| 課税 ※ |

※非課税扱いのベッド本体と一緒にお申し込みいただくと非課税扱いとなります。

Emi(えみ) トールタイプ樹脂ダーク

シーホネンス

New!



床高
62.5cm
~
20cm



超低床タイプ



頭頸部を調節できる「電動ヘッドレスト機能」を搭載。

頭頸部0~30°の屈曲位置「ADLポジション」、0~50°の屈曲位置「QOLポジション」のいずれかを、利用者の状況に応じて選ぶことができます。

「頸部前屈位」という頸を引いた前向き目線の姿勢になり、誤嚥リスクを低減します。ベッド上での食事や授業時に、また口腔ケア時のポジショニングにご使用ください。

3モーター WR3-90(83)H16



ベッド幅 申込番号

| | |
|---------|--------------|
| 90.0cm | 11-0400-1 |
| TAISコード | 00167-000316 |
| 83.0cm | 11-0401-1 |
| TAISコード | 00167-000324 |

非課税
2モーター WR2-90(83)H16

ベッド幅 申込番号

| | |
|---------|--------------|
| 90.0cm | 11-0402-1 |
| TAISコード | 00167-000332 |
| 83.0cm | 11-0403-1 |
| TAISコード | 00167-000340 |


非課税

コア・ネオ



シーホネンス

シーホネンスのベストセラー
在宅介護ベッド「Core820R」が
ついに生まれ変わりました。



軽量

モータユニットを従来比29%
更なる軽量化を実現

簡単

組立てに配線や工具の必要無く
シンプルな工程

快適

ご利用者さまが
快適に過ごせる機能

手元
スイッチ

2モーター用




3モーター用

3モーター NS-830



ベッド幅 申込番号

| | |
|---------|--------------|
| 90.0cm | 11-0300-0 |
| TAISコード | 00167-000263 |

非課税
2モーター NS-820

ベッド幅 申込番号

| | |
|---------|--------------|
| 90.0cm | 11-0299-0 |
| TAISコード | 00167-000262 |

非課税

便利なオプション



サイズ:長さ99.5cm×高さ(ボトム面より)39.5cm


| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0202-0 |
| K-170R(2本) | |
| TAISコード | 00167-000111 |

課税※

サイズ:
長さ S: 89.5cm L: 113.5cm
高さ(ボトム面より) 39.5cm

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 申込番号 | 19-0203-0/19-0204-0 |
| K-170S/K-170L(2本) | |
| TAISコード | 00167-000110/00167-000112 |

課税※



サイズ:長さ84cm×高さ(ボトム面より)39.5cm

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 19-0244-0 |
| K-173(2本) | |
| TAISコード | 00167-000183 |

課税※

サイズ:
長さ S:72cm L:96cm 高さ(ボトム面より) 39.5cm

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 申込番号 | 19-0248-1/19-0249-1 |
| K-173S/K-173L(2本) | |
| TAISコード | 00167-000199/00167-000200 |

課税



サイズ:長さ85.5cm×高さ(ボトム面より)39.5cm

| | |
|------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-3004-1 |
| サポートグリップK-95(1本) | |
| TAISコード | 00167-000281 |


課税



サイズ:全長119.6cm×高さ(ボトム面より) 39.5cm

| | |
|------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0255-1 |
| 回転式アーム介助バーK-40RX | |
| TAISコード | 00167-000204 |

課税

サイズ:長さ S: 42cm R: 52cm L: 66cm
高さ(ボトム面より) 39.5cm

| | |
|-------------|--------------|
| 申込番号 | 19-3001-1 |
| K-195SX(1本) | |
| TAISコード | 00167-000232 |
| 申込番号 | 19-3002-1 |
| K-195RX(1本) | |
| TAISコード | 00167-000233 |
| 申込番号 | 19-3003-1 |
| K-195LX(1本) | |
| TAISコード | 00167-000234 |

課税



双輪径:10cm

| | |
|---------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0250-2 |
| キャスター K-128WR | |
| TAISコード | 00167-000208 |

課税

サイズ:床高28cm(+3cm)
双輪径:7.5cm

| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0208-1 |
| キャスターK-129 | |
| TAISコード | 00167-000209 |

課税



サイズ:幅90×奥行き44.2×高さ66~97.5cm(昇降ストローク:31.5cm)

| | |
|---------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0286-1 |
| ベッドサイドテーブル PT-7000F アイボリー | |
| TAISコード | 00167-000347 |
| 申込番号 | 19-0286-2 |

課税



| | |
|-------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0286-2 |
| ベッドサイドテーブル PT-7000F ダーク | |
| TAISコード | 00167-000351 |

課税

| | |
|--------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0260-0 |
| ロングボトムマットレス(90cm幅) | |
| TAISコード | 00167-000269 |

課税※

※非課税扱いのベッド本体と一緒に申し込みいただくと非課税扱いとなります。


ミオレットⅢ

New!

91.83cm
幅用マットレスを
お選びください
P21.22

プラス

●樹脂ボード




●木製ボード

背上げ時のズレを抑える 膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パートの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…



⚠ 褥瘡(床ずれ)の原因になります

| | 樹脂 | | | 木製 | | |
|-------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| 3モーター | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
| | 91.0cm | P113-31AC | 11-9012-0 | 91.0cm | P113-31BA | 11-9014-0 |
| | 83.0cm | P113-32CC | 11-9013-0 | 83.0cm | P113-32DA | 11-9015-0 |
| | TAISコード | 00631-000557 | | TAISコード | 00631-000558 | |
| 非課税 | | | | | | |
| 2モーター | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型番 | 申込番号 |
| | 91.0cm | P113-21AC | 11-9008-0 | 91.0cm | P113-21BA | 11-9010-0 |
| | 83.0cm | P113-22CC | 11-9009-0 | 83.0cm | P113-22DA | 11-9011-0 |
| | TAISコード | 00631-000553 | | TAISコード | 00631-000554 | |
| 非課税 | | | | | | |

便利なオプション お好みに合せて、便利で快適な環境づくりにお役立てください。

New!



●PA505-961

●PA505-751

●PA505-441

サイズ: 幅96×高さ53.5cm

サイズ: 幅75×高さ53.5cm

サイズ: 幅59×高さ53.5cm

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8848-3 |
| PA505-75 ミオレットⅢ専用 サイドレール レギュラー(1本) | |
| TAISコード | 00631-000319 |


| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8847-3 |
| PA505-96 ミオレットⅡ専用 サイドレール ロング(1本) | |
| TAISコード | 00631-000320 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8849-3 |
| PA505-44 ミオレットⅡ専用 サイドレール ショート(1本) | |
| TAISコード | 00631-000318 |

課税※

課税※

New!



●PA505-96L1

●PA505-75L1

●PA505-44L1

サイズ: 幅103×高さ54cm

サイズ: 幅82×高さ54cm

サイズ: 幅66×高さ54cm

| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8848-4 |
| PA505-75L1 | |
| TAISコード | 00631-000517 |

| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8847-4 |
| PA505-96L1 | |
| TAISコード | 00631-000516 |

| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8849-4 |
| PA505-44L1 | |
| TAISコード | 00631-000518 |

| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8849-4 |
| PA505-44L1 | |
| TAISコード | 00631-000518 |

| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8849-4 |
| PA505-44L1 | |
| TAISコード | 00631-000518 |

※非課税扱いのベッド本体と一緒にお申し込みいただくと非課税扱いとなります。

New!



サイズ:幅117×高さ54.4cm

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8865-1 |
| パッド付レバーロック式ベッド用 グリップ「ニーパロL(エル)」 | |
| TAISコード | 00631-000536 |

課税

New!



サイズ:幅75.6×高さ52.2cm

| | |
|--------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8853-1 |
| ハンドグリップ PG04-75 | |
| TAISコード | 00631-000545 |

課税

New!



サイズ:幅124×高さ54.4cm

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8870-1 |
| ニーパロL ロング対応 スペーサー・パッド付 PG03-116MPL | |
| TAISコード | 00631-000534 |

課税

New!



サイズ:幅82.6×高さ52.2cm

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8854-1 |
| ハンドグリップ ロングタイプ対応 スペーサー付 PG04-75L | |
| TAISコード | 00631-000547 |

課税

New!



サイズ:幅16.8×高さ13.6×奥行き6.7cm

| | |
|----------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8862-2 |
| ミオレット3専用ハイスペーサー PH05-45 | |
| TAISコード | 00631-000562 |

課税※

New!




キャスター径:7.5cm

| | |
|---------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-8852-1 |
| ミオレットⅢ専用キャスター PC03-8CK | |
| TAISコード | 00631-000561 |

課税

Rafio ラフィオ JIS


樹脂ボード



木製ボード



木製宮付ボード



91cm
幅用マットレスを
お選びください
P21.22

3モーター



2モーター



樹脂ボード

木製ボード

木製宮付ボード

| ベッド幅 | 型 番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型 番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型 番 | 申込番号 |
|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| 93.0cmS | P110-71ACS | 11-8920-0 | 93.0cmS | P110-71BAS | 11-8923-0 | 93.0cmS | P110-71BBS | 11-8926-0 |
| 93.0cmR | P110-71ACR | 11-8911-0 | 93.0cmR | P110-71BAR | 11-8922-0 | 93.0cmR | P110-71BBR | 11-8925-0 |
| 93.0cmL | P110-71ACL | 11-8921-0 | 93.0cmL | P110-71BAL | 11-8924-0 | 93.0cmL | P110-71BBL | 11-8927-0 |
| TAISコード | 00631-000341 | | TAISコード | 00631-000342 | | TAISコード | 00631-000344 | |

非課税

| ベッド幅 | 型 番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型 番 | 申込番号 | ベッド幅 | 型 番 | 申込番号 |
|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| 93.0cmS | P110-21ACS | 11-8912-0 | 93.0cmS | P110-21BAS | 11-8915-0 | 93.0cmS | P110-21BBS | 11-8918-0 |
| 93.0cmR | P110-21ACR | 11-8910-0 | 93.0cmR | P110-21BAR | 11-8914-0 | 93.0cmR | P110-21BBR | 11-8917-0 |
| 93.0cmL | P110-21ACL | 11-8913-0 | 93.0cmL | P110-21BAL | 11-8916-0 | 93.0cmL | P110-21BBL | 11-8919-0 |
| TAISコード | 00631-000331 | | TAISコード | 00631-000332 | | TAISコード | 00631-000334 | |

非課税

非課税

非課税

3モータ用



2モータ用

| | | |
|-------------------|---------|--------------|
| (4個1組) | 申込番号 | 19-8861-1 |
| 低床用キャスター PC02-8CK | TAISコード | 00631-000462 |
| 課税※ | | |

| | | |
|--------------------|---------|--------------|
| (4個1組) | 申込番号 | 19-8860-1 |
| 超低床用キャスター PC01-5CK | TAISコード | 00631-000461 |
| 課税※ | | |

| | |
|----------------------|-----------|
| 申込番号 | 19-8862-1 |
| 8cmハイitsペーサー PH04-80 | TAISコード |
| 00631-000463 | 課税※ |

※非課税扱いのベッド本体と一緒にお申し込みいただくと非課税扱いとなります。

スライディングボード

モルテン
スライディ MSLD **New!**



取付例

どこでも簡単に使えるよう スモール&ライトを実現



ボードを小さくするために回転動作で移乗するのに最良な形状にしました!
やわらかく、しなりがあり反発力によってスムーズに移乗ができます!

どんな車いすにも取り付け・取り外し可能な
スライディ収納袋を標準装備!

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 10-1304-0 |
| TAISコード | 00054-000449 |
| 課税 | |

バラマウントベッド
移乗用イージーグライド SS・S・M・L

折り曲げ可(M・L)のみ



(SS)

(S)

(M)

(L)

| | |
|--------------|----------------------|
| 申込番号 | 29-5802-1 |
| KZ-A29035(S) | TAISコード 00170-000569 |
| 課税 | |

| | |
|--------------|----------------------|
| 申込番号 | 29-5803-1 |
| KZ-A29036(M) | TAISコード 00170-000570 |
| 課税 | |

| | |
|---------------|----------------------|
| 申込番号 | 29-5801-1 |
| KZ-A29034(SS) | TAISコード 00170-000568 |
| 課税 | |

| | |
|--------------|----------------------|
| 申込番号 | 29-5804-1 |
| KZ-A29037(L) | TAISコード 00170-000571 |
| 課税 | |

- 長さ／(SS)45・(S・M)60・(L)75cm
- 幅／(SS)20・(S)25・(M・L)33cm
- 重さ／(SS)0.43・(S)0.72・(M)0.90・(L)1.3kg
- 材質／ポリエチレン ●耐荷重／135kg

ラックヘルスケア
フレックスボード

6つのセクションから成り立つ特殊形状で、フレキシブルにフィットするため移乗をスムーズに行えます。




| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 13-5814-1 |
| TAISコード | 00245-000151 |
| 課税 | |

ホームケア渡部建築

プレベントイブシーツCL-S1

New!



摩擦を圧倒的に軽減!

体位
変換

シート中央のブルーの部分に摩擦を軽減する
特殊な生地を使用し体位変換をサポートします。

床ずれ
予防

床ずれ発生の原因になる応力
(ズレカや引っ張り力)を軽減します。

腰痛
予防

介助者の身体的負担・介助量を軽減、腰痛を予防し
医療費の削減と離職率の軽減へと繋げます。

自立
支援

高齢者や難病患者の残存機能を活かし、
寝返りや体動等の自立支援をサポートします。

プレベントイブシーツの特徴

- 高い通気性：寝具に求められている通気性600g/m²-24hrsを大幅に超える918g/m²-24hrsを実現。
- ノンアイロン：シワになりにくい素材なので面倒なアイロンかけも不要です。※ブルーの部分はアイロン不可。
- 熱湯による消毒が可能：ガイドラインにある「80°C移乗の熱湯に10分以上浸す」をクリア。(MAX90°C)

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 02-1011-0 |
| TAISコード | 01622-000006 |
| 課税 | |

介助ベルト

エナジーフロント

リフティピーヴォ LP-H

移乗介助をストレスフリーに!!



超撥水加工!!

表面は超撥水により、水に強く、簡単な汚れはサッと拭き取ることができます。また、シャワー介助でも安心してお使い頂けます。

膝に力が入りにくい方へ対応!!
膝折れ防止具。

腰に負担のない移乗介助を。
80kgでも5kg以下に。

ソフト面ファスナーは、両面の起毛が噛み合ふことでズレを防ぎ、固定強度を保ちます。



上記QRコードで
解りやすいご利用方法を
案内いたします♪

リフティ・ピーヴォはこんな
シーンでご利用いただけます。

- ベッドと車いす間の移乗
- 車いすと食卓いす間の移乗
- 車いすと階段リフト間の移乗
- 車いすとシャワーチェア間の移乗など

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 10-1401-1 |
| TAISコード | 01652-000006 |
| 課税 | |

バラマウントベッド

リターンベルトM
KZ-A29051

立ち上がりや歩行を補助します。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 13-5798-1 |
| TAISコード | 00170-000841 |
| 課税 | |

バラマウントベッド

フレキシベルト ハグ S・M



- サイズ/(S)60~100cm(M)70~120cm
- 重さ/(S)420g(M)450g
- 耐荷重/150kg

●材質/ポリエチル

| | |
|----------------------|--------------|
| 申込番号 | 13-5800-1 |
| Sサイズ KZ-A 52071 | |
| TAISコード 00170-000693 | |
| 課税 | |
| 申込番号 | 13-5801-1 |
| Mサイズ KZ-A 52072 | |
| TAISコード | 00170-000694 |
| 課税 | |

ラックヘルスケア

マスターべルト S・M



人間工学に基づいた握りやすいグリップが縦と横にたくさんついています。


- サイズ/(S)62~100cm(M)72~120cm

| | |
|----------------|--------------|
| 申込番号 | 13-5812-1 |
| Sサイズ | |
| 申込番号 13-5813-1 | |
| Mサイズ | |
| TAISコード | 00245-000144 |
| 課税 | |

バラマウントベッド

ターンテーブルハードS
KZ-A52044

必要に応じて止めることができる
大きさ・薄さになっています。



●最大積載荷重/30kg

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 13-5799-1 |
| TAISコード | 00170-000706 |
| 課税 | |

バラマウントベッド

リハビリテーブル KF-840

低床ベッドや座面の低い車いすと組合せてお使いいただけます。



※前側キャスター
ストッパー付き

●最大積載荷重/30kg

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 19-0187-1 |
| TAISコード | 00170-000489 |
| 課税 | |

端座位テーブル

バラマウントベッド

リハビリテーブル KF-850

天板は大きめのサイズで、ゆとりのある食事・作業スペースが確保できます。



※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイスペーサーが必要です

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 19-0156-1 |
| TAISコード | 00170-000265 |
| 課税 | |

マットレス 一覧表

※非課税扱いのベッド本体と一緒に
お申し込みいただくと非課税扱いと
なります。

マットレスの選び方


一般的にマットレスは硬めの方が、体が沈みこみにくく、立ち上がりの際も安定感があるといわれています。

しかし体の症状などによっては不向きの場合もあります。

特にご自分で寝返りのうてない方や、早くからの床ずれ防止を希望される方などには、床ずれを防止する効果のあるマットレスのご利用をお薦め致します。体にかかる圧力を分散し、床ずれ予防に効果的です。(P29~36をご覧下さい。)



このマークについている商品は両面利用できるリバーシブルマットレスです。



ご注意 マットレスにはシーツはついておりません。

マットレスの快適性、清潔さを保つために、シーツやベッドパッド等の敷物をご利用ください。

商品名・特徴

寸法 厚×長(cm)

83cm幅用 申込番号・TAISコード

91cm幅用 申込番号・TAISコード

100cm幅用 申込番号・TAISコード

スタンダードEマットレス (ランダルコーポレーション)



課税(83・91cm幅)※
課税(100cm幅)※

New!

レギュラー
8×191

ショート
8×180

申込番号 13-9623-1 品 CSM-3918
TAISコード 00496-000313

申込番号 13-9625-1 品 CSM-3018
TAISコード 00496-000316

ストレッチスリムマットレス (パラマウントベッド)



課税(83・91cm幅)※
課税(100cm幅)※

清拭
通気

マットレスが伸びて体のすれを軽減するストレッチシステムを採用。かため。現在プレグラーマットレスのようなかためのマットレスを使用されている方にオススメです。

清拭力バー
レギュラー
7×191

ショート
7×180

申込番号 12-0141-1 品 KE-773SQ
TAISコード 00170-000742

申込番号 12-0142-1 品 KE-774SQ
TAISコード 00170-000743

申込番号 12-0144-1 品 KE-772SQ
TAISコード 00170-000741

申込番号 12-0143-1 品 KE-771SQ
TAISコード 00170-000740

申込番号 12-0145-1 品 KE-777SQ
TAISコード 00170-000744

通気力バー
レギュラー
7×191

ショート
7×180

申込番号 12-0146-1 品 KE-773TQ
TAISコード 00170-000747

申込番号 12-0147-1 品 KE-774TQ
TAISコード 00170-000748

申込番号 12-0148-1 品 KE-771TQ
TAISコード 00170-000745

申込番号 12-0149-1 品 KE-772TQ
TAISコード 00170-000746

申込番号 12-0150-1 品 KE-777TQ
TAISコード 00170-000749

プレグラーマットレス (パラマウントベッド)



課税(83・91cm幅)※
課税(100cm幅)※

通気

柔軟性がありよく曲がります。背上げ、足上げ機能付電動ベッドとの組み合わせに最適です。

レギュラー
8×191

ショート
8×180

申込番号 12-0103-1 品 KE-553
TAISコード 00170-000142

申込番号 12-0105-1 品 KE-5531
TAISコード 00170-000285

申込番号 12-0106-1 品 KE-5511
TAISコード 00170-000286

申込番号 12-0104-1 品 KE-551
TAISコード 00170-000159

申込番号 12-0125-1 品 KE-557Q
TAISコード 00170-000444

快眠マットレス ステラフィット (パナソニック)



課税※

New!

耐圧分散にすぐれたウレタンとプレスエアーのハイブリッド構造。

レギュラー
8×191

ショート
8×181

申込番号 13-6455-3 品 PN-S120003
TAISコード 00980-000210

申込番号 13-6456-3 品 PN-S120004
TAISコード 00980-000211

申込番号 13-6453-3 品 PN-S120001
TAISコード 00980-000208

申込番号 13-6454-3 品 PN-S120002
TAISコード 00980-000209

ライフ (エルテン)



課税※

New!

清拭
通気

かたさ調整機能付き標準マットレス。
足元側のダイヤルで簡単にかたさを調整できます。

レギュラー
10×191

ショート
10×180

申込番号 12-0161-1 品 MLFV91DBL
TAISコード 00054-000160

申込番号 12-0162-1 品 MLFV91SDBL
TAISコード 00054-000160

かため

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ソフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐装着器具型

ふつう

| 商品名・特徴 | 寸法 厚×長(cm) | 83cm幅用 申込番号・TAISコード | 91cm幅用 申込番号・TAISコード | 100cm幅用 申込番号・TAISコード |
|---|---|--|--|--|
| ストレッチフィットマットレス (パラマウントベッド) | レギュラー 9×191 ショート 9×180 | 清拭カバー 申込番号 12-0151-1 番 KE-783SQ TAISコード 00170-000732 | レギュラー 9×191 ショート 9×180 | 通気カバー 申込番号 12-0152-1 番 KE-784SQ TAISコード 00170-000733 |
| エバーリーフフ(セブン)マットレス (パラマウントベッド) | レギュラー 7×191 ショート 7×180 | 清拭カバー 申込番号 12-0156-1 番 KE-783TQ TAISコード 00170-000737 | レギュラー 7×191 ショート 7×180 | 通気カバー 申込番号 12-0157-1 番 KE-784TQ TAISコード 00170-000738 |
| テルサ (モルテン) | レギュラー 12×191 ショート 12×180 | 防水カバー 申込番号 12-4114-1 番 MTL1283 TAISコード 00054-000203 | レギュラー 12×191 ショート 12×180 | 通気カバー 申込番号 12-0166-1 番 KE-543T TAISコード 00170-000880 |
| エバーフィットC3 (パラマウントベッド) | レギュラー 10×191 ショート 10×180 | 通気カバー 申込番号 12-0193-1 番 KE-613TQ TAISコード 00170-001044 | レギュラー 10×191 ショート 10×180 | ドライカバー 申込番号 12-0194-1 番 KE-614TQ TAISコード 00170-001045 |
| ペイシスサポート (プラツツ) | レギュラー 9×191 ショート 9×181 | 通気 申込番号 12-0197-1 番 KE-613UQ TAISコード 00170-001035 | 通気 申込番号 12-0198-1 番 KE-614UQ TAISコード 00170-001036 | 通気 申込番号 12-0195-1 番 KE-611UQ TAISコード 00170-001033 |
| アルファアブラ すくっとRe (タイカ) | レギュラー 8×191 ショート 9×181 | 通気 申込番号 19-0931-1 番 TS-SKT-ReA3R TAISコード 00563-000106 | 通気 申込番号 19-0933-1 番 TS-SKT-ReA3S TAISコード 00563-000107 | 通気 申込番号 19-0930-1 番 TS-SKT-ReA1R TAISコード 00563-000108 |
| ストレッチフィットマットレス (パラマウントベッド) 課税(83×91cm幅)※ 課税(100cm幅) 通気 防水 ストレッチシステムとウレタン層が優れた体圧分散性能を発揮。ストレッチスリムマットレスより、やわらかめ。 | レギュラー 9×191 ショート 9×180 | 清拭カバー 申込番号 12-0151-1 番 KE-783SQ TAISコード 00170-000732 | レギュラー 9×191 ショート 9×180 | 通気カバー 申込番号 12-0152-1 番 KE-784SQ TAISコード 00170-000733 |
| エバーリーフフ(セブン)マットレス (パラマウントベッド) 課税※ 清拭 通気 体圧分散性能や動やすさ、寝心地、感染対策など、施設のニーズにバランスよく対応するマットレスです。 | レギュラー 7×191 ショート 7×180 | 清拭カバー 申込番号 12-0156-1 番 KE-783TQ TAISコード 00170-000737 | レギュラー 7×191 ショート 7×180 | 通気カバー 申込番号 12-0157-1 番 KE-784TQ TAISコード 00170-000738 |
| テルサ (モルテン) 課税(83×91cm幅)※ 課税(100cm幅) 防水 通気 利用者様とケア従事者様のさまざまなニーズに対応し満足度を向上する“質感が選べる”標準マットレス。 | レギュラー 12×191 ショート 12×180 | 防水カバー 申込番号 12-4114-1 番 MTL1283 TAISコード 00054-000203 | レギュラー 12×191 ショート 12×180 | 通気カバー 申込番号 12-0166-1 番 KE-543T TAISコード 00170-000880 |
| エバーフィットC3 (パラマウントベッド) 課税(83×91cm幅)※ 課税(100cm幅) 通気 ドライ 「耐圧分散性」「動きやすさ」「安定性」を向上させ、快適性と利便性を高めたリバーシブルマットレス。 | レギュラー 10×191 ショート 10×180 | 通気カバー 申込番号 12-0193-1 番 KE-613TQ TAISコード 00170-001044 | レギュラー 10×191 ショート 10×180 | ドライカバー 申込番号 12-0194-1 番 KE-614TQ TAISコード 00170-001045 |
| ペイシスサポート (プラツツ) 課税(レギュラー・ショート)※ 課税(ロング)※ New! 通気 1枚でショート・レギュラー・ロングの長さに対応。汎用性が高く、快適な寝心地のベーシックマットレスとしてご使用いただけます。 | レギュラー 9×191 ショート 9×181 | 通気 申込番号 12-0197-1 番 KE-613UQ TAISコード 00170-001035 | レギュラー 9×191 ショート 9×181 | ドライカバー 申込番号 12-0198-1 番 KE-614UQ TAISコード 00170-001036 |
| アルファアブラ すくっとRe (タイカ) 課税※ 通気 ウレタンフォームの特殊加工により、寝返りから立ち上がりまでの一連の動作が安定して行えます。動きやすさと寝心地を両立した耐圧分散式マットレスです。 | レギュラー 8×191 ショート 9×181 | 通気 申込番号 19-0931-1 番 TS-SKT-ReA3R TAISコード 00563-000106 | 通気 申込番号 19-0933-1 番 TS-SKT-ReA3S TAISコード 00563-000107 | 通気 申込番号 19-0930-1 番 TS-SKT-ReA1R TAISコード 00563-000108 |

**モルテン
ソフィアウェイ 通気
New!**



スリット形状

「快適な眠りを誘う」標準マットレス

寝心地のよさと寝返りのしやすさ

頭部・足部は小さなスリットで体をやわらかく支え、背中～大腿部は大きなスリットで体の沈み込みを抑えることで、寝心地のよさと寝返りのしやすさを両立しています。



100cm幅は特殊寝台と一緒にお申し込み頂いても課税扱いとなります。

申込番号 13-4145-7

91cm幅 Regular

TAISコード 00054-000309

申込番号 13-4146-7

91cm幅 Short

TAISコード 00054-000313

申込番号 13-4144-1

100cm幅 Regular

TAISコード 00054-000314

課税※

**シーホネンス
コアマットレス10 クラウド 通気
New!**



リバーシブル仕様

耐圧分散性と動きやすさを選べます。(表側:ソフト面 裏側:ハード面)

POINT 1 高い耐圧分散性を実現

POINT 2 キャッチアップへの追従性

POINT 3 ずれ力軽減

マシュマロのような寝心地を実現

高い体圧分散性により、負担のかかりやすい腰部に体圧が集中せず、全身にバランスよく分散されます。またマットレスの屈曲性を極限まで高めてベッドへの追従性を向上することで、背上げに伴う圧迫感と姿勢の崩れを抑えることができます。

申込番号 12-0298-1

90cm幅 Regular

TAISコード 00167-000401

課税※

申込番号 12-0298-1

90cm幅 Regular


TAISコード 00167-000401

課税※

点滴スタンド

介護保険
除外品

介護保険
除外品



支柱内部にエアダンパーを内蔵。
支柱が急速に落下することがなく、
安全性に優れています。

アズワン

イルリガートル台
(ダンパー付)

申込番号 29-0408-1

課税

●材質：支柱・脚／ステンレス

介護保険
除外品

介護保険
除外品




ストッパーをゆるめても上部パイプはゆっくり下降します。

回転式グリップ

145
230
cm

128.7
196.2
cm

115
180
cm



131cm

柏ステンレス工業
イルリガートルスタンド
(キャスター付)

申込番号 29-0406-1

課税

●材質／ステンレス

松永製作所
ガートル棒

申込番号 29-0115-1

課税

●材質／スチール

体位変換器

要支援1・2 要介護1の方へ

体位変換器については厚生労働大臣が定める特定状態にある方を除いて介護保険制度による給付が受けられません。

同じ部位に圧迫をかけないようにこまめに
体位を変換しましょう。



体位変換器

介護給付 予防給付

サービスコード：171006 671006
特別地域： 178006 678006

関節拘縮があると床ずれが発生
しやすくなるので注意しましょう。

仰向けの姿勢で、両膝が屈曲したまま片側に倒れると骨盤がねじれた不自然な姿勢になります。このままの姿勢を続けると、股関節や膝関節の変形拘縮や床ずれのみならず、座位姿勢にも悪影響を及ぼします。骨盤や下肢を正しく保持するためにクッション等を活用ください。



両膝の屈曲と
股関節の
外転・外旋予防に



円背や滑りすわりで
座位保持が
困難な方に
体側に沿い縦断的にサポートする



仰臥位姿勢の
保持に

頭や背中、
股～膝までを
快適に支えます。

体側に沿い縦断的に
サポートする。



下肢の拘縮予防に効果的です。

身体の中心をサポートする



円背警告の方を
サポートします。



腕を保持して状態を起こし、
座位の姿勢保持ができます。

寝返りの打ちやすさを
サポートできます。

ケーブ

ラグーナ 1000/900/840




操作部



体重が40~60kgであれば、マットレスのやわらかさが自動的に調整されます。



エアセルの圧切替



エアセルが5分毎に膨張収縮
スマートエンジン機能は、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムです。ラグーナはご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、「安心」、「安楽」な環境を提供します。

ラグーナ 900/840

| 床の幅 | 品番 | 申込番号 |
|---------|--------------|-----------|
| 90cm | CR-703 | 29-0531-1 |
| TAISコード | 00206-000103 | |
| 90cmS | CR-707 | 29-0533-1 |
| TAISコード | 00206-000105 | |
| 84cm | CR-700 | 29-0532-1 |
| TAISコード | 00206-000102 | |

非課税

ラグーナ 1000

| 床の幅 | 品番 | 申込番号 |
|---------|--------------|-----------|
| 100cm | CR-711 | 29-0530-1 |
| TAISコード | 00206-000106 | |

非課税

- 耐荷重／120kg
- 重さ／90cm 8.6kg 90cmS 8.2kg
84cm 8.2kg 84cmS 7.8kg
100cm 9.3kg
- 材質／ポリウレタンフィルムラミネート 加工布

タイカ
アルファプラウェルピーHC

- 優しく少ない力で体位変換できるポケット付。
- 特殊加工のウレタンチップが滑ってフィット。
- 新素材で耐久性が大幅にアップ、へたりにくくなりました。
- 丸洗いができるので衛生的で、乾燥機も使用可能です。

●素材／生地：ポリエステル100%
中材：ポリウレタンフォーム、ナイロン



スティック(小)



スティック(大)



ミニ



ピロー



| 申込番号 | 13-4176-1 |
|------------------|--------------|
| スティック(小)PC-HC-S2 | |
| TAISコード | 00563-000078 |

| 課税 |
|-----------------------------|
| ●サイズ／幅20×長さ40cm ●重さ／300g |

| 申込番号 | 13-4178-1 |
|------------------|--------------|
| スティック(大)PC-HC-S1 | |
| TAISコード | 00563-000077 |

| 課税 |
|-----------------------------|
| ●サイズ／幅20×長さ60cm ●重さ／450g |

| 申込番号 | 13-4177-1 |
|-------------|--------------|
| ミニ PC-HC-M1 | |
| TAISコード | 00563-000079 |

| 課税 |
|-----------------------------|
| ●サイズ／幅30×長さ50cm ●重さ／400g |

| 申込番号 | 13-4169-1 |
|--------------|--------------|
| ピロー PC-HC-P1 | |
| TAISコード | 00563-000080 |

| 課税 |
|-----------------------------|
| ●サイズ／幅30×長さ80cm ●重さ／800g |

タイカ

New!

ウェルピーHC (超撥水カバー付)



ジャンボ



ピロー



ウェーブ



ウェーブ(ロング)



ブーメラン(小)



ブーメラン(大)

| 申込番号 | 13-4200-1 |
|----------------|--------------|
| ジャンボ PC-HC-J1C | |
| TAISコード | 00563-000114 |

| 申込番号 | 13-4201-1 |
|---------------|--------------|
| ピロー PC-HC-P1C | |
| TAISコード | 00563-000115 |

| 課税 |
|------------------------------|
| ●サイズ／幅73×長さ73cm ●重さ／2.4kg |

| 課税 |
|----|
|----|

| 申込番号 | 13-4202-1 |
|----------------|--------------|
| ウェーブ PC-HC-W1C | |
| TAISコード | 00563-000116 |

| 申込番号 | 13-4203-1 |
|---------------------|--------------|
| ウェーブ(ロング) PC-HC-W2C | |
| TAISコード | 00563-000117 |

| 申込番号 | 13-4204-1 |
|--------------------|--------------|
| ブーメラン(大) PC-HC-B1C | |
| TAISコード | 00563-000118 |

| 申込番号 | 13-4205-1 |
|--------------------|--------------|
| ブーメラン(小) PC-HC-B2C | |
| TAISコード | 00563-000119 |

| 課税 |
|----|
|----|

特殊寝台及び
付属品体位
変換器防止
床ずれ
用具

手すり

歩行
補助杖

歩行器

徘徊
感知
機器

スロープ

車いす
付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄
装置移動体
支装
機器

アイ・ソネックス USAKOシリーズ



| | |
|---------------|--------------|
| 申込番号 | 29-0903-1 |
| ユータンクション Mサイズ | |
| TAISコード | 00149-000040 |
| 課税 | |
| ●重さ／680g | |
| 申込番号 | 29-0902-1 |
| ユータンクション Lサイズ | |
| TAISコード | 00149-000041 |
| 課税 | |
| ●重さ／1240g | |
| 申込番号 | 29-0905-1 |
| クビマクラ | |
| TAISコード | 00149-000044 |
| 課税 | |
| ●重さ／440g | |

ホームケア渡部建築

タフスライディングパッドCL-P1(1枚) プレベントシートCL-S1

New!

●幅87×長さ87×高さ2.8cm
●幅55×長さ140cm

| | | | |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 申込番号 | 02-1010-0 | 申込番号 | 02-1011-0 |
| CL-P1 | | CL-S1 | |
| TAISコード | 01622-000007 | TAISコード | 01622-000006 |
| 課税 | | | |

ケーブ

バナナフィット 通気・清拭タイプ

New!



| | | | |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 申込番号 | 13-0810-1 | 申込番号 | 13-0813-1 |
| 通気タイプ Lサイズ KE-P111T | | 清拭タイプ Lサイズ KE-P111S | |
| TAISコード | 00170-001182 | TAISコード | 00170-001185 |
| 課税 | | | |
| 申込番号 | 13-0811-1 | 申込番号 | 13-0814-1 |
| 通気タイプ Mサイズ KE-P112T | | 清拭タイプ Mサイズ KE-P112S | |
| TAISコード | 00170-001181 | TAISコード | 00170-001184 |
| 課税 | | | |
| 申込番号 | 13-0812-1 | 申込番号 | 13-0815-1 |
| 通気タイプ Sサイズ KE-P113T | | 清拭タイプ Sサイズ KE-P113S | |
| TAISコード | 00170-001180 | TAISコード | 00170-001183 |
| 課税 | | | |

Lサイズ: ●寸法／全長140×全幅42cm ●重量／通気:1kg、清拭／1.2kg
Mサイズ: ●寸法／全長109×全幅31cm ●重量／通気:0.6kg、清拭／0.7kg
Sサイズ: ●寸法／全長46×全幅21cm ●重量／通気:0.2kg、清拭／0.2kg

ケーブ

ロンボ ポジショニング ピロー&クッション




| | | | |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| 申込番号 | 29-0506-1 | 申込番号 | 29-0511-1 |
| スヌードクッションφ20×220cm | | RM1 65×75cm | |
| TAISコード | 00245-000102 | TAISコード | 00245-000198 |
| 課税 | | | |
| 申込番号 | 29-0512-1 | 申込番号 | 29-0518-1 |
| RM2 40×80cm(ラップ20cm) | | RF2 40×80cm | |
| TAISコード | 00245-000199 | TAISコード | 00245-000194 |
| 課税 | | | |
| 申込番号 | 29-0514-1 | 申込番号 | 29-0515-1 |
| RF3 23×40cm | | RF5 80×80cm | |
| TAISコード | 00245-000195 | TAISコード | 00245-000197 |
| 課税 | | | |

●クッション材／RF2,3,5:ロンボファイル(ポリウレタンスニペット)、スヌードクッション、RM1,2:ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%、ポリプロピレンビーズ50%)
●表材／(表地)ポリエチル50%、綿50% (裏地)ポリエチル100%

ケーブ

ロンボ 防水カバーSET


New!



| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-0540-1 | 申込番号 | 29-0541-1 | 申込番号 | 29-0542-1 |
| RM1-BCS | | RM2-BCS | | RM4-BCS | |
| TAISコード | 00206-000133 | TAISコード | 00206-000134 | TAISコード | 00206-000135 |
| ●サイズ:本体/40×80cm ラップ部/20×80cm | | | | | |
| 課税 | | 課税 | | 課税 | |

アイ・ソネックス

ナーセントEX (ロール100・150・200/ワイド/ユーモ・L)



申込番号 13-0424-1

ナーセントEX ロール200

TAISコード 00149-000034

申込番号 13-0427-1

ナーセントEX ワイド

TAISコード 00149-000037

課税

申込番号 13-0425-1

ナーセントEX ロール150

TAISコード 00149-000035

課税

申込番号 13-4223-1

ナーセントEx ユーモ防水カバー付

TAISコード 00149-000038

課税

申込番号 13-0426-1

ナーセントEX ロール100

TAISコード 00149-000036

課税

申込番号 13-4224-1

ナーセントEx ユーレフ防水カバー付


TAISコード 00149-000039

課税

●重量 / 200:1.8kg 150:1.35kg 100:0.9kg ワイド:1.9kg

ユーモ:0.7kg ユーレフ:1.25kg

●材質 / クッション材:ポリエチル綿チップ カバー:ポリエチル・綿

ウイズ
ナーシングラッグ 三角型ラグ NR-29

申込番号 13-1301-1

ナーシングラッグ 三角型ラグ


TAISコード 00076-000032

課税

●重さ / 550g

●材質 / 表面:シープスキン

中材:二重構造ウレタンクッション

アイ・ソネックス
ナーセントシリーズ

目的に合わせて、必要に応じて、いろいろな使いができる便利なクッション。

申込番号 13-0401-1

ナーセントパットA 3点セット

TAISコード 00149-000012

課税

- パット素材 / 低反発性高密度特殊ウレタン
- カバー / ポリエチル100%
- 重さ / 1.75kg(3点セット)

- 申込番号 13-0411-1
ナーセントパット L50
TAISコード 00149-000048

課税

- パット素材 / 低反発性高密度特殊ウレタン
- カバー / ポリエチル100%
- 重さ / 約550g

申込番号 13-0413-1

ナーセントミニ

TAISコード 00149-000010

課税

- クッション / 低反発性高密度特殊ウレタン
- カバー / ポリエチル100%

2分割なので、取り扱いが簡単です。

申込番号 13-0412-1

ナーセントアップニー

TAISコード 00149-000009

課税

- クッション / 中密度ウレタンフォーム、低密度ウレタンフォーム
- カバー / ポリエチル100%
- 表面防水加工 ●重さ / 310g

アイ・ソネックス

ライトターン S
世界初!
新発想の体位変換器

使用方法



スwing機能でリハビリにも!!


申込番号 13-0416-1

S(標準タイプ)

TAISコード 00149-000017

課税

- 重さ / S : 950g (カバー含)
- クッション材 / 高密度高硬度ウレタン、高密度高弹性ウレタン、高密度低弹性ウレタン
- 芯材 / ポリプロピレン
- 重錐 / ステンレス
- 表材 / ソフトレザー

ケープ
フィットサポート 800タイプ CK-397

●材質 / カバー:ポリエチル
(ドライメッシュ)(吸湿速乾)
中身:超通気高弾性ポリウ
レタンフォーム

ウレタンフォームが
30度側臥位をキープ

申込番号 29-0521-1

TAISコード 00206-000060

課税

●重さ / 約540g


テイジン
ラクラックス タイプI(防水)
M64RK11



ベッドから車いすへの移動等に。

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 13-6524-1 |
| TAISコード | 00238-000005 |
| 課税 | |
| ●重さ | / 1.12kg |
| ●材質 | / ポリエステル |

テイジン
ラクラックス
ミニ・ロング(防水)




寝たきりのお年寄りや患者さんをわずかな力で移動できます。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 13-6523-1 |
| TAISコード | 00238-000002 |
| 課税 | |
| ●重さ | / 1.96kg |
| ●材質 | / ポリエステル |

バラマウントベッド
イージースライドM




身体の下に敷くことで、ベッドでの姿勢修正や車いすなどへの移乗がしやすくなります。

| | |
|---------|--------------------|
| 申込番号 | 13-5810-1 |
| TAISコード | 00170-000611 |
| 課税 | |
| ●重さ | / 900g |
| ●厚さ | / 10mm |
| ●材質 | / 外側:ポリエステル 内側:ULF |


バラマウントベッド
ペンギンサポート

体の下に敷込み、取って穴を引くことで横臥位から側臥位への体位変換がスムーズに行えます。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 13-0804-1 |
| TAISコード | 00170-000713 |
| 課税 | |
| ●重さ | / 300g |
| ●材質 | / ナイロン |

パシフィックサプライ
ノルディックスライド
(ミディ)



中綿入りでソフトな感触のスライディングシート。

| | |
|---------|---|
| 申込番号 | 13-6501-1 |
| TAISコード | 00222-000119 |
| 課税 | |
| ●重さ | / 450g |
| ●材質 | / 表布:ポリエステル 内布:ポリアミド特殊加工布 中綿:ポリエステル |

モリトー
移座えもんシート
BLACK M・L




New!



| | |
|--------------|--------------|
| 申込番号 | 19-6999-3 |
| Mサイズ | Lサイズ |
| TAISコード | |
| 00229-000041 | 00229-000043 |
| 課税 | 課税 |

| | |
|--------------|-----------|
| 申込番号 | 19-6999-1 |
| Lサイズ | |
| TAISコード | |
| 00229-000043 | |
| 課税 | 課税 |



東レ
トレイージー
スライドシート



東レ独自の3層構造により、360°自在に回転し、抜群のスライド性。軽くて薄いので携帯にも便利。制菌加工済み。

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 13-1201-1 |
| TAISコード | 00947-000001 |
| 課税 | |
| ●重さ | / 124g |
| ●材質 | / ナイロン |

タイカ
スマイルシート(L・M)



パラシート用の生地を使用しているため、滑りが良く丈夫です。

| | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| サイズ | 申込番号 | TAISコード |
| L | 13-4142-1 | 00563-000052 |
| M | 13-4141-1 | 00563-000051 |
| 課税 | | |
| ●重さ/L 200g (M) 100g ●材質/ナイロン | | |

床ずれ防止用具

要支援1・2 要介護1の方へ

床ずれ防止用具については厚生労働大臣が定める特定状態にある方を除いて介護保険制度による給付が受けられません。

床ずれはできると治りにくいやっかいなもの。
予防とケアをしっかりと。



床ずれ防止用具

介護給付 予防給付
サービスコード：171005 671005
特別地域：178005 678005

床ずれにならないためには…

長時間、持続的な圧迫はダメ!

汗などによる湿気はダメ!


シーツなどの汚れ・しわもダメ!

床ずれは、なぜ起こるの？

限られた部分が長時間圧迫され続けると皮膚は血行不良を起こします。そしてその部分が栄養障害や代謝障害を起こし壊死してしまうのが床ずれ(じょくそう)。痛みをともない悪化すると深刻な合併症を引き起こすこともあります。また、湿気や汚れも大敵。汗をかいたまま、汚れたままの寝具は床ずれの温床となり、床ずれを発生させやすい環境をつくります。

こんなところにできやすい。

寝たきりや自力で寝がえりの打てない場合、床ずれに注意したいものです。衰弱やまひによって自由にからだを動かせない方は、特に注意してあげましょう。



静止型マットレス

アルファプラF II(通気)



アルファプラF



独特の4×4スリット加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方までオールマイティに対応できるマットレスです。

アルファプラL



ご注意 マットレスにはシーツはついておりません。マットレスの快適性、清潔さを保つために、シーツをあわせてご利用ください。

*非課税扱いのベッド本体と一緒にお申込みいただくと非課税扱いとなります。

| タイカ | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|
| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
| 91cm | MB-FIIA1R | 13-4178-2 | 00563-000137 |
| 91cmS | MB-FIIA1S | 13-4179-2 | 00563-000138 |
| 83cm | MB-FIIA3R | 13-4176-2 | 00563-000134 |
| 83cmS | MB-FIIA3S | 13-4177-2 | 00563-000135 |
| 課税* | | | |
| 100cm | MB-FIIR | 13-4180-2 | 00563-000140 |
| 課税 | | | |
| ●重さ／ 91cm 9.0kg 91cmS 8.5kg 83cm 8.3kg 83cmS 7.8kg 100cm 9.8kg | | | |
| ●材質／中身：シリコーンゲル、 ポリウレタンフォーム カバー：ポリエチル | | | |
| ■対象者のめやす | | | |
| 離床が可能 | | | |
| なし | | | |
| 寝返りに介助不 要 | | | |
| 第1期 | | | |
| 寝返りに介助必 要 | | | |
| 第2期 | | | |
| 第3期 | | | |
| 第4期 | | | |

| タイカ | | | |
|--------------|---------|-----------|--------------|
| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
| 91cm | MB-FW1R | 13-4158-1 | 00563-000059 |
| 91cmS | MB-FW1S | 13-4159-1 | 00563-000058 |
| 83cm | MB-FW3R | 13-4155-1 | 00563-000056 |
| 83cmS | MB-FW3S | 13-4156-1 | 00563-000055 |
| 課税* | | | |
| 91cmL | MB-FW1L | 13-4160-1 | 00563-000060 |
| 課税* | | | |
| 100cm | MB-FW0R | 13-4161-1 | 00563-000061 |
| 課税 | | | |
| ■通気タイプ | | | |
| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
| 91cm | MB-FA1R | 13-4173-1 | 00563-000067 |
| 91cmS | MB-FA1S | 13-4174-1 | 00563-000066 |
| 83cm | MB-FA3R | 13-4171-1 | 00563-000064 |
| 83cmS | MB-FA3S | 13-4172-1 | 00563-000063 |
| 課税* | | | |
| 100cm | MB-FA0R | 13-4175-1 | 00563-000069 |
| 課税 | | | |
| ■対象者のめやす | | | |
| 離床が可能 | | | |
| なし | | | |
| 寝返りに介助不 要 | | | |
| 第1期 | | | |
| 寝返りに介助必 要 | | | |
| 第2期 | | | |
| 第3期 | | | |
| 第4期 | | | |

| タイカ | | | |
|--------------|---------|-----------|--------------|
| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
| 91cm | MB-LA1R | 13-4181-1 | 00563-000093 |
| 91cmS | MB-LA1S | 13-4183-1 | 00563-000094 |
| 83cm | MB-LA3R | 13-4182-1 | 00563-000091 |
| 83cmS | MB-LA3S | 13-4184-1 | 00563-000092 |
| 課税* | | | |
| 100cm | MB-LA0R | 13-4180-1 | 00563-000095 |
| 課税 | | | |
| ■対象者のめやす | | | |
| 離床が可能 | | | |
| なし | | | |
| 寝返りに介助不 要 | | | |
| 第1期 | | | |
| 寝返りに介助必 要 | | | |
| 第2期 | | | |
| 第3期 | | | |
| 第4期 | | | |

特殊寝台付属品

体位変換器
防止用具

手すり

歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト



リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支表機器型

エバーブラウドマットレス

リバーシブルで使える体圧分散マットレス。



静止型で最高クラスの体圧分散性とずれ軽減機能で床ずれ防止をサポートするリバーシブルマットレス。

- 優れた体圧分散性を実現するウレタンフォーム5層構造
- 背あげ時にかかるずれ力を軽減するグライドシート付き
- マットレスを丸ごと洗浄できる、通気・通水カバー
- ボトムの動きにフィットする独自のカーブフィットライン
- 端座位が安定しやすいかためのサイドエッジ
- 両面いずれにもシーツを固定しやすいシーツストッパー
- 背あげに伴う身体のズレを軽減するストレッチシステム

- ここがポイント
- 5層のウレタンが優れた体圧分散を実現
 - 独自のグライドシートがズレ力を軽減
 - ドライタイプには新素材「さらフェース」でムレを軽減

パラマウントベッド

■通気タイプ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|----------|-----------|--------------|
| 91cm | KE-621TQ | 13-0250-1 | 00170-000962 |
| 91cmS | KE-622TQ | 13-0251-1 | 00170-000963 |
| 83cm | KE-623TQ | 13-0252-1 | 00170-000964 |
| 83cmS | KE-624TQ | 13-0253-1 | 00170-000965 |

課税※

■ドライタイプ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|----------|-----------|--------------|
| 91cm | KE-621UQ | 13-0254-1 | 00170-000966 |
| 91cmS | KE-622UQ | 13-0255-1 | 00170-000967 |
| 83cm | KE-623UQ | 13-0256-1 | 00170-000968 |
| 83cmS | KE-624UQ | 13-0257-1 | 00170-000969 |

課税※

- 耐荷重／138kg ●耐熱℃／80℃
- 材質／ポリウレタン
- 重さ／通気タイプ：91cm 10.0kg
91cmS 9.5kg 83cm 9.0kg
83cmS 8.5kg
ドライタイプ：91cm 11.0kg
91cmS 10.5kg 83cm 10.0kg
83cmS 9.5kg

ストレッチグライドマットレス

パラマウントベッド

■ソフト面

■対象者のめやす

| | |
|----------|-----|
| 離床が可能 | なし |
| 寝返りに介助不要 | 第1期 |
| 寝返りに介助必要 | 第2期 |
| 寝返りに介助必要 | 第3期 |
| 寝返りに介助必要 | 第4期 |

褥瘡ステージ
なし

■エキストラソフト面

■対象者のめやす

| | |
|----------|-----|
| 離床が可能 | なし |
| 寝返りに介助不要 | 第1期 |
| 寝返りに介助必要 | 第2期 |
| 寝返りに介助必要 | 第3期 |
| 寝返りに介助必要 | 第4期 |

褥瘡ステージ
なし

●通気タイプ



独自のストレッチシステムにウレタンフォームを2層プラス。静止型マットレスで最高クラスの体圧分散性を発揮します。

- 独自のカッティングを加えた2層のウレタンフォーム
- 背あげに伴う身体のずれ軽減するストレッチシステム
- 自然な寝姿勢を保持する独自のクロスライン構造
- 端座位が安定しやすい固めのサイドエッジ
- 清拭消毒に対応する耐薬品性・防水カバー
- MRSAや大腸菌などの繁殖を抑制

■対象者のめやす

| | |
|----------|-----|
| 離床が可能 | なし |
| 寝返りに介助不要 | 第1期 |
| 寝返りに介助必要 | 第2期 |
| 寝返りに介助必要 | 第3期 |
| 寝返りに介助必要 | 第4期 |

褥瘡ステージ
なし

■通気タイプ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|----------|-----------|--------------|
| 91cm | KE-791TQ | 13-0238-1 | 00170-000725 |
| 91cmS | KE-792TQ | 13-0239-1 | 00170-000726 |
| 83cm | KE-793TQ | 13-0236-1 | 00170-000727 |
| 83cmS | KE-794TQ | 13-0237-1 | 00170-000728 |

課税※

■清拭タイプ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|----------|-----------|--------------|
| 91cm | KE-791SQ | 13-0233-1 | 00170-000720 |
| 91cmS | KE-792SQ | 13-0234-1 | 00170-000721 |
| 83cm | KE-793SQ | 13-0231-1 | 00170-000722 |
| 83cmS | KE-794SQ | 13-0232-1 | 00170-000723 |

課税※

■通気タイプ

| | | | |
|-------|----------|-----------|--------------|
| 100cm | KE-797TQ | 13-0240-1 | 00170-000729 |
|-------|----------|-----------|--------------|

課税※

■清拭タイプ

| | | | |
|-------|----------|-----------|--------------|
| 100cm | KE-797SQ | 13-0235-1 | 00170-000724 |
|-------|----------|-----------|--------------|

課税


- 耐荷重／100kg ●耐熱℃／80℃
- 材質／ウレタンフォーム
- 重さ／通気タイプ：91cm 9.0kg
91cmS 8.0kg 83cm 8.0kg
83cmS 8.0kg 100cm 9.5kg
清拭タイプ：91cm 9.0kg
91cmS 8.5kg 83cm 8.5kg
83cmS 8.0kg 100cm 10.0kg

注意 マットレスにはシーツはついておりません。マットレスの快適性、清潔さを保つために、シーツをあわせてご利用ください。

※非課税扱いのベッド本体と一緒にお申込みいただくと非課税扱いとなります。

APLUS FIT (アプラスフィット)


●撥水・防水タイプ



●通気タイプ



キュオラ 通気タイプ



●耐熱℃／60℃

●重さ／撥水・防水タイプ

91cm 6.6kg 91cmS 6.2kg

100cm 7.2kg

通気タイプ

91cm 6.5kg 91cmS 6.1kg

100cm 7.1kg

●材質／

(撥水・防水)ウレタンフォーム

(通気)無膜処理ウレタンフォーム

■ここがポイント

硬さの異なるウレタンフォームを3

層積み重ね、それぞれにプロファイル

加工(凹凸)することで、寝返り

による体重移動や寝姿勢の変化に

も柔軟に対応し身体にフィットしま

す。

ランダルコーポレーション

■撥水・防水タイプ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-----|----|------|---------|
|-----|----|------|---------|

| | | | |
|------|----------|-----------|--------------|
| 91cm | CAM-4001 | 13-9640-1 | 00496-000329 |
|------|----------|-----------|--------------|

| | | | |
|-------|----------|-----------|--------------|
| 91cmS | CAM-4002 | 13-9641-1 | 00496-000330 |
|-------|----------|-----------|--------------|

課税*

| | | | |
|-------|----------|-----------|--------------|
| 100cm | CAM-4003 | 13-9642-1 | 00496-000331 |
|-------|----------|-----------|--------------|

課税

■通気タイプ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-----|----|------|---------|
|-----|----|------|---------|

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|
| 91cm | CAM-4001T | 13-9643-1 | 00496-000335 |
|------|-----------|-----------|--------------|

| | | | |
|-------|-----------|-----------|--------------|
| 91cmS | CAM-4002T | 13-9644-1 | 00496-000336 |
|-------|-----------|-----------|--------------|

課税*

| | | | |
|-------|-----------|-----------|--------------|
| 100cm | CAM-4003T | 13-9645-1 | 00496-000337 |
|-------|-----------|-----------|--------------|

課税


■対象者のめやす

| | |
|---------------|-------------------|
| 離床が可能 | なし |
| 寝返りに介助 不要 | 第1期 |
| 寝返りに介助 必 要 | 第2期 第3期 第4期 |

湿度をコントロールしてムレを改善

不快指数を低く抑え、快適な環境でご使用になれます。(プレスエアー)

ディンプルマットレス



1層目には168個のディンプル形状の空間とスリット加工の複合形状を採用。

集中荷重



踵や骨突出部の圧の部分解放
広範囲荷重



接触面積拡大、高い安定感

| | |
|---------------|------------|
| ■対象者のめやす | なし |
| 離床が可能 | 第1期 |
| 寝返りに介助 不要 | 第2期 |
| 寝返りに介助 必 要 | 第3期 第4期 |

ケーブ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-----|----|------|---------|
|-----|----|------|---------|

| | | | |
|------|--------|-----------|--------------|
| 90cm | CR-591 | 13-0145-1 | 00206-000077 |
|------|--------|-----------|--------------|

| | | | |
|-------|--------|-----------|--------------|
| 90cmS | CR-593 | 13-0147-1 | 00206-000077 |
|-------|--------|-----------|--------------|

| | | | |
|------|--------|-----------|--------------|
| 83cm | CR-590 | 13-0144-1 | 00206-000077 |
|------|--------|-----------|--------------|

| | | | |
|-------|--------|-----------|--------------|
| 83cmS | CR-592 | 13-0146-1 | 00206-000077 |
|-------|--------|-----------|--------------|

課税*

●耐荷重／100kg ●耐熱℃／80℃

●重さ／90cm 7.0kg 90cmS 6.6kg

83cm 6.5kg 83cmS 6.1kg

●材質／1・3層目：超通気高弾性ウレタンフォーム

2層目：プレスエアー

ケーブ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-----|----|------|---------|
|-----|----|------|---------|

| | | | |
|------|--------|-----------|--------------|
| 90cm | CR-541 | 13-0121-1 | 00206-000070 |
|------|--------|-----------|--------------|

| | | | |
|-------|--------|-----------|--------------|
| 90cmS | CR-543 | 13-0122-1 | 00206-000070 |
|-------|--------|-----------|--------------|

| | | | |
|------|--------|-----------|--------------|
| 83cm | CR-540 | 13-0123-1 | 00206-000070 |
|------|--------|-----------|--------------|

| | | | |
|-------|--------|-----------|--------------|
| 83cmS | CR-542 | 13-0124-1 | 00206-000070 |
|-------|--------|-----------|--------------|

課税*

●耐荷重／100kg ●耐熱℃／60℃

●重さ／90cm 6.6kg 90cmS 6.2kg

83cm 6.0kg 83cmS 5.6kg

●材質／ウレタンフォーム

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動用リフト

マットレス

※注意 マットレスにはシーツはついておりません。マットレスの快適性、清潔さを保つために、シーツをあわせてご利用ください。

※非課税扱いのベッド本体と一緒にお申込みいただくと非課税扱いとなります。

エアーマットレス


圧切替型/高機能型

ここちあ利楽

New!

●通気タイプ

●清拭タイプ



体重・体形を検知して、かたさを常時自動設定。
操作不要、全自动で使えるエアマットレスです。

①急速起動 電源コードを差し込むと、約10分で立ち上ります。

②自動設定 i-fitting(かたさ自動運転機能)により、体重や体形に合わせてかたさを自動的に設定します。

③全自動運転 i-fitting(かたさ自動運転機能)が、常に姿勢や背角度に合わせて運転します。

■対象者のめやす

離床が可能

なし

褥瘡ステージ

第1期

第2期

第3期

第4期

パラマウントベッド

■通気タイプ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|---------|-----------|--------------|
| 91cm | KE-971T | 13-0260-1 | 00170-001069 |
| 91cmS | KE-972T | 13-0261-1 | 00170-001070 |
| 83cm | KE-973T | 13-0262-1 | 00170-001071 |
| 83cmS | KE-974T | 13-0263-1 | 00170-001072 |

課税*

■清拭タイプ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|---------|-----------|--------------|
| 91cm | KE-971S | 13-0264-1 | 00170-001065 |
| 91cmS | KE-972S | 13-0265-1 | 00170-001066 |
| 83cm | KE-973S | 13-0266-1 | 00170-001067 |
| 83cmS | KE-974S | 13-0267-1 | 00170-001068 |

課税*

- 耐荷重／180kg
- 重さ／清拭タイプ：91cm 10.0kg
91cmS 9.8kg 83cm 9.8kg
83cmS 9.3kg
- 通気タイプ：91cm 9.8kg 91cmS 9.6kg
83cm 9.4kg 83cmS 9.1kg

パラマウントベッド


圧切替型/高機能型

ここちあ利楽flow

New!

●通気タイプ

●清拭タイプ



電気コードを差し込むだけで、
エアマットレスのかたさ調節も体位変換も全自动。

①スモールフローフィルム機能 4つの湾曲形状のエアセルが15分間に1つずつ、時計回りに膨張と収縮を繰り返し、ゆっくりと体位変換を行います。

②バックサポート機能 ベッドの背角度が約30°以上になると、4つのスモールフローセルが同時に膨らみ、背あげしたときの姿勢保持をサポートします。

③自動しつかり機能 ご利用者様の起きあがりやマットレス端部への寝返り、端座位を検知し、マットレス全体の内圧を自動で上げてかたくします。

■対象者のめやす

離床が可能

なし

褥瘡ステージ

第1期

第2期

第3期

第4期

パラマウントベッド

■通気タイプ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|---------|-----------|--------------|
| 91cm | KE-911T | 13-0270-1 | 00170-001355 |
| 91cmS | KE-912T | 13-0271-1 | 00170-001356 |
| 83cm | KE-913T | 13-0272-1 | 00170-001357 |
| 83cmS | KE-914T | 13-0273-1 | 00170-001358 |

課税*

■清拭タイプ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|---------|-----------|--------------|
| 91cm | KE-911S | 13-0274-1 | 00170-001351 |
| 91cmS | KE-912S | 13-0275-1 | 00170-001352 |
| 83cm | KE-913S | 13-0276-1 | 00170-001353 |
| 83cmS | KE-914S | 13-0277-1 | 00170-001354 |

課税*

- 耐荷重／180kg
- 重さ／清拭タイプ：91cm 12.9kg
91cmS 12.6kg 83cm 12.4kg
83cmS 12.2kg
- 通気タイプ：91cm 13.0kg 91cmS 12.7kg
83cm 12.5kg 83cmS 12.2kg

パラマウントベッド

圧切替型/高機能型

ここちあ結起(ゆうき)

New!

●通気タイプ

●清拭タイプ



ベッドリング機能

ベッドとエアマットレスを接続してベッドの背角度を自動的に読み取り、ベッドの背角度に応じてエアセルの内圧を調整することで、E-ストレッチ機能、背抜き機能などを全自动で実行します。背上げが完了すると自动的に圧切替が始まります。

ベッドリング機能対応機種

- ・楽匠Zシリーズ
- ・楽匠Sシリーズ
- ・新楽匠

■対象者のめやす

離床が可能

なし

褥瘡ステージ

第1期

第2期

第3期

第4期

課税*

- 重さ／91cm 11.4kg 91cmS 10.9kg
83cm 10.9kg 83cmS 10.4kg
- 耐荷重／138kg ●耐熱℃／40°C

パラマウントベッド

特殊寝台及び
付属品

体位
変換器

防止
床ずれ
用具

手すり

歩行
補助杖

徘徊
感知
機器

スロープ

車いす
付属品

移動用
リフト

リフトの吊り具

処理装置

移動体支
装機器型

圧切替型/高機能型

マイクロクライメイト ビッグセル アイス

ケーブ

New!



マイクロクライメイト対応のシステム
エアマットレス内に効果的な空気の流れを作り出し、24時間、皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現しました。

■対象者のめやす

| | |
|----------|-------------------|
| 離床が可能 | なし |
| 寝返りに介助不要 | 第1期 |
| 寝返りに介助必要 | 第2期 第3期 第4期 |

「Microclimate」(皮膚局所の温度・湿度)に対応する新機能搭載

圧切替型/高機能型

ビックセル インフィニティ・インフィニティプラス

ケーブ



操作部



- 耐荷重／120kg
- 耐熱C／60°C
- 重さ／91cm 8.6kg 91cmS 8.2kg 83cm 8.3kg 83cmS 8.0kg インフィニティ(100cm) 9.1kg インフィニティプラス(100cm) 10.1kg
- 材質／エアセル:ポリウレタンフィルム、表面ツボ加工/ベースマット:ブレスエアー/ヘッドアップセンサ:側面・ナイロンオックス下面・ポリエチルメッシュ(すべり止め布付き)

インフィニティプラスの機能



ヘッドアップ角度に応じて、30°以上・45°以上・60°以上の3段階で最適な内圧に自動調整します。

圧切替型/高機能型

エアマスター ネクサスR

ケーブ



内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレス内圧と動きを最適な状態に自動調整します。



■対象者のめやす

| | |
|----------|-------------------|
| 離床が可能 | なし |
| 寝返りに介助不要 | 第1期 |
| 寝返りに介助必要 | 第2期 第3期 第4期 |

注意 マットレスにはシーツはついておりません。マットレスの快適性、清潔さを保つために、シーツをあわせてご利用ください。

*非課税扱いのベッド本体と一緒にお申込みいただくと非課税扱いとなります。

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|--------|-----------|--------------|
| 90cm | CR-753 | 13-0011-1 | 00206-000141 |
| 90cmS | CR-757 | 13-0012-1 | 00206-000143 |
| 84cm | CR-750 | 13-0013-1 | 00206-000140 |
| 84cmS | CR-755 | 13-0014-1 | 00206-000142 |

| 課税* | | | |
|---|--------|-----------|--------------|
| 100cm | CR-761 | 13-0010-1 | 00206-000144 |
| 課税 | | | |
| ●重さ／90cm 6.8kg 90cmS 6.5kg 84cm 6.5kg 84cmS 6.3kg 100cm 7.3kg | | | |

| インフィニティ | | | |
|---------|--------|-----------|--------------|
| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
| 90cm | CR-555 | 13-0177-1 | 00206-000074 |
| 90cmS | CR-557 | 13-0178-1 | 00206-000074 |
| 84cm | CR-550 | 13-0179-1 | 00206-000074 |
| 84cmS | CR-553 | 13-0180-1 | 00206-000074 |

| インフィニティ(100cm幅) | | | |
|-----------------|--------|-----------|--------------|
| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
| 100cm | CR-559 | 13-0181-1 | 00206-000126 |

| インフィニティプラス | | | |
|------------|--------|-----------|--------------|
| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
| 90cm | CR-565 | 13-0182-1 | 00206-000076 |
| 90cmS | CR-567 | 13-0183-1 | 00206-000076 |
| 84cm | CR-561 | 13-0184-1 | 00206-000076 |
| 84cmS | CR-563 | 13-0185-1 | 00206-000076 |

| インフィニティプラス(100cm幅) | | | |
|--------------------|--------|-----------|--------------|
| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
| 100cm | CR-569 | 13-0186-1 | 00206-000127 |


| エアマスター ネクサスR | | | |
|--------------|--------|-----------|--------------|
| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
| 90cm | CR-663 | 13-0200-1 | 00206-000083 |
| 90cmS | CR-667 | 13-0202-1 | 00206-000085 |
| 84cm | CR-660 | 13-0206-1 | 00206-000082 |
| 84cmS | CR-665 | 13-0207-1 | 00206-000084 |
| 課税* | | | |
| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
| 100cm | CR-685 | 13-0203-1 | 00206-000087 |
| 課税 | | | |

圧切替型/高機能型 アマンダ


New!

身体の細かい部分までフィットする
『体圧分散性能』

従来のマットレス

マットレスが突っ張るため
体圧分散性能が落ちる

アマンダ

マットレスが身体に
フィットするため
体圧分散性能が高い誰が寝ても安全・安心の
『自動体圧調整』体型や体重に関係なく、誰が寝ても最適な
体圧分散になるように自動で調整します。


モルテン

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|---------|-----------|--------------|
| 91cm | MAMA91 | 13-4010-1 | 00054-000436 |
| 91cmS | MAMA91S | 13-4011-1 | 00054-000438 |
| 83cm | MAMA83 | 13-4012-1 | 00054-000435 |
| 83cmS | MAMA83S | 13-4013-1 | 00054-000437 |

課税※

- 耐荷重／150kg ●耐熱℃／60℃
- 重さ／ 91cm 11.0kg 91cmS 10.5kg
83cm 10.0kg 83cmS 9.5kg
- 材質／マット：マイクロエアセル＝ウレタンフィルム、フィッティング層・底着き防止層＝高耐久ウレタンフォーム
インナー保護フィルム：ウレタンカバー：ウレタン合皮（制菌加工）

圧切替型/高機能型 オスカーハイブリッドタイプ




| ■対象者のめやす | |
|----------|-----------------------------|
| 離床が可能 | なし |
| 寝返りに介助不要 | 第1期 |
| 寝返りに介助必要 | 褥瘡ステージ 第2期 第3期 第4期 |

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|---------|-----------|--------------|
| 91cm | MOSC91 | 13-0346-1 | 00054-000137 |
| 91cmS | MOSC91S | 13-0348-1 | 00054-000137 |
| 83cm | MOSC83 | 13-0345-1 | 00054-000137 |
| 83cmS | MOSC83S | 13-0347-1 | 00054-000137 |

課税※

- 耐荷重／150kg ●耐熱℃／60℃
- 重さ／91cm 13.5kg 91cmS 13kg
83cm 12kg 83cmS 11.5kg
- 材質／ウレタンフィルム、
高耐久ウレタンオーム

圧切替型/高機能型 アルファプラビオ



| ■対象者のめやす | |
|----------|-----------------------------|
| 離床が可能 | なし |
| 寝返りに介助不要 | 第1期 |
| 寝返りに介助必要 | 褥瘡ステージ 第2期 第3期 第4期 |

タイカ

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|-----------|-----------|--------------|
| 91cm | MB-BF1RHG | 13-4192-1 | 00563-000085 |
| 91cmS | MB-BF1SHG | 13-4193-1 | 00563-000086 |
| 83cm | MB-BF3RHG | 13-4190-1 | 00563-000083 |
| 83cmS | MB-BF3SHG | 13-4191-1 | 00563-000084 |

課税※

- 耐荷重／100kg
- 重さ／91cm 8.6kg 91cmS 8.4kg
83cm 8.3kg 83cmS 8.0kg
- 材質／マット：ポリウレタンフォーム、
エアセル：ポリウレタンフィルム、
カバー：ポリウレタン、ポリエステル

床ずれ防止の三原則

1 体位変換して、
同じ部位の圧迫をさける。仰向け、右向き、左向き…
2時間毎に向きを変える。

2 清潔を保ち、刺激をさける。

入浴や清拭で皮膚を清潔にし、
こまめにおむつ交換をして、
むれを少なくする。

3 全身の栄養状態を良くする。

食べやすく工夫した、バランスの良い
食事ないようにする。
特に、タンパク質やビタミンCを
十分に摂るようにしましょう。

⚠ ご注意 マットレスにはシートはついておりません。マットレスの快適性、清潔さを保つために、シートをあわせてご利用ください。

※非課税扱いのベッド本体と一緒にお申し込みいただくと非課税扱いとなります。

上敷静止型マットレス

ナーシングラッグ

高密度の毛面で背中やおしりを支え、体圧を分散し摩擦を軽減します。



体が深く沈むことなく、床ずれの原因である圧迫を分散し、ズレ摩擦を防ぎ、湿気を取り除きます。



- 抗菌、防ダニ加工
 - ノンホルマリン加工
 - 耐洗濯性
- 洗濯機で丸洗いできます。

■高密度の毛一本一本で体を支えます。


ウール繊維は、一本一本がねじれていって弾力性があり、力を加えても元の状態に戻ります。ナーシングラッグは4~5ヶ月の春先の羊毛皮を使用していますので、ソフトな肌触りで、毛の密度も濃く、1cm²あたり5000本も生えています。弾力があり、無数の点の集合である毛面で、体を支えますので、骨の突出している所でも、圧迫が集中することなく、全体に体重を分散します。

■安心の品質



ナーシングラッグは医療用シーブスキンとしてI.W.S.（国際羊毛事務局）のライセンスを持ち、オーストラリアの小羊を厳しい品質基準のもとで厳選し合格したもののみを使用し、医療用として特別の加工を施しています。（ライセンスNo.3269JA92W）

補装具としてナーシングラッグを内側に使用した場合の湿度の比較




■ムレを取り除きます

ナーシングラッグは、内部の湿気を放出し、表面の湿度を50~55%に保っています。寝床時の快適な湿度は、55%といわれていますが、ナーシングラッグはいつもサラッとしていて、ムレを防ぎます。


ウイズ

ナーシングラッグ 二匹物 NR-2P



ウイズ

ナーシングラッグ ベッドシーツ NR-06




| | |
|------------------------|--------------|
| 申込番号 | 13-1303-1 |
| TAISコード | 00076-000005 |
| 課税※ | |
| ●裏面／すべり止め布地、ひも止め付(4カ所) | |

ボディドクターメディカルケア(株)

ブレイラプラス

敷くだけで通気性、耐圧分散性が大幅UP!!

ご家庭で洗える
洗濯ネット付！




体圧分散や通気性・通水性が優れていて、マットレスに近いベッドパッド。冬は暖かで夏は涼しく、マットレスと併用すると体圧分散性など様々な効果がUPします。もちろん、付属の洗濯ネットで丸洗いができる衛生的。

| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|-------|-----------|-----------|--------------|
| 91cm | BRPS-910R | 13-0761-1 | 01149-000012 |
| 91cmS | BRPS-910S | 13-0765-1 | 01149-000013 |
| 83cm | BRPS-830R | 13-0763-1 | 01149-000011 |
| 83cmS | BRPS-830S | 13-0768-1 | 01149-000010 |

| |
|--|
| 課税※ |
| ●重さ／2.0kg (91cmR) 1.9kg (91cmS) 1.8kg (83cmR) 1.7kg (83cmS) |
| ●材質／ポリエチル100% |

ハッピーおがわ

ハッピーそよかぜ



- 今お使いのお布団、又はベースマットの上に敷いてお使いいただくタイプです。
- 水切性が良く、簡単にシャワーで手洗い可能、ご自宅の浴槽で十分洗えます。
- 日陰干して約1時間で乾く優れもの！
- 通気性抜群の高弾発素材のため快適な寝心地です。
- 温水洗い60°Cまで可。
- 乾燥：日陰干し



| 床の幅 | 型番 | 申込番号 | TAISコード |
|--|------|-----------|--------------|
| 91cm | 9125 | 13-0225-1 | 00747-000006 |
| 83cm | 9122 | 13-0227-1 | 00747-000002 |
| 課税※ | | | |
| ●耐熱°C / 60°C ●重さ / 3.9kg (91cm) 3.6kg (83cm) ●材質 / ポリエチル100% ブレスエアー (R) ポリエチル100% | | | |

△ 注意 マットレスにはシーツはついておりません。マットレスの快適性、清潔さを保つために、シーツをあわせてご利用ください。

※非課税扱いのベッド本体と一緒にお申込みいただくと非課税扱いとなります。

特殊寝台及び
寝台付属品

体位
変換器
防止
床
ずれ
用具

手
すり

歩行
補助
杖

歩行器
徘徊
感知
機器

スロープ

車いす
付属品

移動用
リフト

リフトの吊り具


自動
処理
装置

移動体
支表
接音
機器

36

手すり

工事不要！簡単に設置でき、
移動の際のささえや歩行訓練に。



手すり

介護給付 予防給付
サービスコード：171007 671007
特別地域：178007 678007

手すりの種類

自立した生活につながります。



居室から台所へ、トイレへ。そして外へ。
ご自分で移動する範囲が広がれば、自信をとりもどし生活意欲も増すことでしょう。

離床支援用手すり

玄関や寝室などで立ち上がりに使用します。



たちあっぷ

垂直手すり

天井と床の間に突張り棒として固定します。



バディーI 昇降支援用手すり

トイレ用手すり

腰掛け式便器やポータブルトイレとともに使用します。着座起立の動作を助けます。



洋式トイレフレーム
S-ね上げR-2

移動支援用手すり

転倒のリスクと不安を減らし、安心して歩くことをサポートします。



スムーディ

離床支援用手すり

イデアライフケア株式会社 在庫限定

姿勢補助手すり 楽助さん ピンク SRB



| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 19-1601-1 |
| TAISコード | 01239-000006 |
| 課税 | |
| ●重量／4.2kg | |

パナソニックエイジフリー(株)

折りたたみ可能な面手すり スタンディ PN-L80401



| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-7010-1 |
| TAISコード | 00980-000315 |
| 課税 | |
| ●重量／22.5kg | |

パナソニックエイジフリー(株)


アームサポート手すり メンディ PN-L80301



| | |
|----------|--------------|
| 申込番号 | 19-7008-1 |
| TAISコード | 00980-000258 |
| 課税 | |
| ●重量／22kg | |

パナソニックエイジフリー(株)

室内用自在手すり ツインディ PN-L80101



特殊寝台及び
特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具


自動排泄

移動用体支装機器型

矢崎化工

New!

たちあっぷⅡ でらっくす CKI-21




| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-7222-1 |
| TAISコード | 00055-000208 |
| 課税 | |
| ●重量／21.6kg | |

矢崎化工

New!

たちあっぷⅡ ひざたっち CKI-22



| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-7233-1 |
| TAISコード | 00055-000209 |
| 課税 | |
| ●重量／23.3kg | |

矢崎化工

矢崎化工

たちあっぷⅡ CKA-23



| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-7231-1 |
| TAISコード | 00055-000206 |
| 課税 | |
| ●重量／20.4kg | |

たちあっぷⅡ CKA-22



| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-7230-1 |
| TAISコード | 00055-000205 |
| 課税 | |
| ●重量／18.4kg | |

矢崎化工

たちあっぷⅡ CKA-24



| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-7232-1 |
| TAISコード | 00055-000207 |
| 課税 | |
| ●重量／18.4kg | |

離床支援用手すり

特殊寝台付属品

体位変換器

防止床ずれ用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

処理装置

移動体支装器具



離床支援用手すり

山崎産業
在庫限定
樂起(らっきい)ワイド 介助バー型 YM-108L-ID

85
71
cm
(8段階)

50.1cm 80.1cm

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 19-4105-1 |
| TAISコード | 01339-000011 |
| 課税 | |
| ●重量／約22kg | |

山崎産業
樂起(らっきい)用 楽どめ YM-104C-AL

樂起をベッドで利用時に安定させる金具です。

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 19-4111-1 |
| TAISコード | 01339-000028 |
| 課税 | |

山崎産業
樂起(らっきい)狭所用 波型 楽どめ壁面用+ウエイト5kg付 YM-118-1DW

樂どめ
ウエイト
使用例

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 19-4113-1 |
| TAISコード | 01339-000025 |
| 課税 | |

山崎産業
樂起(らっきい)狭所用 波型 YM-118L-ID

85
71
cm
(8段階)

50cm 50cm

従来の床置き型手すりが置けない狭いスペースでも設置可能です。

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 19-4106-1 |
| TAISコード | 01339-000020 |
| 課税 | |
| ●重量／約17kg | |

パナソニックエイジフリー(株)
すっきり手すり クリンディ PN-L80501

New!

25cm
80
70
cm
(5段階)

46cm 78cm

| | |
|----------|--------------|
| 申込番号 | 19-7011-1 |
| TAISコード | 00980-000326 |
| 課税 | |
| ●重量／18kg | |

矢崎化工
かいじょくん CKA-K

19.2cm
33.85cm

標準:64~95cm
ロング:95~129cm
※CKHシリーズと連結可能

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 19-7196-1 |
| TAISコード | 00055-000145 |
| 課税 | |
| ●重量／1.4kg | |

矢崎化工
つながるくんXP

New!

標準タイプ CKH-D90
ロングタイプ CKH-D125

| | |
|------------------------|-----------------|
| 申込番号 | 19-7234-1 |
| 標準タイプ CKH-D90 | ロングタイプ CKH-D125 |
| TAISコード | 00055-000285 |
| 課税 | |
| ●重量／標準:1.8kg ロング:2.1kg | |

矢崎化工
伸縮つながるくん CKE-D

13.8cm
64~95cm

標準:64~95cm
ロング:95~129cm
※CKHシリーズと連結可能

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 19-7220-1 |
| TAISコード | 00055-000157 |
| 課税 | |
| ●重量／2.0kg | |

矢崎化工
つながるくん

品番 長さ 重量
CKA-E120 133cm 3.8kg
CKA-E90 103cm 3.3kg
CKA-E60 73cm 2.7kg

| | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| 品番 | 申込番号 | TAISコード |
| CKA-E120 | 19-7119-1 | 00055-000101 |
| CKA-E90 | 19-7118-1 | 00055-000100 |
| CKA-E60 | 19-7116-1 | 00055-000099 |
| 課税 | | |
| ●材質／手すり樹脂被覆スチールパイプ 連結金具:アルミ合金 | | |

特殊寝台付属品
体位変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器
徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト


リフトの吊り具

自動排泄装置


移動体支表音器

垂直手すり

ホクメイ ベスピジ-e



パイプ上部に赤ラインが見える



警告窓に緑ラインが見える



赤・緑ラインの確認



必ず実行

パイプ上部に赤ライン、警告窓に緑ラインが見える場合は、下記要領で再設置をお願いいたします。必ず赤ライン、緑ラインが見えないことを確認してください。

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 申込番号 19-6996-1 | 申込番号 19-6996-2 |
| 基本セット 丸ベース BPE-100-11 | 基本セット 丸ベース 耐水 BPE-100-81 |
| TAISコード 00254-000052 | TAISコード 00254-000053 |
| 課 稅 | 課 税 |
| 申込番号 19-6997-1 | 申込番号 19-6997-2 |
| 基本セット Tベース BPE-100-10 | 基本セット Tベース 耐水 BPE-100-80 |
| TAISコード 00254-000051 | TAISコード 00254-000066 |
| 課 稅 | 課 税 |

オプション類



| |
|---|
| 申込番号 19-7316-1 TAISコード 00254-000130 |
| ウェーブ型手すり BPE-300-10 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7350-1 TAISコード 00254-000133 |
| ウェーブ型手すりロング BPE-300-40 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7312-1 TAISコード 00254-000131 |
| 円型手すり BPE-300-20 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7311-1 TAISコード 00254-000132 |
| 角型手すり BPE-300-30 |
| 課 税 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7361-1 TAISコード 00254-000342 |
| レール手すり BPE-300-80 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7313-1 TAISコード 00254-000127 |
| 膝当て手すり BPE-200-10 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7314-1 TAISコード 00254-000128 |
| 肘置き手すり BPE-200-20 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7315-1 TAISコード 00254-000129 |
| プッシュ手すり BPE-200-30 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7351-1 TAISコード 00254-000143 |
| グリップアーム-e 3P BPE-300-70 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7351-1 TAISコード 00254-000143 |
| グリップアーム-e 5P BPE-300-60 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7357-1 TAISコード 00254-000169 |
| 伸縮手すり固定セット 600~900 BPE-30-609 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7355-1 TAISコード 00254-000171 |
| 伸縮手すり曲げセット 600~900 BPE-40-609 |
| 課 稅 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7345-1 TAISコード 00254-000144 |
| グリップアーム-e 3P BPE-300-70 |
| 課 税 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7353-1 TAISコード 00254-000142 |
| グリップアーム-e 5P 斜 BPE-300-50 |
| 課 税 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7358-1 TAISコード 00254-000170 |
| 伸縮手すり固定セット 900~1200 BPE-30-912 |
| 課 税 |

| |
|---|
| 申込番号 19-7356-1 TAISコード 00254-000172 |
| 伸縮手すり曲げセット 900~1200 BPE-40-912 |
| 課 税 |

システム手すり 固定セット

システム手すり 曲げセット

システム手すり 取り外しセット

システム手すり 跳ね上げセット

システム手すり 取り外しセット

※地域によって取扱いできない場合がございます。

特殊対応付属品

体位変換器

防止床ずれ具

歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ソフトの吊り具

自動排泄装置


移動体支装器具

垂直手すり

モルテン
バディーC

New!

突っ張ることで高い安全性と生活動作を広げる垂直型手すり



| | |
|------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0406-1 |
| I型ストッパー | |
| 申込番号 | 19-0407-1 |
| 丸型ストッパーS | |
| 申込番号 | 19-0408-1 |
| 十字型ストッパー | |
| TAISコード | 00054-000414 |
| 課税 | |
| ●重量／ | |
| I型ストッパー : 6.6kg | |
| 丸型ストッパーS : 5.7kg | |
| 十字型ストッパー : 7.1kg | |

1.工事不要の簡単設置



設置性が向上

- クランプレバーがより操作しやすくなりました。
- 小柄な人でも操作しやすい高さです。
- 軽い力で操作できます。

2.梁(はり)のある天井であれば、梁の位置を気にせず、どこにでも設置可能

設置場所に合わせて3種類の天井ストッパーが選べます。

浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません。



十字型ストッパー

天井への負担が少なく、梁を確実にとらえて安定感抜群の設置ができる標準ストッパーです。



I型ストッパー

壁際や部屋の端への設置に最適。壁と手すりの距離は約8cm。必ず梁の場所に設置してください。



丸型ストッパーS

狭い場所や部屋の角(隅)への設置に最適。壁と手すりの距離は約8cm。必ず梁の場所に設置してください。



オプション類

サイドバー



| | |
|---------|-----------------------------|
| 申込番号 | 19-0375-1 |
| TAISコード | 00054-000055 |
| 課税 | |
| ●サイズ／ | 幅26×高さ19.5cm、直径4×2.8cm (梢円) |
| ●重量／ | 0.65kg |

丸型サイドバー



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 19-0392-1 |
| TAISコード | 00054-000064 |
| 課税 | |
| ●サイズ／ | 長さ28×幅15cm |
| ●重量／ | 1.5kg |

立位保持パッド



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 19-0370-1 |
| TAISコード | 00054-000067 |
| 課税 | |
| ●サイズ／ | 直径12×幅50cm |
| ●重量／ | 0.5kg |

L型サイドバー45



| | |
|---------|--------------------|
| 申込番号 | 19-0388-1 |
| TAISコード | 00054-000066 |
| 課税 | |
| ●サイズ／ | 全長76×全高100×直径3.5cm |
| ●重量／ | 3.5kg |

L型サイドバー90



| | |
|---------|-------------------|
| 申込番号 | 19-0387-1 |
| TAISコード | 00054-000065 |
| 課税 | |
| ●サイズ／ | 全長76×全高75×直径3.5cm |
| ●重量／ | 3.1kg |

クロスバー(跳ね上げタイプ・固定タイプ)



複数本の連結も可能です。

●跳ね上げタイプ

●直径 / 3.5cm ●材質 / 主材 : スチールパイプ、表面 : 木目調樹脂 ●取付金具付き

| 申込番号 | TAISコード | 跳ね上げタイプ | 固定タイプ |
|------|---------|--|--|
| | | 19-0364-1 (0.4m) 19-0402-1 (0.6m) 19-0365-1 (0.9m) 19-0378-1 (1.2m) 19-0380-1 (1.6m) 19-0379-1 (2.0m) | 19-0366-1 (0.4m) 19-0367-1 (0.6m) 19-0394-1 (0.9m) 19-0381-1 (1.2m) 19-0382-1 (1.6m) 19-0383-1 (2.0m) |
| | | 00054-000331 (0.4m) 00054-000332 (0.6m) 00054-000333 (0.9m) 00054-000334 (1.2m) 00054-000335 (1.6m) 00054-000336 (2.0m) | 00054-000337 (0.4m) 00054-000338 (0.6m) 00054-000339 (0.9m) 00054-000340 (1.2m) 00054-000341 (1.6m) 00054-000342 (2.0m) |
| | | 課税 | 課税 |

※地域によって取扱いできない場合がございます。

特殊寝台及び
寝具付属品

体位変換器
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器
徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支表機器型

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動処理装置

移動用身体支装器具

パナソニックエイジフリー(株)
スマーディ 屋内用

New!




| | タイプ | 型式 | 重さ(kg) | TAISコード | 申込番号 | |
|--|---------------------|------------|--------|--------------|------------------|--|
| | 屋内用 | XPN-L80801 | 22.0 | 00980-000363 | 19-7019-1 | |
| | 屋内用 1530タイプ | XPN-L80802 | 38.5 | 00980-000373 | 19-7019-2 | |
| | 屋内用 930タイプ | XPN-L80803 | 22.5 | 00980-000374 | 19-7019-3 | |
| | 屋内用 930タイプ+930 | XPN-L80804 | 23.5 | 00980-000375 | 19-7019-4 | |
| | 屋内用 930タイプ+620 | XPN-L80805 | 23.3 | 00980-000376 | 19-7019-5 | |
| | 屋内用手すり 210 | XPN-L80806 | 15.5 | 00980-000377 | 19-7019-6 | |
| | 屋内用手すり 210+930 | XPN-L80808 | 16.5 | 00980-000378 | 19-7019-8 | |
| | 屋内用手すり 210+620 | XPN-L80809 | 16.3 | 00980-000379 | 19-7019-9 | |
| | 屋内用回転手すり 330 | XPN-L80807 | 16.0 | 00980-000380 | 19-7018-7 | |
| | 屋内用回転手すり 330+930 | XPN-L80810 | 17.0 | 00980-000381 | 19-7018-8 | |
| | 屋内用回転手すり 330+620 | XPN-L80811 | 16.8 | 00980-000382 | 19-7018-9 | |

離床支援用手すり


東海技研工業

ライジングエイド「ラ・クリップ」 TR-0201

New!



パイプを掴み足をそろえる → 腕でパイプをひきつける動作をする



| | |
|---------------------------|------------------|
| 申込番号 | 19-8200-1 |
| TAISコード | 01926-000002 |
| 課税 | |
| ●重量／手すり：2.2kg ベース：38kg | |

シコク
U-ケア

New!



| | |
|------------|------------------|
| 申込番号 | 19-0620-1 |
| TAISコード | 01235-000226 |
| 課税 | |
| ●重量／24.5kg | |

移動支援用手すり

タマツ

すりてあcute キュートZ




設置可能な場所がもっと広がる！
従来品よりもコンパクト!!

| | |
|------------|------------------|
| 申込番号 | 19-2315-1 |
| 両手すり STC-2 | |
| TAISコード | 00837-000017 |
| 課税 | |
| ●重量／21kg | |

| | |
|------------|------------------|
| 申込番号 | 19-2314-1 |
| 片手すり STC-1 | |
| TAISコード | 00837-000016 |
| 課税 | |
| ●重量／16.5kg | |

タマツ

床置き型上がり框用手すりステップバー 框02・03



蓄光付

| | |
|----------|------------------|
| 申込番号 | 19-2306-1 |
| 框02 | |
| TAISコード | 00837-000010 |
| 課税 | |
| ●重量／26kg | |

| | |
|----------|------------------|
| 申込番号 | 19-2308-1 |
| 踏み台付き框03 | |
| TAISコード | 00837-000015 |
| 課税 | |
| ●重量／26kg | |

※踏み台付に関しては地域によって取扱いできない場合がございます。

特殊寝台及び
寝具付属品

体位変換器
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支装看護型

44

移動支援用手すり

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止床ずれ
用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付
及品

移動用リフト

リフトの吊り具

処理装置

移動支
装着
器具型

矢崎化工

あがりかまち用たちあつぶ



| | |
|----------------------|----------------------|
| 申込番号 19-7131-1 | 申込番号 19-7132-1 |
| CKE-01(両側手すり)ステップ台付 | CKE-02(片側手すり)ステップ台付 |
| TAISコード 00055-000105 | TAISコード 00055-000106 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／39.7kg | ●重量／33.8kg |
| 申込番号 19-7135-1 | 申込番号 19-7136-1 |
| CKE-01-1(両側手すり)ステップ台無 | CKE-02-1(片側手すり)ステップ台無 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TAISコード 00055-000109 | TAISコード 00055-000110 |
|----------------------|----------------------|


| | |
|----------------|----------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／32.8kg | ●重量／26.9kg |
| 申込番号 19-7133-1 | 申込番号 19-7134-1 |
| CKE-03(両側手すり) | CKE-04(片側手すり) |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TAISコード 00055-000107 | TAISコード 00055-000108 |
|----------------------|----------------------|

| | |
|------------|------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／31.8kg | ●重量／26.4kg |
| | |

矢崎化工

あがりかまち用たちあつぶミニ



CKG-01(両側手すり)スライドベース付

あがりかまち用たちあつぶシリーズに
ベースの小さいタイプが仲間入り。

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 申込番号 19-7148-1 | 申込番号 19-7149-1 |
| CKG-01(両側手すり)スライドベース付 | CKG-02(片側手すり)スライドベース付 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TAISコード 00055-000123 | TAISコード 00055-000124 |
|----------------------|----------------------|


| | |
|----------------|----------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／33.7kg | ●重量／28.2kg |
| 申込番号 19-7150-1 | 申込番号 19-7151-1 |
| CKG-03(両側手すり) | CKG-04(片側手すり) |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TAISコード 00055-000125 | TAISコード 00055-000126 |
|----------------------|----------------------|

| | |
|------------|------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／26.4kg | ●重量／20.9kg |

モルテン

ルーツ あがりかまちタイプ



●安全でシンプルな形状

●握りやすいグリップ

●優れた安定性

●高さ調整が簡単

※画像はステップ台付きです。

| | |
|----------------|----------------|
| 申込番号 19-0337-1 | 申込番号 19-0338-1 |
| 両手すりH型 | 片手すりH型 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TAISコード 00054-000142 | TAISコード 00054-000143 |
|----------------------|----------------------|

| | |
|----------------|----------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／42.2kg | ●重量／32.8kg |
| 申込番号 19-0335-1 | 申込番号 19-0336-1 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 両手すりH型(ステップ台付) | 片手すりH型(ステップ台付) |
| TAISコード 00054-000146 | TAISコード 00054-000147 |

| | |
|------------|------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／51.7kg | ●重量／42.3kg |

踏み台

寸法：幅51×奥行30cm
高さ：10.8~18cm
(1.8cmピッチ5段階調整)

| | |
|----------------|----------------|
| 申込番号 19-7003-1 | 申込番号 19-7005-1 |
| 両手すり踏み台なし | 片手すり踏み台なし |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TAISコード 00980-000205 | TAISコード 00980-000207 |
|----------------------|----------------------|


| | |
|----------------|----------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／35.0kg | ●重量／27.5kg |
| 申込番号 19-7002-1 | 申込番号 19-7004-1 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 両手すり踏み台付 | 片手すり踏み台付 |
| TAISコード 00980-000204 | TAISコード 00980-000206 |

| | |
|------------|------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／43.5kg | ●重量／36.0kg |

パナソニックエイジフリー株

玄関用自在手すりツインディ




※踏み台付に関しては地域によって取扱いできない場合がございます。


移動支援用手すり

シコク


玄関用ベストサポート手すり




626-032 3-2玄関台無



626-031 3-1玄関台無



626-042 4-2玄関台無(アジャスター付)



626-041 4-1玄関台無(アジャスター付)

※玄関台ロータイプ:45×32×高さ11・13.5・16(3段階)

※玄関台ハイタイプ:45×32×高さ15・17.5・20(3段階)

オプション



玄関台 ロータイプ/ハイタイプ
重量 ロータイプ:約4.2kg
ハイタイプ:約4.7kg

| | |
|----------------------|----------------------|
| 申込番号 19-0508-1 | 申込番号 19-0506-1 |
| 626-032 3-2玄関台無 | 626-031 3-1玄関台無 |
| TAISコード 01235-000199 | TAISコード 01235-000198 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量/26.4kg | ●重量/21.5kg |
| 申込番号 19-0509-1 | 申込番号 19-0507-1 |
| 626-032G 3-2玄関台ロータイプ付 | 626-031G 3-1玄関台ロータイプ付 |
| TAISコード 01235-000216 | TAISコード 01235-000215 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量/30.6kg | ●重量/25.7kg |
| 申込番号 19-0505-1 | 申込番号 19-0503-1 |
| 626-042 4-2玄関台無 | 626-041 4-1玄関台無 |
| TAISコード 01235-000201 | TAISコード 01235-000200 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量/27kg | ●重量/21.8kg |
| 申込番号 19-0504-1 | 申込番号 19-0502-1 |
| 626-042G 4-2玄関台ハイタイプ付 | 626-041G 4-1玄関台ハイタイプ付 |
| TAISコード 01235-000218 | TAISコード 01235-000217 |

| | |
|------------|------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量/31.7kg | ●重量/26.5kg |


シコク

玄関用ベストサポート手すり

51.5cm

New!

●両手すり1-2



●片手すり2-1


| | |
|----------------------|----------------------|
| 申込番号 19-0359-1 | 申込番号 19-0357-1 |
| 626-011 片手すり 1-1 | 626-012 両手すり 1-2 |
| TAISコード 01235-000019 | TAISコード 01235-000020 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量/24.2kg ※あがりかまち高さ0~20cm対応 | ●重量/29.2kg ※あがりかまち高さ0~20cm対応 |
| 申込番号 19-0350-1 | 申込番号 19-0355-1 |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量/24.7kg ※あがりかまち高さ20~40cm対応 | ●重量/30.2kg ※あがりかまち高さ20~40cm対応 |
| TAISコード 01235-000021 | TAISコード 01235-000022 |

マツ六

たよレールdan BZD-01,02,03,04



オプション



たよれーるdan踏み台

BZD-F200

重量8.5kg

4段階 120・150・175・200mm

| | |
|----------------------|----------------------|
| 申込番号 19-3203-1 | 申込番号 19-3201-1 |
| BZD-03(両手すり) | BZD-01(片手すり) |
| TAISコード 01265-000077 | TAISコード 01265-000075 |

| | |
|----------------|----------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量/38kg | ●重量/30kg |
| 申込番号 19-3204-1 | 申込番号 19-3202-1 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量/46.5kg | ●重量/38.5kg |
| TAISコード 01265-000078 | TAISコード 01265-000076 |

※踏み台付に関しては地域によって取扱いできない場合がございます。

特殊寝台及び
専用部品

体位
変換器
防止
用具

手
すり

歩行
補助
杖

徘徊
感知
機器

スロープ

車いす
付属品

移動用
リフト

リフトの吊り具

自動
排泄
装置

移動体
支表
装着
器具型

移動支援用手すり

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止床ずれ
用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

処理装置

移動支装機器型

タマツ
すりてあsix

New!



| | |
|--------------------|--------------------|
| 申込番号 19-2320-1 | 申込番号 19-2321-1 |
| ST6-S 片手すりS(踏み台なし) | ST6-SS両手すりS(踏み台なし) |

TAISコード 00837-000019 TAISコード 00837-000020

| | |
|----------|----------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／24kg | ●重量／29kg |

| | |
|----------------------|---------------------|
| 申込番号 19-2322-1 | 申込番号 19-2323-1 |
| ST6-SL 両手すりSL(踏み台なし) | ST6F-S 片手すりS(踏み台あり) |

TAISコード 00837-000021 TAISコード 00837-000022

| | |
|----------|----------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／30kg | ●重量／33kg |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 申込番号 19-2325-1 | 申込番号 19-2326-1 |
| ST6F-SS 両手すりS(踏み台あり) | ST6F-SL 両手すりSL(踏み台あり) |

TAISコード 00837-000023 TAISコード 00837-000024

| | |
|----------|----------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／38kg | ●重量／39kg |

| | |
|----------------|----------------|
| 申込番号 19-2311-1 | 申込番号 19-2310-1 |
| 両手すり踏み台なし | 片手すり踏み台なし |

TAISコード 00837-000012 TAISコード 00837-000011

| | |
|----------|----------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／32kg | ●重量／26kg |


| | |
|----------------|----------------|
| 申込番号 19-2313-1 | 申込番号 19-2312-1 |
| 両手すり踏み台付 | 片手すり踏み台付 |

TAISコード 00837-000014 TAISコード 00837-000013

| | |
|----------|----------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／41kg | ●重量／35kg |

タマツ
すりてあ

他の手すりともつなげられ、
動作に合わせた組み合わせができます。



山崎産業

在庫限定

樂起(らっきい)リンク シングル YM-126L-ST



| |
|----------------------|
| 申込番号 19-4120-1 |
| TAISコード 01339-000034 |

課税

●重量／約19kg

山崎産業

在庫限定

樂起(らっきい)リンク ダブル YM-127L-ST



| |
|----------------------|
| 申込番号 19-4121-1 |
| TAISコード 01339-000035 |

課税

●重量／約23kg

山崎産業

在庫限定

樂起(らっきい)リンク ロング YM-128L-ST



| |
|----------------------|
| 申込番号 19-4122-1 |
| TAISコード 01339-000036 |

課税

●重量／約20kg

山崎産業

在庫限定

樂起(らっきい)リンク スリム YM-129L-ST



| |
|----------------------|
| 申込番号 19-4123-1 |
| TAISコード 01339-000037 |


課税

●重量／約14.4kg

山崎産業

在庫限定

**樂起(らっきい)連結バー
600/900/1200/ウェーブ**



| | |
|----------------|----------------|
| 申込番号 19-4124-1 | 申込番号 19-4125-1 |
| 600 YM-130R-ST | 900 YM-131R-ST |

TAISコード 01339-000038 TAISコード 01339-000039

| | |
|------------|------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／約1.4kg | ●重量／約1.8kg |

| | |
|-----------------|-----------------|
| 申込番号 19-4126-1 | 申込番号 19-4127-1 |
| 1200 YM-132R-ST | ウェーブ YM-133R-ST |

TAISコード 01339-000040 TAISコード 01339-000041

| | |
|------------|------------|
| 課税 | 課税 |
| ●重量／約2.2kg | ●重量／約2.5kg |

移動支援用手すり

キシ・エンジニアリング

すいすい手すり



| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 申込番号 19-1303-1 | 申込番号 19-1308-1 |
| すいすい手すり1 KT11 ※屋内専用 | すいすい手すり1S KT11SUS ※屋外用 |
| TAISコード 00398-000015 | TAISコード 00398-000021 |
| ●重量／26kg | ●重量／23.5kg |
| 申込番号 19-1304-1 | 申込番号 19-1308-2 |
| すいすい手すり1用 踏み台 KT15 | すいすい手すり1S用 踏み台 KT15SUS |
| TAISコード 00398-000026 | TAISコード 00398-000029 |
| ●重量／5.5kg | ●重量／5kg |
| 申込番号 19-1305-1 | 申込番号 19-1309-1 |
| すいすい手すり2 KT21 ※屋内専用 | すいすい手すり2S KT21SUS ※屋外用 |
| TAISコード 00398-000016 | TAISコード 00398-000022 |
| ●重量／34kg | ●重量／31.5kg |
| 申込番号 19-1306-1 | 申込番号 19-1309-2 |
| すいすい手すり2用 踏み台(1段目) KT25-1 | すいすい手すり2S用 踏み台(1段目) KT25-1SUS |
| TAISコード 00398-000027 | TAISコード 00398-000030 |
| ●重量／6kg | ●重量／5.5kg |
| 申込番号 19-1307-1 | 申込番号 19-1309-3 |
| すいすい手すり2用 踏み台(2段目) KT25-2 | すいすい手すり2S用 踏み台(2段目) KT25-2SUS |
| TAISコード 00398-000028 | TAISコード 00398-000031 |
| ●重量／5kg | ●重量／4.5kg |


アロン化成 アットグリップ

手軽に設置。
省スペースな
快適手すりです。



●AT-C-930T

●AT-C-630T



●AT-C-240

アロン化成 アットグリップ AT-E-200・ AT-E-500



●AT-E-500
幅60×奥行80×
高さ87~127cm

※画像はAT-E-200です。

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 申込番号 19-0928-1 | 申込番号 19-0926-1 | 申込番号 19-0923-1 |
| 片手すり AT-C-240 | 片手すり AT-C-630 | 片手すり AT-C-930 |
| TAISコード 00221-000542 | TAISコード 00221-000544 | TAISコード 00221-000500 |
| ●重量／約19kg | ●重量／約39kg | ●重量／約39kg |
| 申込番号 19-0929-1 | 申込番号 19-0927-1 | 申込番号 19-0925-1 |
| 両手すり AT-C-240T | 両手すり AT-C-630T | 両手すり AT-C-930T |
| TAISコード 00221-000543 | TAISコード 00221-000545 | TAISコード 00221-000501 |
| ●重量／約22kg | ●重量／約47kg | ●重量／約48kg |

| |
|------------------------|
| 申込番号 19-0921-1 |
| AT-E-200 |
| TAISコード 00221-000454 |
| ●重量／9.5kg |
| 申込番号 19-0918-1 |
| AT-E-500 在庫限定 |
| TAISコード 00221-000433 |
| ●重量／約19kg |

特殊寝台及び
寝台付属品

体位
変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行
補助杖

徘徊
感知
機器

スロープ

車いす付
属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄
装置

移動用支
持機器型

移動支援用手すり

マツ六 たよレールSOTOE

New!

●BZK-02



●BZK-03



| | |
|----------------------|----------------------|
| 申込番号 19-3225-1 | 申込番号 19-3222-1 |
| 片手すり BZK-01 | 両手すり BZK-02 |
| TAISコード 01265-000248 | TAISコード 01265-000251 |
| 課 稅 | 課 税 |
| ●重量／17.8kg | ●重量／20.6kg |
| 申込番号 19-3250-1 | 申込番号 19-3250-2 |
| スリム片手すり BZK-03 | スリム両手すり BZK-04 |
| TAISコード 01265-000259 | TAISコード 01265-000261 |
| 課 税 | 課 税 |
| ●重量／14.7kg | ●重量／17.1kg |

*スリム型は単体で使用できません。

SOTOE用連結手すり わたレールEK

New!



SOTOEシリーズ

New!



●BZK-01W



●BZK-02W



| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 申込番号 19-3225-2 | 申込番号 19-3229-2 |
| BZK-01S(わたレールBZW-7057EK付) | BZK-02S(わたレールBZW-7057EK付) |
| 申込番号 19-3226-1 | 申込番号 19-3230-1 |
| BZK-01S(わたレールBZW-9070EK付) | BZK-02S(わたレールBZW-9070EK付) |
| 申込番号 19-3227-1 | 申込番号 19-3231-1 |
| BZK-01S(わたレールBZW-1290EK付) | BZK-02S(わたレールBZW-1290EK付) |
| TAISコード 01265-000250 | TAISコード 01265-000252 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 課 税 | 課 税 |
| 申込番号 19-3231-2 | 申込番号 19-3233-2 |
| BZK-01W(わたレールBZW-7057EK付) | BZK-02W(わたレールBZW-7057EK付) |
| 申込番号 19-3232-1 | 申込番号 19-3234-1 |
| BZK-01W(わたレールBZW-9070EK付) | BZK-02W(わたレールBZW-9070EK付) |
| 申込番号 19-3233-1 | 申込番号 19-3235-1 |
| BZK-01W(わたレールBZW-1290EK付) | BZK-02W(わたレールBZW-1290EK付) |
| TAISコード 01265-000249 | TAISコード 01265-000253 |


課 税 課 税

モルテン ルーツ エントランス

New!



●両手すり MNTPOE2



●片手すり MNTPOE



| | |
|----------------------|-------------|
| 申込番号 19-9301-1 | 片手すり MNTPOE |
| TAISコード 00054-000432 | |

課 税


| | |
|----------------|----------------------|
| ●重量／38.1kg | 両手すり MNTPOE2 |
| 申込番号 19-9302-1 | TAISコード 00054-000433 |

課 税


| | |
|------------|--|
| ●重量／47.7kg | |
|------------|--|

アロイ化成 アットグリップ伸縮セット

New!



●AT-C-E1050T



●AT-C-E1050S

| | |
|----------------------|----------------------|
| 申込番号 19-0940-1 | 申込番号 19-0941-1 |
| 片手すり AT-C-E1050 | 両手すり AT-C-E1050T |
| TAISコード 00221-000553 | TAISコード 00221-000554 |
| 課 税 | 課 税 |
| ●重量／39kg | ●重量／48kg |
| 申込番号 19-0943-1 | 申込番号 19-0944-1 |
| 片手すり AT-C-E1050-S | 両手すり AT-C-E1050-T-S |
| TAISコード 00221-000568 | TAISコード 00221-000569 |
| 課 税 | 課 税 |
| ●重量／34kg | ●重量／40kg |

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止床ずれ
具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

処自動装置

移動体支装着器具型

移動支援用手すり

パナソニックエイジフリー(株)


New!

スムーディ 屋外用



住宅改修ができない!あと少しなに設置できない!
などのお悩み解消!


手すりの長さを左右5cmずつ調整できる
伸縮タイプが登場!



手すり630伸縮(片側+5m)



手すり980伸縮(片側+5m)



・外観 伸縮タイプも外観は同様です。

| 標準タイプ | ステップタイプ | ステップ980タイプ | ロング1700タイプ | ロング2050タイプ | ロング2400タイプ | ロング3460タイプ |
|-------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 片手すり | 片手すり | 片手すり | 片手すり | 片手すり | 片手すり | 片手すり |
| 両手すり | 両手すり | 両手すり | 両手すり | 両手すり | 両手すり | 両手すり |
| | | | | | | |

特徴1

やさしい 端部

つかみやすく、
袖口が
引っかかり
にくい形状です



特徴2

支柱 中央固定

支柱はベースの
中央にも
固定できるので、
行きも帰りも
健側で支える
ことができます。



特徴3

フレキシブル ジョイント

上下左右を調整して
設置できます



上下左右45度



| タイプ | 型式 | 重さ(kg) | TAISコード | 申込番号 | 課税 |
|--------------------|--------|------------|---------|--------------|------------------|
| 標準 タイプ | 片手すり | XPN-L80601 | 37 | 00980-000334 | 19-7020-1 |
| | 両手すり | XPN-L80602 | 43 | 00980-000335 | 19-7021-1 |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80611 | 37.5 | 00980-000345 | 19-7021-2 |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80612 | 44 | 00980-000346 | 19-7021-3 |
| ステップ タイプ | 片手すり | XPN-L80603 | 33 | 00980-000336 | 19-7022-1 |
| | 両手すり | XPN-L80604 | 39 | 00980-000337 | 19-7023-1 |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80613 | 33.5 | 00980-000347 | 19-7023-2 |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80614 | 39.5 | 00980-000348 | 19-7023-3 |
| ステップ 980 タイプ | 片手すり | XPN-L80621 | 33 | 00980-000355 | 19-7060-1 |
| | 両手すり | XPN-L80622 | 39 | 00980-000356 | 19-7061-1 |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80625 | 33.5 | 00980-000359 | 19-7070-1 |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80626 | 40 | 00980-000360 | 19-7071-1 |
| ロング 1700 タイプ | 片手すり | XPN-L80623 | 48 | 00980-000357 | 19-7023-5 |
| | 両手すり | XPN-L80624 | 57 | 00980-000358 | 19-7023-6 |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80627 | 48.5 | 00980-000361 | 19-7050-1 |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80628 | 58 | 00980-000362 | 19-7051-1 |
| ロング 2050 タイプ | 片手すり | XPN-L80605 | 52 | 00980-000338 | 19-7024-1 |
| | 両手すり | XPN-L80606 | 61 | 00980-000339 | 19-7025-1 |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80615 | 52.5 | 00980-000349 | 19-7052-1 |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80616 | 62.5 | 00980-000350 | 19-7053-1 |
| ロング 2400 タイプ | 片手すり | XPN-L80607 | 52 | 00980-000340 | 19-7026-1 |
| | 両手すり | XPN-L80608 | 62 | 00980-000341 | 19-7027-1 |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80617 | 53 | 00980-000351 | 19-7054-1 |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80618 | 64 | 00980-000352 | 19-7055-1 |
| ロング 3460 タイプ | 片手すり | XPN-L80609 | 67 | 00980-000342 | 19-7028-1 |
| | 両手すり | XPN-L80610 | 81 | 00980-000343 | 19-7029-1 |
| | 伸縮片手すり | XPN-L80619 | 68.5 | 00980-000353 | 19-7056-1 |
| | 伸縮両手すり | XPN-L80620 | 83.5 | 00980-000354 | 19-7057-1 |

特殊寝台付属品

体位変換器

床ずれ用具

手すり

歩行補助杖

歩行器
徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具


自動排泄装置

移動体支装看護器型

移動支援用手すり

矢崎化工
たちあつぶ540

段差54cmまで対応。
室内、屋外でも使用可能な補助手すり。




オプション



540Lステップ台 CKH-BL 540Hステップ台 CKH-BH
サイズ:50×28×9.11・13・15cm サイズ:50×28×21・25・29・33cm
重量:6.0kg 重量:9.6kg


| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 申込番号 19-7142-1 | 申込番号 19-7145-1 |
| CKH-01(両側手すり) | CKH-02(片側手すり) |
| TAISコード 00055-000127 | TAISコード 00055-000128 |
| | |
| 課税 | 課税 |
| ●重量/34.7kg | ●重量/28.6kg |
| 申込番号 19-7143-1 | 申込番号 19-7146-1 |
| CKH-01(両手すり) ※ステップ台1段仕様 | CKH-02(片手すり) ※ステップ台1段仕様 |
| 届出コード 00055-Z00010 | 届出コード 00055-Z00011 |
| | |
| 課税 | 課税 |
| 申込番号 19-7144-1 | 申込番号 19-7147-1 |
| CKH-01(両手すり) ※ステップ台2段仕様 | CKH-02(片手すり) ※ステップ台2段仕様 |
| 届出コード 00055-Z00009 | 届出コード 00055-Z00012 |
| | |
| 課税 | 課税 |

矢崎化工
たちあつぶII CKH-21



| |
|----------------------|
| 申込番号 19-7221-1 |
| TAISコード 00055-000204 |
| |
| 課税 |
| ●重量/18.5kg |

マツ六
たよレールhigh(屋外I型BZH-101-A)




※雨が直接かかる場所での設置は
避けて下さい。

| |
|----------------------|
| 申込番号 19-3206-1 |
| TAISコード 01265-000080 |
| |
| 課税 |
| ●重量/約8.7kg |

水回り用手すり

サテライト
床置き式手すり
水回りにもってこい



| |
|----------------------|
| 申込番号 19-9400-1 |
| FKB-12-60-I |
| TAISコード 01255-000013 |
| |
| 課税 |
| ●重量/13.8kg |
| 申込番号 19-9410-1 |
| FKB-12-90-I |
| TAISコード 01255-000014 |
| |
| 課税 |
| ●重量/18.5kg |

New!

パナソニックエイジフリー(株)

自在手すり ツインディ<水廻り用>

New!



●プロテクター

| |
|----------------------|
| 申込番号 19-7007-1 |
| ツインディ<水廻り用> |
| TAISコード 00980-000364 |
| |
| 課税 |
| ●重量/17kg |
| 申込番号 19-7007-2 |
| ツインディ<水廻り用>プロテクター付き |
| TAISコード 00980-000365 |
| |
| 課税 |
| ●重量/17.4kg |

※踏み台付に関しては地域によって取扱いできない場合がございます。

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止床ずれ
具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付及
び用品

移動用リフト

ソフトの吊り具

自動処理装置

移動体支装着
器具型

トイレ用手すり

シコク

洋式トイレ用 ベストサポート手すり (はねあげタイプ) 627-010



| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0342-1 |
| TAISコード | 01235-000008 |
| 課 稅 | |
| ●重量／9kg ●材質／本体：ステンレス アームレスト：天然木 | |

アロン化成

洋式トイレ用フレーム S-はね上げR-2



| | |
|---------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0339-1 |
| TAISコード | 00221-000450 |
| 課 税 | |
| ●重さ／約9.8kg ●材質／スチール、ラバーウッド無垢 | |

パナソニックエイジフリー(株)

洋式トイレ用スライド 手すり



| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 19-6993-1 |
| TAISコード | 00980-000191 |
| 課 税 | |
| ●材質／ステンレス、ポリプロピレン 合成ゴム ●重量／8.5kg ●耐荷重／100kg | |

アロン化成

アットグリップ トイレサポート

New!



H-T(両側はね上げ)



H-S(片側はね上げ)



| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 19-0980-1 |
| TAISコード | 00221-000578 |
| 課 税 | |
| ●重量／14.6kg | |
| 申込番号 19-0981-1 H-S(片側はね上げ) TAISコード 00221-000577 | |
| 課 税 | |
| ●重量／11.8kg | |

シコク

SA手すり

New!

『1台で2役』の機能を持つ
手すりで、スッキリ！




| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 19-0344-1 |
| TAISコード | 01235-000225 |
| 課 税 | |
| ●重量／17.5kg | |

モルテン

ルーツ スモールタイプ

前傾姿勢が取りやすく、
立ち上がりが楽になります。



| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 19-0334-2 |
| TAISコード | 00054-000216 |
| 課 税 | |
| ●重量／12kg | |
| 申込番号 19-0334-4 両手すり MNTPT2 TAISコード 00054-000217 | |
| 課 税 | |
| ●重量／14.3kg ●材質／スチール+樹脂 | |

特殊寝台台及び
特殊寝台付属品

体位
変換器

床ずれ
防止用具

手
すり

歩行
補助杖

歩行器
徘徊感知機器

スロープ

車いす付
属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄
装置

移動用支
持装置
機器型

特殊寝台付属品

体位変換器

防止床ずれ具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

処理装置

移動体支装機器型

矢崎化工

トイレ用たちあっぷII CKJ-01


トイレ用たちあっぷII アングル2タイプ CKJ-02



CKJ-01

CKJ-02

手すりをワンタッチで跳ね上げできます。



取付簡単!多様な便器に対応
利用者の体に合わせて調整可能
はね上げ式アームレスト

「壁面へ突っ張る固定」と
「便器を挟み込む固定」
2つの方法で固定できます

| | |
|---------|-------------------------------|
| 申込番号 | 19-7155-1 |
| CKJ-01 | |
| TAISコード | 00055-000130 |
| 課税 | |
| ●重量 | / 約6.8kg |
| 申込番号 | 19-7155-3 |
| CKJ-02 | |
| TAISコード | 00055-000185 |
| 課税 | |
| ●重量 | / 約7.1kg |
| ●材質 | / 本体:アルミ、ステンレス アームレスト:発泡樹脂 |

アロン化成

安寿トイレ用
立ち上がり補助フレーム SUS-R

在庫限定



| | |
|---------|------------------------------|
| 申込番号 | 19-0303-1 |
| TAISコード | 00221-000550 |
| 課税 | |
| ●重さ | / 約5kg |
| ●材質 | / フレーム:ステンレス、 手すり:ポリプロピレン |

ウイズ

和式便器手すり
NEWすわっ手
6301-5301

| | |
|---------|-----------------|
| ●取付可能段差 | 22cm以上 |
| ●取付可能奥行 | 便座先~段差52~60cm |
| 在庫限定 | |
| 申込番号 | 19-7201-1 |
| TAISコード | 00076-000104 |
| 課税 | |
| ●重さ | / 5.0kg |
| ●材質 | / スチール、ラバーウッド無垢 |

タマツ

トイレの姿勢保持手すり
まえてあ

New!



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 19-2330-1 |
| TAISコード | 00837-000018 |
| 課税 | |
| ●重量 | / 13kg |

ポータブルトイレ用手すり

アロン化成

安寿ポータブルトイレ用
フレームささえ

在庫限定

| | | |
|---------|--------------------------|-----------------------|
| 幅 | 51.5・奥行 | 54cm以下の ポータブルトイレ対応 |
| 申込番号 | | |
| TAISコード | 00221-000054 | |
| 課税 | | |
| ●重量 | / 約8kg | |
| ●材質 | / スチール、ABS、 エラストマー、PP | |

歩行補助杖

杖はバランスをとることをサポートし、ご自分で歩いたりする意欲を支援する福祉用具です。

毎日気軽に使って、負担のない用具を選びましょう。

歩行補助杖

介護給付

予防給付

サービスコード：171010 671010

特別地域：178010 678010



歩くことは健康のもと

歩くことは骨や筋肉の衰えを防ぎます。いつまでも健やかするために、くらしに取りいれたいものですね。



「無理せずゆっくり、安全に」 を応援します。

でも、だからといって無理をしては転倒によるけがや骨折の原因に。足腰が弱い場合には杖などの福祉用具を上手に利用して、少しずつ歩ける範囲を広げていきたいものです。



多点杖

片手で体を支えられる方に向きます。歩行のバランスによってベースの大きさをお選びください。

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄装置

移動支装機器

島製作所

四点可動式オン・オフさん



New!

| 品番 | 申込番号 | TAISコード |
|---------|-----------|--------------|
| 77MC-S4 | 24-0950-0 | 00576-000043 |
| 77MC-C5 | 24-0951-0 | 00576-000043 |

非課税
●ベース寸法／10×10cm
●重さ／430g
●材質／カーボン

島製作所

カーボン四点可動式 スモールタイプ



| 色 | 申込番号 |
|----------|--------------|
| カーボン柄グレー | 24-0921-0 |
| かすみ草 | 24-0922-0 |
| TAISコード | 00576-000033 |

非課税
■ベース寸法／10×10cm
■材質／ナイロン樹脂
■重さ／440g

シナノ

かる楽4点杖360



New!

| 品番 | 申込番号 | TAISコード |
|----------|-----------|--------------|
| ブラック | 24-9600-0 | 01436-000003 |
| スマートガード付 | 24-9600-1 | 01436-000004 |

非課税
●重さ／ブラック：480g
スマートガード付：530g
●材質／カーボン+発泡ゴム

JT-senior

つえたつた 右手用・左手用



四点杖にはなかった1本杖に近い安定した突き心地を実現

| 品番 | 申込番号 |
|-------------|--------------|
| 右手用 JTS-1-R | 24-1901-0 |
| 左手用 JTS-1-L | 24-1902-0 |
| TAISコード | 01543-000001 |

| 非課税 |
|---------------------------|
| ■ベース寸法／14×14cm |
| ■材質／アルミニウム合金・ABS樹脂・ステンレス鋼 |
| ■重さ／528g |
| ■耐荷重／235kg |

ケアリング

ケアリングスーパー多点杖 カーボン色



硬さの違う2種類のゴムにより高い推進力と安定性を実現。

| 申込番号 | 24-8000-0 |
|---------|--------------|
| TAISコード | 01765-000005 |

非課税
●ベース寸法／11.8cm
●重さ／490g ●材質／アルミ
●耐荷重／100kg

竹虎ヒューマンケア

ヒューゴステッキオフセット多点杖



1本杖に比べて設地面積が広いので安定感があります。

| サイズ | 申込番号 |
|---------|---------------|
| ブラック | 24-6101-0 |
| グレー | 24-6102-0 |
| ブルー | 24-6104-0 |
| TAISコード | 00110-0000107 |

非課税
■ベース寸法／10.2×12.4cm
■材質／アルミ・TRP・PP・ナイロン・プラスチック
■重さ／約560g
■耐荷重／136kg

島製作所

オールカーボンクオッドケイン四点式



| 品番 | 申込番号 | 色 |
|---------|--------------|-------|
| 70C-4 | 24-0911-0 | カーボン柄 |
| 70C-F4 | 24-0912-0 | 花柄 |
| 70C-C1 | 24-0913-0 | 格子柄 |
| TAISコード | 00576-000031 | |

非課税
●ベース寸法／14×18.5cm
●重さ／400g ●材質／カーボン

ミキ

ソフトグリップ四点杖アルミタイプ MRA-06603



| 申込番号 | 24-2403-0 |
|---------|--------------|
| TAISコード | 00122-000501 |

非課税
■ベース寸法／15×21cm
■材質／アルミ・樹脂・シリコン・鉄
■重さ／720g
■耐荷重／100kg

幸和製作所

ティコブ アルミ製4点杖 EA4-102



| 色 | 申込番号 |
|----------|--------------|
| シルバーフラワー | 24-1423-0 |
| ドットブラック | 24-1424-0 |
| レッドフラワー | 24-1425-0 |
| ブラック | 24-1426-0 |
| TAISコード | 00030-000097 |

非課税
■ベース寸法／16×22.5cm
■材質／TRP・アルミ
■重さ／590g

田辺プレス

テトラケインα S



New!

田辺プレス

テトラケイン ミディ



超軽量タイプ

| サイズ | 申込番号 |
|---------|-----------------|
| S | 24-1505-1 |
| TAISコード | 01105-000024(S) |
| M | 24-1506-1 |
| TAISコード | 01105-000025(M) |

非課税

- ベース寸法/16×12cm
- カラー/青墨
- 材質/マグネシウム合金製
- 重さ/S: 420g、M: 440g
- 耐荷重/75kg

島製作所

カーボン四点式フラットグリップ

New!



握り心地の良い グリップカバーと クッション仕様

| 色 | 申込番号 | TAISコード |
|----------|-----------|--------------|
| カーボン柄グレー | 24-0960-0 | 00576-000045 |
| 桜紺 | 24-0961-0 | 00576-000045 |

非課税

- ベース寸法/14×18.5cm
- 重さ/490g

アビリティーズ・ケアネット

クオードライトケイン (アルミ地・ショート)



柔軟性のあるベースは 安定感抜群。

| 申込番号 | 24-4105-0 |
|---------|--------------|
| TAISコード | 00249-000107 |

非課税

- ベース寸法/15×20cm
- 材質/アルミ合金、
ベース: プラスチック
- 重さ/860g ■耐荷重/136kg

日進医療器

アルミ四脚杖 TY142

小柄な方も使いやすい小サイズ。



| サイズ | 申込番号 |
|-----|-----------|
| 大 | 24-0202-0 |
| 小 | 24-0201-0 |

非課税

- ベース寸法/14×20.5cm
- 材質/スライド部: アルミ合金
ベース部: スチール
- 重さ/大830g、小800g
■耐荷重/50kg

幸和製作所

らくらく四点杖 (2段式) EA4-101



立ち座りを助ける 2段グリップです。

| 申込番号 | 24-1421-0 |
|---------|--------------|
| TAISコード | 00030-000030 |

非課税

- ベース寸法/15.5×23cm
- 重さ/815g ■材質/アルミ

田辺プレス

テトラケイン ラージベース 立上がり機能付き

田辺プレス

テトラケイン ラージベース 立上がり機能付き



立ち座りを支える手を掛けや
すい2段階グリップ。

| 申込番号 | 24-1503-0 |
|---------|--------------|
| TAISコード | 01105-000010 |

非課税

- ベース寸法/23×33cm
- 材質/マグネシウム合金
- 重さ/800g
- 耐荷重/75kg

特殊寝台及び
特殊寝台付属品体位変換器
防止用具

床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撑看護器具型

特殊寝台及び
付属品体位
変換器防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす
付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

処理装置
自動排泄



移動支装機器型

モルテン
リリーフAタイプ

New!

| サイズ/品番 | 申込番号 | TAISコード |
|------------|-----------|--------------|
| M:MRLFAM | 31-2111-1 | 00054-000407 |
| L:MRLFAL | 31-2110-1 | 00054-000408 |
| LL:MRLFALL | 31-2113-1 | 00054-000409 |

非課税
●重さ/M: 770g、L: 810g、
LL: 850g
●材質/マグネシウム合金

幸和製作所
コンパクトサイドケイン

| 申込番号 | TAISコード |
|-----------|--------------|
| 24-1422-0 | 00030-000151 |

非課税
■材質/アルミ ■重さ/1.3kg
■耐荷重/100kg

ミキ
スマール・サイドウォーカー MRB-02061

| 申込番号 | TAISコード |
|-----------|--------------|
| 23-3602-0 | 00122-000261 |

非課税
■材質/アルミ
■重さ/1.65kg
■耐荷重/70kg

ミキ
サイドウォーカー MRB-02031

グリップを使い分けることで、立ち上がり補助具としても使用できます。

| 申込番号 | TAISコード |
|-----------|--------------|
| 24-0303-0 | 00122-000118 |

非課税
■材質/アルミ (一部スチール)
■重さ/1.75kg ■耐荷重/70kg

ロフストラントクラッチ

フジホーム
クローズカフクラッチ伸縮
ソフトグリップカバー付

New!

| 品番 | 申込番号 | TAISコード |
|--------|-----------|--------------|
| WB5112 | 24-7003-0 | 00121-000022 |


非課税
■重さ/620g
■耐荷重/150kg

松永製作所
e-Pin ロフストラントクラッチ

New!

| 品番 | 申込番号 | TAISコード |
|---------|-----------|--------------|
| CMS-60L | 24-0107-0 | 00066-000194 |


非課税
■重さ/575g
■材質/アルミ合金
■カフ長/20~30cm

プロトワ
OPO折りたたみ
ロフストラントクラッチ

| 申込番号 | TAISコード |
|-----------|--------------|
| 24-1801-0 | 00261-000046 |

非課税
■材質/アルミ ■重さ/570g
■耐荷重/130kg ■最小55cm


松葉杖 基本的には2本1組で使います。腕の力に加え、両脇が支えられるのでバランスがとりやすくなっています。

日進医療器
合わせてパッキンDX 松葉杖

| 品番 | 申込番号 | TAISコード |
|------------|-----------|--------------|
| M TY156D-M | 24-0222-0 | 00175-000403 |
| L TY156D-L | 24-0221-0 | 00175-000402 |


非課税
■材質/アルミニウム合金
■重さ(1本)/M910g, L990g

New!

日進医療器
合わせてパッキン松葉杖(1本)


| 品番 | 申込番号 | TAISコード |
|----------|-----------|--------------|
| 大 TY156L | 24-0203-0 | 00175-000256 |
| 中 TY156M | 24-0204-0 | 00175-000256 |

非課税
■材質/アルミ合金
■重さ(1本)/大990g, 中910g, 小820g

アピリティーズ・ケアネット
レッドドットクラッチ(2本組)

| 申込番号 | TAISコード |
|-----------|--------------|
| 24-4107-0 | 00249-000112 |

非課税
■材質/アルミ合金
■重さ(1本)/900g
■適応身長/155~178cm

松永製作所
e-Pin アルミ松葉杖(2本組)

| 品番 | 申込番号 | TAISコード |
|-----------|-----------|--------------|
| M CMS-80M | 24-0110-0 | 00066-000218 |
| S CMS-80S | 24-0113-0 | 00066-000217 |

非課税
■材質/アルミ合金
■重さ(1本)/M960g, S940g

歩行器

健康づくりは一歩、
移動と機能回復を
応援します。

歩行器

介護給付 予防給付
サービスコード：171009 671009
特別地域：178009 678009



歩くことは健康のもと

歩くことは骨や筋肉の衰えを防ぎます。いつまでも健やかするために、くらしに取りいれたいものですね。

「無理せずゆっくり、安全に」 を応援します。

でも、だからといって無理をしては転倒によるけがや骨折の原因に。足腰が弱い場合には歩行器などの福祉用具を上手に利用して、少しずつ歩ける範囲を広げていきたいのです。



天気の良い日は公園へ。



固定型歩行器

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ソフトの吊り具

処理自動装置

移動体支装機器

ユーパ産業株式会社

New!

伸縮歩行器 スライドフィットEX

M-0288

内寸35~42cm(3段階)



使用者の体格や、楽に歩行できる幅にフレームを調節できます。

組み立て・折りたたみが1タッチでできます。全機種コンパクトに折りたたみができます。

H-0288

内寸38~46cm(4段階)



HT-0288

内寸42~52cm(5段階)



どのサイズの歩行器(スライドフィットEXシリーズ)にも取り付け可能な、脚部のみのオプションセット

Aセット

前輪/3インチ2ウェイキャスター
後輪/ゴム足ストップバー



Bセット

前輪・後輪/
3インチ2ウェイキャスター



Cセット

前輪・後輪/
4インチ2ウェイキャスター




| | M-0288 | M-0293ST | M-0293CT | M-0294WT | H-0288 | H-0293ST | H-0293CT | H-0294WT | HT-0288 | HT-0293ST | HT-0293CT | HT-0294WT |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| キャスター | ゴム足 | Aセット | Bセット | Cセット | ゴム足 | Aセット | Bセット | Cセット | ゴム足 | Aセット | Bセット | Cセット |
| 幅(mm) | 490~540 | 500~570 | 570~630 | 600~630 | 530~630 | 540~630 | 580~700 | 610~700 | 590~710 | 600~720 | 630~750 | 650~760 |
| 奥行(mm) | 430~440 | 510~530 | 530~560 | 550~570 | 480~520 | 560~580 | 580~610 | 600~630 | 530~570 | 590~630 | 620~650 | 630~670 |
| 高さ(mm) | 590~690 | 700~800 | 700~800 | 720~820 | 660~840 | 770~870 | 770~870 | 790~890 | 860~1080 | 900~1080 | 900~1080 | 900~1080 |
| 高さ調整 | 5段階 | 8段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 8段階 | 8段階 | 5段階 | 10段階 | 8段階 | 8段階 | 8段階 |
| グリップ内幅(mm) | 350~420 | | | | 380~460 | | | | 420~520 | | | |
| 幅調整 | 3段階 | | | | 4段階 | | | | 5段階 | | | |
| 重量 | 2.8kg | 3.2kg | 3.6kg | 4.0kg | 3.0kg | 3.5kg | 3.9kg | 4.3kg | 3.5kg | 3.9kg | 4.2kg | 4.6kg |
| 最大使用者体重 | | 100kg | | | | 100kg | | | | 100kg | | |
| 材質 | アルミ | | | | アルミ | | | | アルミ | | | |
| 商品コード | 23-1521-0 | 23-1522-0 | 23-1522-1 | 23-1522-2 | 23-1522-3 | 23-1522-4 | 23-1522-5 | 23-1522-6 | 23-1531-0 | 23-1531-1 | 23-1531-2 | 23-1531-3 |
| TAISコード | 01096-000082 | 01096-000083 | 01096-000084 | 01096-000085 | 01096-000074 | 01096-000075 | 01096-000076 | 01096-000077 | 01096-000078 | 01096-000079 | 01096-000080 | 01096-000081 |
| ご利用者様 負担額 | | | | | | | | | | | | |

星光医療器


アルコー10型シリーズ

狭い住環境での在宅介護にも使用できる、スリム&軽量タイプの固定型歩行器に使用環境や利用者の身体状況に合わせて選べるサイズバリエーションが登場!!


アルコー10型



アルコー10型M



アルコー10型L



どのサイズの歩行器(アルコー10型シリーズ)にも取り付け可能な、脚部のみのオプションセット

Aセット

前輪/直進固定
後輪/ゴム足ストップバー



Bセット

前輪/75φ自在キャスター
後輪/70φ固定キャスター
付きストップバー



Cセット

前輪/125φ自在キャスター
後輪/70φ固定キャスター
付きストップバー



| | 10型 | 10型-A | 10型-B | 10型-C | 10型M | 10型M-A | 10型M-B | 10型M-C | 10型L | 10型L-A | 10型L-B | 10型L-C |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| キャスター | ゴム足 | Aセット | Bセット | Cセット | ゴム足 | Aセット | Bセット | Cセット | ゴム足 | Aセット | Bセット | Cセット |
| 幅(mm) | 458~471 | 460~473 | 458~471 | 473~486 | 491~504 | 493~506 | 491~504 | 506~519 | 530~546 | 534~550 | 532~548 | 549~565 |
| 奥行(mm) | 380~408 | 435~463 | 504~532 | 516~544 | 429~457 | 484~512 | 553~581 | 565~593 | 460~491 | 515~546 | 583~614 | 583~614 |
| 高さ(mm) | 625~750 | 692~817 | 710~835 | 780~905 | 701~826 | 768~893 | 786~911 | 856~981 | 760~885 | 827~952 | 845~970 | 915~1040 |
| 高さ調整 | 6段階 | | | | 6段階 | | | | 6段階 | | | |
| グリップ内幅(mm) | 317 | | | | 342 | | | | 360 | | | |
| 重量 | 2.3kg | 2.6kg | 3.2kg | 3.8kg | 2.3kg | 2.6kg | 3.2kg | 3.8kg | 2.4kg | 2.7kg | 3.3kg | 3.9kg |
| 最大使用者体重 | | 80kg | | | | 80kg | | | | 80kg | | |
| 材質 | アルミ・スチール製 | | | | アルミ・スチール製 | | | | アルミ・スチール製 | | | |
| 商品コード | 23-0621-0 | 23-9611-1 | 23-0695-0 | 23-9612-1 | 23-9613-1 | 23-9614-1 | 23-9615-1 | 23-9616-1 | 23-9617-1 | 23-9618-1 | 23-9619-1 | 23-9620-1 |
| TAISコード | 00125-000027 | 00125-000077 | 00125-000057 | 00125-000078 | 00125-000075 | 00125-000079 | 00125-000080 | 00125-000081 | 00125-000076 | 00125-000082 | 00125-000083 | 00125-000084 |
| ご利用者様 負担額 | | | | | | | | | | | | |

※選ぶ時は専門家によく相談するなどして、身体に合った歩行器をお選びください。

固定型歩行器

イーストアイ セーフティーアーム ウォーカー

選べるサイズは 4タイプ

歩行器の高さは、お身体に合わせてお選びください。
身体に合ってないと、転倒などの事故の原因になったり、症状の悪化の原因になる恐れがあります。



脚部の形状は5タイプ



標準
一般
サイズ

極小
室内使用に
お勧めサイズ

小
小柄な方に
お勧めサイズ

大
背の高い方に
お勧めサイズ



非課税

標準

極小

小

大



非課税

SAWR

SAWSSR

SAWSR

SAWHR



非課税

SAWCR

SAWCSSR

SAWCSR

SAWCHR



非課税

SAWMR

SAWMSSR

SAWMSR

SAWMHR

SAWLR

SAWLRSR

SAWLHR



非課税

SAWGR

SAWGSR

SAWGHR



非課税

SAWGR

SAWGSR

SAWGHR

ストッパーは上から体重をかけることで作動します。※荷重をかけた状態(ストッパーが作動した状態)で歩行器を動かさないで下さい。

特殊寝台及び
付属品

体位
変換器

防止
用具

手すり

歩行
補助杖

徘徊
感知
機器

スロープ

車いす
付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動
排泄
装置

移動
用支
援機
器型

固定型歩行器

特殊寝台付属品

体位変換器

防止床ずれ用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支装機器型

イーアス

座面付固定型歩行器 Rec01(レックゼロワン)・ Rec01コンパクト



※表記はRec01の寸法です。

Rec01コンパクト
全幅48cm×奥行44cm×全高70~85cm

| | |
|------------|---------------------------------|
| 申込番号 | 23-0522-0 |
| Rec01 | Rec01 |
| TAISコード | 01600-000001 |
| 申込番号 | 23-0523-0 |
| Rec01コンパクト | Rec01C |
| TAISコード | 01600-000002 |
| 非課税 | |
| ■重量／ | Rec01 2.7kg Rec01コンパクト 2.5kg |
| ■材質／ | アルミ、ナイロン |
| ■耐荷重／ | 100kg |

田辺プレス

MgウォーカーⅢ型 M・S

マグネシウム合金製で体に負担の少ない驚きの軽さ!



※表記はMサイズの寸法です。

Sサイズ
全幅48cm×奥行42.5cm×
全高63~74cm(12段階)

| | |
|---------|-------------------|
| 申込番号 | 23-1585-0 |
| Mサイズ | |
| TAISコード | 01105-000015 |
| 申込番号 | 23-1586-0 |
| Sサイズ | |
| TAISコード | 01105-000014 |
| 非課税 | |
| ■重量／ | M 1.55kg S 1.45kg |
| ■材質／ | マグネシウム合金 |
| ■耐荷重／ | 190kg |

シンエンス

カーボンウォーカーⅡ WC-3010M

非常に軽く、持ち上げる力が少ない方にも無理なくお使いいただけます。



在庫限定

シンエンス

カーボンウォーカー WC-2010M

ピックアップウォーカーの可能性を広げる超軽量歩行器。



シンエンス

ミニフレームウォーカー WFM-4262

非常に小柄な方の歩行訓練にご使用いただけます。



シンエンス

スリムフレーム ウォーカー WFS-4968

ご自宅の廊下、室内でも無理なく使用できるスリムタイプ歩行器です。



ユーパ産業

スライドフィットハイタイプ



アビリティーズ・ケアネット

レッドドット ウォーカーⅢ

指先の痛みのある方でも、手のひらかや肘で赤いボタンを軽く押すだけで折りたためます。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1701-0 |
| TAISコード | 00855-000003 |
| 非課税 | |
| ■重量／ | 2.4kg |
| ■材質／ | アルミ |
| ■耐荷重／ | 100kg |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1702-0 |
| TAISコード | 00855-000002 |
| 非課税 | |
| ■重量／ | 2.55kg |
| ■材質／ | アルミ (一部スチール) |
| ■耐荷重／ | 100kg |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1501-0 |
| TAISコード | 01096-000005 |
| 非課税 | |
| ■重量／ | 2.4kg |
| ■材質／ | アルミ |
| ■耐荷重／ | 100kg |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-4111-0 |
| TAISコード | 00249-000136 |
| 非課税 | |
| ■重量／ | 2.5kg |
| ■材質／ | アルミ合金 |
| ■耐荷重／ | 155kg |

※選ぶ時は専門家によく相談するなどして、身体に合った歩行器をお選びください。

固定型歩行器

日本エスタ

ソリ付き歩行器 スライドウォーカー Another



| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 23-2307-0 |
| TAISコード | 00919-000002 |
| 非課税 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■重量／3.0kg ■材質／アルミ合金 ■耐荷重／100kg ※前輪自在式 | |

テツコーポレーション
**固定式歩行器
(キャスター付きBタイプ)
T-5133**



| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 23-1313-0 |
| TAISコード | 00887-000012 |
| 非課税 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■重量／約2.9kg ■材質／アルミ ■耐荷重／100kg ■キャスター径／前7cm | |

日本エスタ

ソリ付き歩行器 スライドウォーカー Anotherミニ



| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 23-2309-0 |
| TAISコード | 00919-000003 |
| 非課税 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■重量／2.9kg ■材質／アルミ合金 ■耐荷重／100kg ※前輪自在式 | |


テツコーポレーション
**キャスター付き
ホームタイプ(Bタイプ)
T-5053**



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 23-1316-0 |
| TAISコード | 00887-000055 |
| 非課税 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■重量／約2.9kg ■材質／アルミ ■耐荷重／80kg ■キャスター径／前7cm | |

星光医療器

アルコー10型 Dセット



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 23-9621-0 |
| TAISコード | 00125-000095 |
| 非課税 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■重量／3.0kg ■材質／アルミ・スチール ■耐荷重／80kg | |

New!

シンエンス

ミニフレームウォーカー キャスター式 WFM-4262SW3GW3



※表記はWFM-4262SW3GW3の寸法です。
WFM-4262SW5GW3
全幅47cm×奥行41cm×全高76~88.5cm
WFM-4262SW5G3
全幅43.5cm×奥行39cm×全高76~88.5cm

申込番号 23-1706-0
WFM-4262SW3GW3
TAISコード 00855-000010

申込番号 23-1709-0
WFM-4262SW5G3
TAISコード 00855-000009

申込番号 23-1707-0
WFM-4262SW5GW3
TAISコード 00855-000008

■重量／3GW 3.1kg 5G3 3.4kg
5GW3 3.5kg
■材質／アルミ（一部スチール）
■耐荷重／100kg
■キャスター径／
前後輪3インチ（3GW）・
前輪5×後輪3インチ（5G3・5GW3）

特殊寝台及び
寝具

体位変換器
床ずれ防止用具

手すり

歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐装置
機器型

シンエンス
**スリムフレーム
ウォーカー キャスター式**

WFS-4968SW5G3



※表記はWFS-4968SW5G3の寸法です。
WFS-4968SW5GW3
全幅54cm×奥行52.5cm×全高81~93.5cm

申込番号 23-1710-0
WFS-4968SW5GW3
TAISコード 00855-Z00002

申込番号 23-1711-0
WFS-4968SW5G3
TAISコード 00855-Z00003

申込番号 23-1588-0
Sサイズ
TAISコード 01105-000012

■重量／WFS-4968SW5GW3 3.65kg
WFS-4968SW5G3 3.55kg
■材質／アルミ（一部スチール）
■耐荷重／100kg
■キャスター径／
前輪5インチ（G3）・
前輪5×後輪3インチ（GW3）

田辺プレス
**MgウォーカーII型
キャスター付き M・S**

小まわりがきき、体重をかけたとき2点でブレーキがかかって安定します。



※表記はMサイズの寸法です。
Sサイズ
全幅50cm×奥行46cm×
全高68~75cm(8段階)

申込番号 23-1587-0
Mサイズ
TAISコード 01105-000031

申込番号 23-1588-0
Sサイズ
TAISコード 01105-000012

申込番号 23-1589-0
非課税
■重量／M 2.5kg S 2.35kg
■材質／マグネシウム合金
■耐荷重／200kg

固定型歩行器

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支装機器

イーストアイ

セーフティーアーム 固定式 SAR-C

「コの字型」と「ハの字型」に握り手の角度を切り替えられる歩行補助器です。



「ハの字型」時はト
イレやベッドまわり
で手すりとして使
用できます。

「ハの字型」時の
後ろ幅は最大103cm
まで開きます。

| | |
|------------|------------------|
| 申込番号 | 23-9103-0 |
| TAISコード | 00465-000016 |
| 非課税 | |
| ■重量/2.7kg | ■材質/アルミ（一部スチール） |
| ■耐荷重/100kg | ■キャスター径/7.6cm |

ユーパ産業

ミニフィット(超ミニ) キャスター付 XS-148E

円背の方用に開発された超
ミニタイプ。



テツコーポレーション

安心ウォーカー ホームタイプ

コンパクトで小回りの効く
待望の在宅タイプ登場！



イーストアイ

セーフティーアーム Vタイプウォーカースリム SAVA

屋外でも使用できるハンド
ルブレーキ付き歩行車。



New!

イーストアイ

セーフティーアーム Vタイプウォーカー

大型の前後輪タイヤで屋外も
スムーズに歩行できます。ハン
ドブレーキ付き。



イーストアイ

セーフティーアーム UXタイプウォーカー

ハンドルは縦型で握りやすく、
小柄な方におすすめな歩行器
です。



イーストアイ

在庫限定

セーフティーアーム Uタイプウォーカー

左右の前腕支持部を大型化
することで、バランスの保持が
しやすくなりました。



星光医療器
アルコーキューブC

トレーフィなのでちょっと物を
のせて移動できます。

(着脱可)



荷重をかけるとストップバーの役
目をするセルフブレーキキャス
ターがついています。

| | |
|------------|----------------------------|
| 申込番号 | 23-9121-0 |
| TAISコード | 00465-000055 |
| 非課税 | |
| ■重量/4.9kg | ■材質/アルミ |
| ■耐荷重/100kg | ■キャスター径/前輪18cm 後輪12.5cm |

| | |
|------------|------------------------------|
| 申込番号 | 23-9145-1 |
| TAISコード | 00465-000067 |
| 非課税 | |
| ■重量/5.8kg | ■材質/アルミ |
| ■耐荷重/100kg | ■キャスター径/前輪12.5cm 後輪12.5cm |

| | |
|------------|----------------------------|
| 申込番号 | 23-9122-0 |
| TAISコード | 00465-000056 |
| 非課税 | |
| ■重量/7.4kg | ■材質/アルミ |
| ■耐荷重/100kg | ■キャスター径/前輪18cm 後輪12.5cm |

| | |
|----------------|------------------|
| 申込番号 | 23-0611-0 |
| TAISコード | 00125-000023 |
| 非課税 | |
| ■重量/6.7kg | ■材質/ステンレス製 |
| ■耐荷重/100kg | ■キャスター径/前15・後5cm |
| ■トレー/30cm×44cm | ※折りたたみはできません。 |

※選ぶ時は専門家によく相談するなどして、身体に合った歩行器をお選びください。

交互型歩行器

馬てい型歩行器

星光医療器

アルコー

セルフウォーカー

収納性に優れた多機能型
コンパクトテーブルウォーカー。



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 23-0622-0 |
| TAISコード | 00125-000026 |
| 非課税 | |
| ■重量／9kg ■キャスター径／双輪8cm (ストッパー機能付き) ※コンパクトで軽量な固定型歩行器 ※広いスペースのテーブル (41.5×25cm)付き | |
| 申込番号 | 23-1611-0 |
| TAISコード | 00690-000047 |
| 非課税 | |
| ■重量／2.5kg ■材質／アルミ 合成ゴム ■耐荷重／100kg | |

マキテック

交互型歩行器 ミニタイプ HKM-200



イーストアイ

セーフティーアーム 交互式 KSAR



立ち上がりグリップ
床からの立ち上がりを
サポートします。

星光医療器

アルコーSK型

ミニ

ワンタッチ高さ調整や抵抗器等はSK型と同様の機能を有しています。



New!



星光医療器

アルコー SK型

前幅45cmで小回りしやすく、
後幅は広めで歩きやすい歩行器です。




| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 23-0628-0 |
| TAISコード | 00125-000040 |
| 非課税 | |
| ■重量／12kg ■耐荷重／80kg ■キャスター径／10cm(四輪自在) | |
| 申込番号 | 23-0694-0 |
| TAISコード | 00125-000051 |
| 非課税 | |
| ■重量／15.4kg ■耐荷重／80kg ■キャスター径／10cm (前輪自在／後輪固定) | |

星光医療器

アルコー1S-C型

アルコー1S型にバー形状の
グリップ・ブレーキを取り付けま
した。

幅広
マット



星光医療器

アルコー1G-C型

握力の弱い方でも簡単操作。
バー形状グリップ・ブレーキ付
け。



星光医療器

アルコー30型（屋内用）

日常生活に便利な上腕支持タ
イプのカゴ付き歩行補助器。



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 23-0620-0 |
| TAISコード | 00125-000036 |
| 非課税 | |
| ■重量／14kg ■耐荷重／80kg ■キャスター径／15cm (前輪自在／後輪固定) | |
| 申込番号 | 23-0633-0 |
| TAISコード | 00125-000052 |
| 非課税 | |
| ■重量／16.0kg ■耐荷重／80kg ■キャスター径／15cm (前輪自在／後輪固定) | |

特殊寝台及び
寝具

体位
変換器

防止
用具

手すり

歩行
補助杖

馬
た
い
型
歩
行
器

徘徊
感知
機器

スロープ

車いす
付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄
装置

移動
支
援
機
器

馬てい型歩行器

特殊寝台付属品

体位変換器

防止床ずれ用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

処理装置

移動体支装機器

星光医療器

アルコー1G-T型(抵抗器付)

本体前部のXフレームを内側に収めたことで壁や家具に接触しにくくなりました。



星光医療器

アルコーCH型 100512

小柄な方や円背の方におすすめ。キャスター・チェンジ機能付き。



星光医療器

アルコーTL型S 100588

トータルロック機能が付いたコンパクト歩行車。



星光医療器

アルコーCL型A (自在) 100551

150φ大型キャスターのコンパクト歩行車。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-0616-0 |
| TAISコード | 00125-000021 |

| | |
|---------|--------------|
| 非課税 | |
| ■重量 | /13.6kg |
| ■耐荷重 | /80kg |
| ■キャスター径 | /10cm (四輪自在) |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-0634-0 |
| TAISコード | 00125-000035 |

| | |
|---------|---------------------------|
| 非課税 | |
| ■重量 | /9.5kg |
| ■耐荷重 | /80kg |
| ■キャスター径 | /10cm (前輪自在/後輪自在・固定切替) |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-0635-0 |
| TAISコード | 00125-000060 |

| | |
|---------|---------------------------|
| 非課税 | |
| ■重量 | /17.6kg |
| ■耐荷重 | /80kg |
| ■キャスター径 | /15cm (前輪トータルロック・後輪固定) |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-0632-0 |
| TAISコード | 00125-000047 |

| | |
|---------|-------------|
| 非課税 | |
| ■重量 | /12.8kg |
| ■耐荷重 | /80kg |
| ■キャスター径 | /15cm(四輪自在) |

星光医療器 アルコー 1S型・抵抗器付

幅78cm以上の廊下で回転することができるコンパクト折りたたみ歩行車。



| | |
|------|-----------|
| 申込番号 | 23-0692-0 |
| 1S型 | |

| | |
|-------------|-----------|
| 非課税 | |
| 申込番号 | 23-9603-1 |
| 1S-T型(抵抗器付) | 100490 |

| | |
|---------|-------------------|
| 非課税 | |
| ■重量 | /12.4kg 抵抗器付:13kg |
| ■耐荷重 | /80kg |
| ■キャスター径 | /10cm (四輪自在) |

星光医療器 アルコースライド New!

ベッドなどからの移乗の際、脚部を引き込む事が出来ます。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-9625-1 |
| TAISコード | 00125-000089 |

| | | |
|---------|--------------------------------------|-------|
| 非課税 | | |
| ■重量 | /9.2kg ■耐荷重 | /80kg |
| ■キャスター径 | /前輪:10cm、後輪:4cm (前輪:自在/後輪:樹脂ローラー) | |

星光医療器 アルコー 3型

病院や施設で最も多く使用されているタイプです。



| | |
|-------|-----------|
| 申込番号 | 23-9601-1 |
| サイズ 小 | |

| | |
|---------|--------------|
| TAISコード | 00125-000074 |
| 申込番号 | 23-9602-1 |

| | |
|---------|--------------|
| サイズ 中 | |
| TAISコード | 00125-000008 |

| | | |
|---------|-----------------------------------|-------|
| 非課税 | | |
| ■重量 | /11.2kg(8.6)kg ■耐荷重 | /75kg |
| ■耐荷重 | /80kg | |
| ■キャスター径 | /11(7.5)cm(四輪自在) ※折りたたみはできません。 | |

日建桐リース さくらウォーカー New!

歩くことが楽しくなるような、明るいデザインの歩行器。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 24-8010-0 |
| TAISコード | 00915-000003 |

| | | |
|---------|------------------------------------|-------|
| 非課税 | | |
| ■重量 | /12.1kg ■耐荷重 | /75kg |
| ■耐荷重 | /80kg | |
| ■キャスター径 | /前輪:15cm、後輪:10cm (前輪自在/後輪自在・固定) | |

馬てい型歩行器

歩行車

日進医療器

トレウォーク スリム

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらずな歩行車。



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 23-1105-0 |
| TAISコード | 00175-000283 |
| 非課税 | |
| ■重量／12.1kg ■耐荷重／75kg ■キャスター径／前輪：15cm、後輪：10cm ■肘掛け内寸／33~36cm | |
| 申込番号 | 23-0697-0 |

アイルリンク

アイルムーヴX

アームレストの支持面積を大きくする事でより安定した前腕支持が可能。



アイルリンク

アイルムーヴa

前後どちらからも使える。業界初のH型肘置きマットで、向きを気にせず使えます。



幸和製作所

シトレア WAW23

車体幅がコンパクトなので取り回しがよく屋外・屋内でも扱いやすい歩行車です。



New!

幸和製作所

シトレアR WAW25

一定の速度を超えるとブレーキが働き、速度を抑えるため、下り坂も安心です。



New!

幸和製作所

シトレアワイド WAW27

幅が広めなので、座面も広くゆったり座れます。最大使用者体重100kgで体格の大きい方でも使いやすいです。



New!

幸和製作所

シトレアワイドR WAW28

一定の速度を超えるとブレーキが働き、速度を抑えるため、下り坂も安心です。



New!

ウェルパートナーズ

フレンド WF-1 フレンドプラス WFP-1



段差乗り越え機能付き。
5cmまでの段差を楽々乗り越えます！

WF-1

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-2210-0 |
| TAISコード | 01009-000025 |

非課税

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-2212-0 |
| TAISコード | 01009-000027 |

非課税

| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 24-1439-0 |
| TAISコード | 00030-000231 |
| 非課税 | |
| ■重量／8.8kg ■耐荷重／75kg ■キャスター径／前輪：20cm、後輪：15cm | |

| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 24-1440-0 |
| TAISコード | 00030-000236 |
| 非課税 | |
| ■重量／8.8kg ■耐荷重／100kg ■キャスター径／前輪：20cm、後輪：15cm | |

| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 24-1441-0 |
| TAISコード | 00030-000237 |
| 非課税 | |
| ■重量／約9.8kg ■耐荷重／100kg ■キャスター径／前輪：20cm、後輪：15cm | |

| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 24-1442-0 |
| TAISコード | 00030-000238 |
| 非課税 | |
| ■重量／8.5kg ■耐荷重／100kg ■キャスター径／前輪：20cm、後輪：18cm | |

特殊寝台及び
寝具

体位変換器

床ずれ防止用具

手すり

歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐装置

型

歩行車

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止床ずれ用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動支装機器

ウェルパートナーズ

フレンドII WF-2

下肢が弱く歩行困難な方や、上肢体力幹バランスが不安定な方にお勧めです。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-2211-0 |
| TAISコード | 01009-000028 |

非課税

- 重量／9.5kg
- 耐荷重／100kg
- キャスター径／前輪：20cm
後輪：18cm

幸和製作所

ティコブリトルRF WAW02

2wayハンドル仕様で抑速機能付きの後輪タイプ。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1413-0 |
| TAISコード | 00030-000158 |

課税

- 重量／9.7kg
- 耐荷重／75kg
- キャスター径／前輪：18cm
後輪：20cm

ウェルパートナーズ

ラビット歩行補助車



WA-1 全幅51cm×奥行60cm×高さ72~95cm(8段階)

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-2200-0 |
| TAISコード | 01009-000011 |

WA-0 (座面なし)

| | |
|---------|--------------|
| TAISコード | 01009-000001 |
|---------|--------------|

非課税

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-2207-0 |
| TAISコード | 01009-000001 |

WA-1 (座面なし)

| | |
|---------|--------------|
| TAISコード | 01009-000001 |
|---------|--------------|

非課税

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-2208-0 |
| TAISコード | 01009-000008 |

WA-7 (座面なし)

| | |
|---------|--------------|
| TAISコード | 01009-000008 |
|---------|--------------|

非課税

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-2205-0 |
| TAISコード | 01009-000004 |

WA-5 (高台タイプ)

| | |
|---------|--------------|
| TAISコード | 01009-000004 |
|---------|--------------|

WA-0



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-2201-0 |
| TAISコード | 01009-000002 |

非課税

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-2203-0 |
| TAISコード | 01009-000003 |

WA-3 (屋外用)

| | |
|---------|--------------|
| TAISコード | 01009-000003 |
|---------|--------------|

非課税

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-2205-0 |
| TAISコード | 01009-000004 |

WA-5 (高台タイプ)

| | |
|---------|--------------|
| TAISコード | 01009-000004 |
|---------|--------------|

非課税

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-2207-0 |
| TAISコード | 01009-000001 |

WA-1 (座面なし)

| | |
|---------|--------------|
| TAISコード | 01009-000001 |
|---------|--------------|

非課税

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-2208-0 |
| TAISコード | 01009-000008 |

WA-7 (座面なし)

| | |
|---------|--------------|
| TAISコード | 01009-000008 |
|---------|--------------|

幸和製作所

ティコブリトルホームF WAW18-BR

スリムなのに馬てい型で使える屋内専用歩行車。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 24-1432-0 |
| TAISコード | 00030-000187 |

New!

シンフォニーウィドSPⅡ アーチャイル

すべてがワイドな安心ゆったり設計。大容量バッグで買い物などにも便利。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-0910-1 |
| TAISコード | 00576-000044 |

非課税

- 重量／8.5kg
- 耐荷重／80kg
- キャスター径／前輪・後輪：18cm
- 座面幅／38cm

歩行車

島製作所

シンフォニーワイドSP

体を傾けてひじをハンドルに付けた状態で使用できます。



申込番号 23-0907-0

シンフォニーワイドSP(大)

TAISコード 00576-000025

申込番号 23-0910-0

シンフォニーワイドSP(小)

TAISコード 00576-000027

非課税

■重量／8.6 (8.5) kg

■耐荷重／80kg

■キャスター径／18.5cm

■座面幅／37cm

()はシンフォニー

ワイドSP(小)のサイズ。

島製作所

New! シンフォニーアーAR (ピンクブロック)

レバーを握るとブレーキ、押し下げるとき駐車用ストップがかかります。



申込番号 23-0914-0

TAISコード 00576-000038

課税

■重量／6.8kg

■耐荷重／75kg

■キャスター径／前輪・後輪：18cm

■座面幅／32cm

カナヤママシナリー

neo NOPPO (乗っぽ)

バックサポートは前後反転させると、どちらからでも座れます。



申込番号 24-9803-0

TAISコード 00925-000018

非課税

■重量／11kg

■耐荷重／100kg

■キャスター径／前輪：18cm

■座面幅／32cm

ラックヘルスケア

SALJOL(サルジョル)

カーボン歩行車

ロータイプ・ハイタイプ

外出することを演出する。新しいデザインの”カタチ”。



※表記の寸法はロータイプです。
ハイタイプ 全幅62cm×奥行66cm×
高さ83～103cm(9段階)×座面高62cm

申込番号 23-0732-0

ロータイプ

TAISコード 00245-000236

課税

申込番号 23-0733-0

ハイタイプ

TAISコード 00245-000237

課税

申込番号 23-0733-0

ハイタイプ

TAISコード 00245-000237

New!

竹虎

New! レツツフライ(グレー)

後輪よりも大型の前輪キャスター(24.5cm)を採用。

縁石のような段差も楽に乗り越えることができます。



パラマウントベッド

ハンディウォーク(S・M・L)



※表記の寸法はMサイズです。

Lサイズ 全幅60cm×奥行65cm×
高さ78～100cm(7段階)×

座面高62cm

Sサイズ 全幅55.5cm×奥行65cm×
高さ65～76cm(4段階)×

座面高48cm

申込番号 23-0183-0

サイズ S

TAISコード 00170-000606

申込番号 23-0184-0

サイズ M

TAISコード 00170-000687

申込番号 23-0185-0

サイズ L

TAISコード 00170-000607

課税

■重量／本体のみ：6.9kg

付属品含む：7.6kg

■耐荷重／130kg


■キャスター径／前輪：24.5cm

後輪：20cm

カワムラサイクル

C'arco カルコ KW50

街並みでも映えるスタイリッシュなデザイン。



申込番号 23-2114-0

TAISコード 00160-000246

課税

■重量／S：6.5kg M：6.9kg L：7.1kg

■耐荷重／S：125kg M：130kg L：150kg

■キャスター径／20cm

申込番号 23-1209-0

TAISコード 00221-000552

課税

■重量／3.9kg

■耐荷重／100kg

■キャスター径／前輪：20cm
後輪：15cm

特殊寝台及び
寝台用具

体位変換器
防止用具

手すり
歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐機器型

歩行車

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支装機器

幸和製作所
**ミケーレ
WAG01**

ロレーター型歩行車で最軽量クラスの5.9kg。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1432-0 |
| TAISコード | 00030-000175 |

| 課税 |
|----------------------------|
| ■重量／5.9kg |
| ■耐荷重／80kg |
| ■キャスター径／前輪：20cm 後輪：13cm |

New!
**アロン化成
リトルターン
トール103タイプ**

身長の高い方など、ハンドルが高いほうが歩行車を押して歩きやすい方におすすめ！



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1207-0 |
| TAISコード | 00221-000549 |

| 課税 |
|---|
| ■重量／7.1kg ■耐荷重／100kg ■キャスター径／20cm |

幸和製作所
**サンティノ
WAG02**

New!

軽量設計なので、バスや電車などの乗り降りにも便利。

ブラウン



アロン化成
**トライリンク
532320**

大きく使って、小さくしまえる歩行車です。折りたたんだ後も自立します。



アロン化成
リトルターン

小さく回れて小さくしまえる。



| | |
|--------|--------------|
| 申込番号 | 23-1204-0 |
| ハイタイプ | 532315 |
| JANコード | 00221-000456 |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1205-0 |
| ロータイプ | 532316 |
| TAISコード | 00221-000457 |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1203-0 |
| TAISコード | 00221-000467 |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-0706-0 |
| TAISコード | 00245-000143 |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-3407-0 |
| TAISコード | 00110-000111 |

New!
**アロン化成
ショッピングターン
532325**

買い物かごが載せられて、歩行車のまま買い物ができます。




| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1206-0 |
| TAISコード | 00221-000507 |

| 非課税 |
|--|
| ■重量／約6.1kg ■耐荷重／100kg ■キャスター径／20cm |

**ラックヘルスケア
ウォーキー S3**

ハンドル高さ調整に加え、座面の高さも調整できます。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-0706-0 |
| TAISコード | 00245-000143 |

| 非課税 |
|---|
| ■重量／7.5kg ■耐荷重／140kg ■キャスター径／20cm |

**(株)竹虎
エボリューションウォーカー
XPミニ**

日本人の体形に合わせた、安定性と高強度のフレームの歩行車。



歩行車

インターナット ストリーム オービー

横揺れや、縦揺れに強く、歩行バランスの悪い方も安心、安全にご使用いただけます。



在庫限定

ユーパ産業

アームフィット

業界最大の高さ調節範囲。

AR-458



申込番号 23-1523-0

AR-458

TAISコード 01096-000035

非課税

- 重量／7.9kg
- キャスター径／前輪20cm、後輪15cm

申込番号 23-1524-0

AR-458E（肘付）

TAISコード 01096-000039

非課税

- 重量／8.5kg
- キャスター径／前輪20cm、後輪15cm

申込番号 23-1804-0

TAISコード 01215-000008

非課税

- 重量／6.9kg
- 耐荷重／100kg
- キャスター径／20cm

株竹虎 ハッピーⅡ NB

座面はクッション性があり座り心地にも配慮しています。



株竹虎 ハッピーミニ

安全性と信頼性に定評があるハッピーⅡがさらに軽量・コンパクトになりました。



申込番号 23-3402-0

TAISコード 00110-000112

課税

- 重量／7.7kg
- 耐荷重／100kg
- キャスター径／19cm

申込番号 23-3405-0

TAISコード 00110-000103

課税

- 重量／6.5kg
- 耐荷重／80kg
- キャスター径／18cm

株竹虎

四輪歩行車 ハッピーⅡトール・ハッピーミニトール

シンプルかつ安全性と信頼性の高いスタンダードタイプの歩行車に高さをプラス。

ハッピーⅡトール



ハッピーミニトール



New!

申込番号 23-3406-1

ハッピーⅡトール

TAISコード 00110-000127

課税

申込番号 23-3407-1

ハッピーミニトール

TAISコード 00110-000128

課税

■重量／ハッピーⅡ：8.0kg
ハッピーミニ：6.7kg

■耐荷重／ハッピーⅡ：100kg
ハッピーミニ：80kg

■キャスター径／

ハッピーⅡ：19cm
ハッピーミニ：18cm

イーストアイ セーフティーアーム ロレータ RSA-G

コンパクトサイズなので屋内・外OK!!

ちょっとスリムな50cm幅。



テツココーポレーション ロレーター T-9001

小回り抜群!背もたれ部も可動してスッキリ収納。



申込番号 23-9133-0

TAISコード 00465-000033

課税

- 重量／7.7kg
- 耐荷重／100kg
- キャスター径／前輪：20cm
後輪：15cm

*トレイ付きもございます。
ご利用の際はご注文時にご指定下さい。

申込番号 23-1306-0

TAISコード 00887-000001

課税

- 重量／約6.5kg
- 耐荷重／80kg
- キャスター径／15cm

特殊寝台及び
寝台付属品

体位変換器
防止用具

手すり

歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト
リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐装置
機器型

歩行車

インターナット ライフ フィット FT-18A

自分に合った座面の高さに調節できます。



イーストアイ セーフティアーム ロレータ ポケット

New!
様々な方に合わせやすい、高めのハンドル設定です。



(機竹虎) ハッピーII NB 抑速ブレーキ

ハッピーII NBにタイヤの急加速を抑える機能がついて新登場。



アロン化成 リトルターン 抑速付

在庫限定
製品幅50cm!最小クラスの抑速ブレーキ付き歩行車。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1803-0 |
| TAISコード | 01215-000006 |

非課税
■重量／6.9kg
■耐荷重／100kg
■キャスター径／18cm

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 28-9149-1 |
| TAISコード | 00465-000111 |

課税
■重量／6.2kg
■キャスター径／前輪：20cm
後輪：15cm

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-3404-0 |
| TAISコード | 00110-000119 |

課税
■重量／8.9kg
■耐荷重／100kg
■キャスター径／19cm

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-1208-0 |
| TAISコード | 00221-000548 |

課税
■重量／8.5kg
■耐荷重／100kg
■キャスター径／20cm

アビリティーズ・ケアネット ナイスウォーカー 4輪

速度調整装置付きで6段階に歩行速度を調整可能。歩行訓練にも最適。



カワムラサイクル KW-41

おしゃれでコンパクトな室内外両用歩行車。



バラマウントベッド ハンディウォーク(S・M・L) 抑速ブレーキ付



※表記の寸法はMサイズです。
Lサイズ 全幅60cm×奥行65cm×
高さ78~100cm(7段階)×
座面高62cm
Sサイズ 全幅55cm×奥行65cm×
高さ65~77cm(4段階)×
座面高48cm

RT WORKS ロボットアシスト ウォーカー RT.2

電動アシストだから、坂道でも安心・快適な歩行。



速度を検知すると 自動ブレーキ

速度超過を検知すると自動的に減速ブレーキ、転倒を防止します
(制限速度の値は調整可能です)

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-4110-0 |
| TAISコード | 00249-000103 |

課税
■重量／9.5kg
■耐荷重／80kg
■キャスター径／20cm

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-2107-0 |
| TAISコード | 00160-000232 |

非課税
■重量／8.7kg
■耐荷重／100kg
■キャスター径／前輪：25cm
後輪：20cm

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-0198-0 |
| TAISコード | 00170-000810 |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-0197-0 |
| TAISコード | 00170-000811 |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 23-0196-0 |
| TAISコード | 00170-000812 |

課税
■重量／S: 7.9kg M: 8.3kg L: 8.5kg
■耐荷重／S: 125kg M: 130kg L: 150kg
■キャスター径／20cm

| | |
|------|-----------|
| 申込番号 | 24-0002-1 |
| レッド | |

| | |
|-----------|-----------|
| 申込番号 | 24-0002-2 |
| シャンパンゴールド | |

| | |
|---------|--------------|
| レセプトコード | 01560-000003 |
| レッド | |

課税
■重量／9kg
■耐荷重／100kg
■キャスター径／前輪：19.4cm
後輪：15cm

特殊寝台及び
附属品

体位変換器

防止床ずれ
用具

手すり
歩行補助杖

歩行器

徘徊感知
機器

スロープ

車いす付
品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動処理装置

移動体支
持装着
器具型

歩行車

幸和製作所

リトルキーパス WAW10

最新のロボット技術を搭載した歩行車!



| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 23-1419-0 |
| TAISコード | 00030-000169 |
| 課税 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■重量／14kg ■耐荷重／75kg ■キャスター径／18cm | |

幸和製作所 ティコブリトルワゴン WAW07

大容量のアルミフレームボックス。コンパクト設計で使いやすい四輪歩行車。

ネイビー



フローラーアイボリー 折りたたみ時

| | |
|--|--|
| 申込番号 | 23-1430-0(ネイビー) 23-1429-0(フローラーアイボリー) |
| TAISコード | 00030-000171 |
| 課税 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■重量／7.0kg ■耐荷重／75kg ■キャスター径／15cm | |

イーストアイ

セーフティアーム ロレータ SPタイプ RSP-N

お買い物・お洗濯など、たくさんの荷物を持ち運び・移動する場合、特におすすめです。



イーストアイ

セーフティアーム ロレタキャリー RSC

25kgまでの荷物をのせることができる特大かごが付いた歩行車!



島製作所

シンフォニーバスケット

ブラック・クラシックガーデンNB
前でも後ろでも両側に座ることができる。



| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 23-0922-0 |
| ブラック | 在庫限定 |
| 申込番号 | |
| 23-0923-0 | |
| クラシックガーデンNB | |
| TAISコード | 00576-000046 |
| 課税 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■重量／7.2kg ■耐荷重／75kg ■キャスター径／14.5cm ■座面幅／31cm | |

幸和製作所 ティコブリトルワゴンミニ WAW21


買い物カゴがのせられる、コンパクトなカゴのせ機能付き歩行車。

New!



幸和製作所 ティコブリトルホーム WAW05

軽くて小さく、室内で快適に使える室内専用四輪歩行車。



折りたたみ時

株竹虎 レッツゴー

おしゃれなデザインの室内用歩行車。便利なトレイやバスケットがついています。



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 23-4305-0 |
| TAISコード | 00110-000098 |
| 課税 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■重量／7kg ■耐荷重／80kg ■キャスター径／15cm | |

特殊寝台及び
寝具

体位変換器

床ずれ防止用具

手すり

歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐着機器型

歩行車

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止床ずれ用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動処理装置

移動支装機器

レツゴーミニ

洗練されたデザインのコンパクトな室内専用歩行車。



| | |
|--------------|--------------|
| 申込番号 | 23-4307-0 |
| シルバー | |
| 申込番号 | 23-4308-0 |
| フラワー | |
| 申込番号 | 23-4311-0 |
| ウォールナット | |
| TAISコード | 00110-000106 |
| 課税 | |
| ■重量/6.2kg | |
| ■耐荷重/80kg | |
| ■キャスター径/15cm | |

幸和製作所

ティコブリトルスリム WAW04

小回りが利き、楽に使える! 軽さが魅力のスリム設計。



幸和製作所

ティコブリトル HS05

超軽量、超コンパクトな歩行車。



幸和製作所

ティコブリトル ハイII WAW15

幅広い高さ調節と大容量バッグが付いた、軽量タイプのコンパクト歩行車。



島製作所 シンフォニーSP

片方だけのブレーキ操作でも、両後輪にブレーキがかかる。



| | |
|----------------|--------------|
| 申込番号 | 23-0919-0 |
| 花柄BK | |
| 申込番号 | 23-0918-0 |
| Bチェックブルー | |
| 申込番号 | 23-0901-0 |
| CLブラウン | |
| TAISコード | 00576-000014 |
| 課税 | |
| ■重量/5.9kg | |
| ■耐荷重/100kg | |
| ■キャスター径/14.5cm | |
| ■座面幅/34.5cm | |

島製作所 シンフォニーSPスリム

横幅が一番小さいスリムな歩行車。



| | |
|----------------|--------------|
| 申込番号 | 23-0916-0 |
| 花柄 | |
| 申込番号 | 23-0917-0 |
| オレンジBR | |
| TAISコード | 00576-000039 |
| 課税 | |
| ■重量/4.9kg | |
| ■耐荷重/75kg | |
| ■キャスター径/14.5cm | |
| ■座面幅/31cm | |

島製作所 シンフォニーEVO

使用しやすいコンパクト歩行車。高さは93cmのハイタイプ。



| | |
|--------------|--------------|
| 申込番号 | 23-0912-0 |
| Bブラウン | |
| 申込番号 | 23-0913-0 |
| Bベージュ | |
| TAISコード | 00576-000036 |
| 課税 | |
| ■重量/5.9kg | |
| ■耐荷重/75kg | |
| ■キャスター径/18cm | |
| ■座面幅/35cm | |

アイルリンク アイルウォークa

座面の上げ下げで自動的にブレーキがかかるので安全です。



| | |
|----------------|--------------|
| 申込番号 | 23-0911-0 |
| TAISコード | 01446-000001 |
| 課税 | |
| ■重量/6.4kg | |
| ■キャスター径/18.5cm | |
| ■座面耐荷重/75kg | |

歩行車

リッセル アルカーレ CH

ハイタイプなのにコンパクト! 身長が高い方にも対応した歩行車。コンパクトながら前輪が大きく、段差の乗り換えがスムーズ。



狭い場所でもスムーズに走行でき、歩行スペースをしっかりと確保した設計です。

New!

幸和製作所 ティコブリトルボンベ WAW06

酸素療法したまま外出ができる歩行車。



申込番号 24-1500-0

TAISコード 00426-000138

課税

- 重量／5.5kg
- 耐荷重／75kg
- キャスター径／前輪：17.5cm
後輪：14.5cm

申込番号 23-1417-0

TAISコード 00030-000165

課税

- 重量／5.6kg
- 耐荷重／75kg
- キャスター径／15cm

幸和製作所 ティコブリトルボンベF WAW17

切り替え簡単な2WAYハンドル仕様。バッグは取り外してショルダーバッグとして利用できます。



申込番号 23-1417-1

TAISコード 00030-000174

課税

- 重量／8.4kg
- 耐荷重／75kg
- キャスター径／18cm

島製作所 シンフォニープラス

大型車輪で安定性・走行性をプラスした歩行車。



島製作所 シンフォニーラクーン

便利で多機能なBOXタイプの歩行車。



リーマン ナウコンパクト 41016(エンジ)

ワンタッチで車体をコンパクトに折りたため、持ち運びに便利です。



リーマン ナウワイド 41021(エンジ)

ブレーキレバーは片手でも、どこを握っても操作できる安心設計。



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 23-0906-0 |
| シンフォニープラス75 | |
| TAISコード | 00576-000023 |
| 非課税 | |
| ■重量／7.7kg ■耐荷重／75kg ■キャスター径／約18.5cm ■座面幅／37.5cm | |

| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 23-0920-0 |
| TAISコード | 00576-000040 |
| 非課税 | |
| ■重量／7kg ■耐荷重／75kg ■キャスター径／前輪・後輪：18cm ■座面幅／32cm | |

| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 23-0811-1 |
| TAISコード | 01510-000003 |
| 非課税 | |
| ■重量／7.7kg ■耐荷重／75kg ■キャスター径／19cm | |

| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 23-0812-1 |
| TAISコード | 01510-000004 |
| 非課税 | |
| ■重量／8.5kg ■耐荷重／75kg ■キャスター径／19cm | |

特殊寝台及び
寝具

体位変換器

床ずれ防止用具

手すり

歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐着機器型

歩行車

特殊寝台付属品

ヘルシーワン レジェール New!

階段移動時や車への載せ降ろしに便利な歩行車。

タータンレッド



84.5
75.5
cm (4段階)
53cm
52cm
ギンガムチェック

申込番号 23-8438-1

ギンガムチェック

申込番号 23-8439-1

タータンレッド

TAISコード 00063-000039

課税

- 重量／3.95kg
- キャスター径／14.5cm
- 耐荷重／75kg

ヘルシーワンW

前輪3WAYで、3段階から選べます。



ネイビー ヴァイオレット



ネイティブグレー

申込番号 23-8434-1

ネイティブグレー

申込番号 23-8432-1

ネイビー

申込番号 23-8433-1

ヴァイオレット

TAISコード 00063-000038

課税

- 重量／4.5kg
- キャスター径／14.5cm
- 耐荷重／75kg

特殊寝台付属品

ヘルシーワン キャンシットヌーボー(ALネイビー) New!

座面付きワイドハイタイプが新登場。

タータンレッド



特殊寝台付属品

ピュアレストマム PPM-BOF

電車やバスにも安心して乗れるサポートタイプカー。

ネイビー



花柄

申込番号 23-8406-1

花柄 RPPM-BOF

申込番号 23-8407-1

ネイビー RPPM-BPF

TAISコード 00063-000037

課税

- 重量／5.2kg
- キャスター径／14.5cm
- 耐荷重／75kg
- キャスター径／14.5cm

申込番号 23-8414-0

TAISコード 00063-000041

課税

- 重量／5.1kg
- 耐荷重／75kg
- キャスター径／14.5cm

ヘルシーワンW

ヘルシーワンライトカラフルG

しっかり体をサポート。姿勢が楽で歩きやすい。



花柄ピンク



花柄ブルー 48cm 52cm

申込番号 23-8421-1

花柄ブルー H1CG-FBL

申込番号 23-8424-1

花柄ピンク H1CG-FPK

TAISコード 00063-000035

課税

- 重量／3.8kg
- 耐荷重／75kg
- キャスター径／前輪14.5cm

ヘルシーワンT-R 298N 在庫限定

軽やか操作でバスにも電車にもOK!

赤色



紺色

※ガードなし

申込番号 23-8417-0

紺色

申込番号 23-8416-0

赤色

TAISコード 00063-000028

課税

- 重量／4.4kg
- 耐荷重／75kg
- キャスター径／13.5cm

ヘルシーワンライトG H1LG-BR

軽量・スリムなのに、しっかりとした安定感。

申込番号 23-8425-1

TAISコード 00063-000034

課税

- 重量／3.7kg
- 耐荷重／75kg
- キャスター径／14.5cm

特殊寝台付属品

体位変換器

床ずれ用具

手すり

歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支装機器

徘徊感知機器

徘徊を未然に防ぎ、
お年寄りの安全を
見守ります。

要支援1・2 要介護1の方へ

徘徊感知機器については厚生労働大臣が定める特定状態にある方を除いて介護保険制度による給付が受けられません。

徘徊感知機器

介護給付 予防給付

サービスコード：171011 671011

特別地域：178011 678011



特殊寝台及び
付属品

体位変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支え装着器具型

テクノスジャパン 家族コール3A・スマート

建物内携帯型



New!

Aタイプ

立ち上がる

床に足を置くと
知らせます

ひとり歩きが心配な方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0710-1 |
| TAISコード | 00318-000150 |

課税

テクノスジャパン 家族コール3B・スマート

建物内携帯型

テクノスジャパン 家族コール3B・スマート

建物内携帯型



New!

Bタイプ

起き上がる

起き上がると
知らせます起き上がりと同時に知らせる
必要がある方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0711-1 |
| TAISコード | 00318-000151 |

課税

テクノスジャパン 家族コール3C・スマート

建物内携帯型



New!

Cタイプ

照射範囲に入る

離床・徘徊時に
知らせますセンサーがあることを
気にしてしまう方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0712-1 |
| TAISコード | 00318-000152 |

課税

テクノスジャパン 家族コール3D・スマート

建物内携帯型



New!

Dタイプ

ドアを開ける

ドアを開けると
知らせます居室内での移動は、
伝い歩きでも可能な方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0713-1 |
| TAISコード | 00138-000153 |

課税

テクノスジャパン 家族コール3A・メロディチャイム

据え置き型



New!

Aタイプ

立ち上がる

床に足を置くと
知らせます

ひとり歩きが心配な方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0700-1 |
| TAISコード | 00318-000146 |

課税

テクノスジャパン 家族コール3B・メロディチャイム

据え置き型



New!

Bタイプ

起き上がる

起き上がると
知らせます起き上がりと同時に知らせる
必要がある方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0701-1 |
| TAISコード | 00318-000147 |

課税

テクノスジャパン 家族コール3C・メロディチャイム

据え置き型



New!

Cタイプ

照射範囲に入る

離床・徘徊時に
知らせますセンサーがあることを
気にしてしまう方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0702-1 |
| TAISコード | 00318-000148 |

課税

テクノスジャパン 家族コール3D・メロディチャイム

据え置き型



New!

Dタイプ

ドアを開ける

ドアを開けると
知らせます居室内での移動は、
伝い歩きでも可能な方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0703-1 |
| TAISコード | 00318-000149 |

課税

●サイズ：床センサー／100×50×0.3cm ベッドセンサー／80×25×0.6cm 超音波・赤外線センサー／11×7×3.5cm ドアスイッチ／5×1.2×1.2cm
スマートK／5.3×8.6×1.4cm コンソール／10×6.2×2.5cm

特殊寝台及び
体位変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐着器型

テクノスジャパン 家族コールワイド・A

どこでも携帯型



いつでも、どこでも
メールで
お知らせします。

New! Aタイプ

立ち上がる
床に足を置くと
知らせます

ひとり歩きが心配な方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0718-1 |
| TAISコード | 00318-000171 |
| 課税 | |

テクノスジャパン 家族コールワイド・B

どこでも携帯型

テクノスジャパン 家族コールワイド・B

どこでも携帯型



いつでも、どこでも
メールで
お知らせします。

New! Bタイプ

起き上がる
起き上がると
知らせます

起き上がりと同時に知らせる
必要がある方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0719-1 |
| TAISコード | 00318-000172 |
| 課税 | |

テクノスジャパン 家族コールワイド・C

どこでも携帯型



いつでも、どこでも
メールで
お知らせします。

New!

Cタイプ

照射範囲に入る
離床・徘徊時に
知らせます

センサーがあることを
気にしてしまう方

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 01-0720-1 |
| TAISコード | 00318-000173 |
| 課税 | |

テクノスジャパン お散歩コール

New!



お散歩タグ



見守りガイド



ワンタッチでかんたん取付け!

愛用する杖や歩行器に簡単に取り付けできます。



現在地情報をメールで知らせる

月額 300 円（税別）で利用できます。
オプションサービス設定用のアプリは QR コードからインストールできます。



お散歩アプリ



App Store



Google Play



徘徊報知と徘徊(外出)後の見守り報知!!

徘徊感知機器
(介護保険レンタル)

GPS
(オプションサービス)

●愛用する杖やシルバーカーに取り付けて使用できます。

●一回の充電で約1か月の長期間使用が可能!

※オプションサービス不使用時

■「お散歩タグ」を取り付けた杖や鞄などを持ち、外出しようとするとき、「お散歩タグ」からアラーム信号を送信します

■2つのお知らせ方法

- ①「見守りガイド」のアラーム音で報知
- ②家族のスマートフォンや携帯電話にメールで報知(オプション)



オプションサービス(GPS機能)

| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 01-0731-1 |
| TAISコード | 00318-000179 |
| 課税 | |
| ●サイズ: お散歩タグ／ 3.5×7×2.5cm 見守りガイド／11.5×6.9×2.8cm | |
| ●重量: お散歩タグ／約60g 見守りガイド／約130g | |

●サイズ: 床センサー／100×50×0.3cm ベッドセンサー／80×25×0.6cm 超音波・赤外線センサー／11×7×3.5cm ドアスイッチ／5×1.2×1.2cm
メロディチャイム／8.5×17×3.5cm コンソール／10×6.2×2.5cm 見守りルーター／13.5×7.6×3.5cm

ハカルプラス

CAREai スタンダードシリーズつながるモデル

New!



施設向け

- 親機とペンダントでセンサー検知をお知らせします。
- 独自の通信方法で無線が届きにくい場所でもOK。通知距離は最長250m!
- 履歴や稼働時間設定など、先読み介護をアシストする機能を搭載。
- 受信機の連携機能で、駆けつけのバッティングを防ぎます。

超音波センサーセット構成



| | | | |
|------------|--------------|------------------|--------------|
| 申込番号 | 01-2995-1 | 申込番号 | 01-2996-1 |
| 超音波センサーセット | | 超音波センサー+ペンドントセット | |
| TAISコード | 01398-000009 | TAISコード | 01398-000010 |

課税

ふむふむセンサーセット構成



| | | | |
|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| 申込番号 | 01-3022-1 | 申込番号 | 01-3021-1 |
| ふむふむセンサーセット | | ふむふむセンサー+ペンドントセット | |
| TAISコード | 01398-000034 | TAISコード | 01398-000035 |

課税

ハカルプラス

CAREai ライトシリーズかんたんモデル

New!



在宅向け

- ペンドントでセンサー検知をお知らせします。
- ボタン・機能を絞って使い方を簡単にしました。
- センサーを使わないときは「5分停止」「ずっと停止」機能で簡単に停止!
- 設定も簡単なので、納品時間を短縮します。

超音波センサーセット構成



申込番号 01-3006-1

超音波センサーセット

TAISコード 01398-000023

課税

ふむふむセンサーセット構成



申込番号 01-3020-1

ふむふむセンサーセット

TAISコード 01398-000037

課税

超音波センサーって?



ふむふむセンサーって?

スタンダードシリーズ
つながるモデル

TAISコード

申込番号



超音波センサーセット

超音波センサー+ペンドントセット

ふむふむセンサーセット

ふむふむセンサー+ペンドントセット

ライトシリーズ
かんたんモデル

TAISコード

申込番号



超音波センサーセット

ふむふむセンサーセット



竹中エンジニアリング

ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん

携帯型受信機セット



マットセンサー (TX-M48)



| | |
|------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 01-0799-2 |
| TAISコード | 00021-000099 |
| ※在庫状況により、 新型・旧型が混在しております。 | |
| 課税 | |

竹中エンジニアリング

開見(あけみ)ちゃん 携帯型受信機セット HCS-115 (KE)



出入り口のドアやベランダ窓などを開けると、携帯電話受信機で音、バイブルーションと液晶画面で徘徊をお知らせします。
(スライドドアや開き戸に簡単に取り付けできます。)

| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 01-0810-1 |
| TAISコード | 00021-000120 |
| 課税 | |
| ●サイズ／(携帯型受信機) 幅3.6cm×奥行2.15cm×高さ10.4cm | |

アーバン警備保障株式会社

「NEW iTSUMODOOR」

要介護者の徘徊が
始まろうとした時点で
徘徊をお知らせします。

New!



- ①玄関ドアに簡単設置！
- ②ドア開閉時にアラームでお知らせ！
- ③オプションご利用でメール通知！

<デモ不可>「GPS(オプションサービス)」

| | |
|--------------------------|--------------|
| 申込番号 | 01-7014-0 |
| TAISコード | 01660-000007 |
| 課税 | |
| ●サイズ：縦5.04×横9.04×厚さ1.7cm | |

エクセルエンジニアリング 徘徊わかーる6900



センサーマットをベッドの下の床や部屋の出入口に設置。ご利用者の方が足で踏むとお知らせします。

| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 01-0508-1 |
| TAISコード | 00682-000035 |
| 課税 | |
| ●サイズ：受信機／12.5×9×2.3cm 送信機／9.8×8.9×8.5cm プロセンサー／80×45×0.45cm | |

キヨタ

ワイヤレスビーム式徘徊離床感知器 ADX-540HO



赤外線ビーム式センサーにより確実に人の動きを検知

送信機と受信機の間を通る赤外線ビームが遮断されるとスピーカーでメロディ又はチャイムを鳴らし、同時にお知らせランプを点滅させます。

| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 01-2001-1 |
| TAISコード | 00123-000038 |
| 課税 | |
| ●サイズ／(送信機・受信機) 幅7.2cm×奥行3.3cm×高さ11cm (スピーカー) 幅7.2cm×奥行3.8cm×高さ11cm (スピーカー) ●重量／(送信機)78g、(受信機)82g、 (スピーカー) 92g ●材質／ABS樹脂 ●屋内専用 ●電源／AC100V (50/60Hz) 又は単三乾電池 | |

光センサーティップ

オブテックス ワイヤレス 徘徊感知セットC-10

単3乾電池×3個を別途ご用意ください。



| | |
|--|--|
| 申込番号 | 01-0901-1 |
| TAISコード | センサー：01499-000001 チャイム：01499-000002 |
| 課税 | |
| ●サイズ／ 受信機 (チャイムボックス)： 10.7×18×4、 発信機 (センサー)： 6.2×19.8×5.5cm ●重量／受信機530g、発信機330g ●受信チャンネル判別数：3つまで ●電波到達距離／100m(見通し) ※配線工事不要 | |



ご注意

徘徊感知機器は緊急情報を通報するものであり、緊急事態を予防したり救助を約束するものではありません。本装置設置後、万一事故や損害が発生しても責任を負いかねますのでご了承ください。

スロープ

スロープの長さ選びは、
傾斜角度を目安に
決めましょう。

スロープ

介護給付 予防給付
サービスコード：171008 671008
特別地域：178008 678008



スロープの選び方

使用場所や用途に合わせてスロープをお選びください。車いすの車種や車いす利用者の体重、介助する方の体力等の条件により、使用できる段差・角度には、個人差があり、スロープ傾斜角度の設定が異なります。

自走用に
傾斜角度
5度
段差の約12倍

例えば段差30cmに
傾斜角度5度で
スロープを設置したいとき
**30cmの約12倍→
3.6mのスロープ**

が必要になります。

ゆるやかな傾斜です。車いすに乗る方は、ほぼ
自走で上れます。
下りる時も加速がつきにくいので、余裕をもつ
て走行しやすくなります。
※介助の方の体力、車いすの車種などの条件によって
傾斜角度の設定は異なります。
※電動車いすはスロープの上端部分が車体の裏に当たら
ないか確認してからご使用ください。
※急な傾斜角度で走行する場合、車いすの重心が後ろに
ずれるため転倒しやすくなります。

基本の角度
傾斜角度
10度
段差の約6倍

例えば段差30cmに
傾斜角度10度で
スロープを設置したいとき
**30cmの約6倍→
1.8mのスロープ**

が必要になります。

傾斜角度10度がスロープ選びの基本になります。
電動車いす自走はもちろん、介助の方がより楽に
車いすを押すことができます。
※介助の方の体力、車いすの車種などの条件によって
傾斜角度の設定は異なります。


狭い場所に
傾斜角度
15度
段差の約4倍

例えば段差30cmに
傾斜角度15度で
スロープを設置したいとき
**30cmの約4倍→
1.2mのスロープ**

が必要になります。

かなり急な傾斜になります。
傾斜角度15度以上の使用はおやめください。
※介助の方の体力、車いすの車種などの条件によって
傾斜角度の設定は異なります。
※急な傾斜角度で走行する場合、車いすの重心が後ろに
ずれるため転倒しやすくなります。

レールタイプ 必要な場所へ持ち運んで すぐに使用できます。



※介助の人が付き添い、ご使用ください。
また、電動3輪車の使用はできません。

特徴
1

設置しやすい

1本ずつ運べるから、ひとりでも設置が簡単です。


特徴
2

運びやすい

軽量。多くの製品は取っ手やキャリングケースが
付いています。

1枚板タイプ 車いす、電動・4輪車などに使用 できます。

折りたたみタイプや常設タイプ、簡易タイプなど
用途に合わせて機種をお選び下さい。



特徴
1

安定感がある

レールタイプのように車輪をスロープに
合わせる必要がなく、ゆとりを持って走行できます。

特徴
2

介助しやすい

介助の方は、スロープの走行面と一緒に乗ることができますので、
腕の位置が変わらず楽に押せます。

特徴
3

活動範囲が広い

車いすはもちろん電動・4輪車にも対応。

スロープ

スマートスロープ

ランダルコーポレーション

- 開閉スロープの中では最小の細身設計。
- 厳しい実走行試験をクリアした安心の強度。
- 簡単に持ち運びができる。



【スロープ寸法及び解消段差早見表】

| 品名 | 全長 | 幅 | 重さ | 耐荷重 | TAISコード | お申込番号 | |
|---------|-------|--------|---------|-------|--------------|------------------|--|
| CA-S075 | 75cm | 69.5cm | 約5.0kg | 300kg | 00496-000303 | 28-9616-1 | |
| CA-S100 | 100cm | 69.5cm | 約6.0kg | 300kg | 00496-000297 | 28-9611-1 | |
| CA-S125 | 125cm | 69.5cm | 約8.0kg | 300kg | 00496-000298 | 28-9612-1 | |
| CA-S150 | 150cm | 69.5cm | 約9.0kg | 300kg | 00496-000299 | 28-9613-1 | |
| CA-S175 | 175cm | 69.5cm | 約10.0kg | 300kg | 00496-000300 | 28-9614-1 | |
| CA-S200 | 200cm | 69.5cm | 約11.0kg | 300kg | 00496-000301 | 28-9615-1 | |
| CA-S225 | 225cm | 69.5cm | 約14.0kg | 300kg | 00496-000304 | 28-9617-1 | |


素材／中材：ポリスチレン、本体：アルボリック、すべり止めシート：ポリ塩化ビニル、側壁：アルミ

ダンスロープエアー2

ダンロップホームプロダクツ

New!

- 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。
- サイズ展開も7サイズあり、様々な住宅環境に適応可能です。
- 軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのスロープを開発。



【スロープ寸法及び解消段差早見表】


| 品名 | 全長 | 幅 | 重さ | 耐荷重 | TAISコード | お申込番号 | |
|--------|-------|--------|---------|-------|--------------|------------------|--|
| R-85Z | 85cm | 69.6cm | 約4.3kg | 300kg | 00532-000054 | 28-0950-1 | |
| R-125Z | 125cm | 69.4cm | 約5.7kg | 300kg | 00532-000053 | 28-0951-1 | |
| R-165Z | 165cm | 69.4cm | 約7.0kg | 300kg | 00532-000052 | 28-0952-1 | |
| R-205Z | 205cm | 69.4cm | 約8.5kg | 300kg | 00532-000051 | 28-0953-1 | |
| R-230Z | 230cm | 69.6cm | 約9.6kg | 300kg | 00532-000050 | 28-0954-1 | |
| R-255Z | 255cm | 69.6cm | 約10.5kg | 300kg | 00532-000049 | 28-0955-1 | |
| R-285Z | 285cm | 69.6cm | 約11.5kg | 300kg | 00532-000048 | 28-0956-1 | |

ダンスロープエアー

ダンロップホームプロダクツ

在庫限定

- スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのダンスロープエアーを開発。
- 全サイズ71.0cm以下の幅とし、今まで設置不可能であった間口に対応します。



【スロープ寸法及び解消段差早見表】

| 品名 | 全長 | 幅 | 重さ | 耐荷重 | TAISコード | お申込番号 | |
|--------|-------|--------|---------|-------|--------------|------------------|--|
| R-65A | 65cm | 70.4cm | 約3.5kg | 300kg | 00532-000028 | 28-0940-1 | |
| R-100A | 100cm | 70.4cm | 約4.5kg | 300kg | 00532-000027 | 28-0941-1 | |
| R-120A | 120cm | 70.4cm | 約5.0kg | 300kg | 00532-000026 | 28-0942-1 | |
| R-150A | 150cm | 70.4cm | 約6.0kg | 300kg | 00532-000025 | 28-0943-1 | |
| R-175A | 175cm | 70.4cm | 約7.0kg | 300kg | 00532-000024 | 28-0944-1 | |
| R-200A | 200cm | 70.4cm | 約8.0kg | 300kg | 00532-000023 | 28-0945-1 | |
| R-245A | 245cm | 71cm | 約10.0kg | 300kg | 00532-000030 | 28-0946-1 | |
| R-285A | 285cm | 71cm | 約11.0kg | 300kg | 00532-000029 | 28-0947-1 | |

素材／カーボンFRP

特殊臺台及び
床面台付属品

体位変換器
防止床ずれ用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具


自動排泄装置

移動体支撐着器型

段差があってもスロープがあれば大丈夫。車いす、電動車いすでの行動範囲が広がります。

ケアスロープ

ケアメディックス



- 幅70cmの使いやすいスロープです。
- 今まで入らなかった間口にも対応!
- 走行面の親密性を高め安全に走行可能。
- アルミ製の脱輪防止エッジの採用。衝撃に強く、丈夫で安心。
- 上端部に設置ラインを表示。

【スロープ寸法及び解消段差早見表】

課税



| 品名 | 全長 | 幅 | 重さ | 耐荷重 | TAISコード | お申込番号 | |
|---------|-------|------|---------|-------|--------------|------------------|--|
| CS-65 | 65cm | 70cm | 約3.0kg | 300kg | 00093-000015 | 28-0232-1 | |
| CS-100 | 100cm | 70cm | 約5.0kg | 300kg | 00093-000016 | 28-0233-1 | |
| CS-120 | 120cm | 70cm | 約6.0kg | 300kg | 00093-000017 | 28-0234-1 | |
| CS-150 | 150cm | 70cm | 約8.0kg | 300kg | 00093-000018 | 28-0235-1 | |
| CS-175 | 175cm | 70cm | 約9.0kg | 300kg | 00093-000019 | 28-0236-1 | |
| CS-200 | 200cm | 70cm | 約10.0kg | 300kg | 00093-000020 | 28-0237-1 | |
| CS-240C | 240cm | 70cm | 約12.0kg | 300kg | 00093-000021 | 28-0238-1 | |
| CS-285C | 285cm | 70cm | 約15.0kg | 300kg | 00093-000038 | 28-0240-1 | |

課税

素材／FRP、アルミ

ケアスロープJ

ケアメディックス



【スロープ寸法及び解消段差早見表】

課税

| 品名 | 全長 | 幅 (傾斜1°) | 幅 (傾斜パーソ) | 重さ | 耐荷重 | TAISコード | お申込番号 | |
|----------|-------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|--|
| CSJ-300 | 313cm | 70cm | 78cm | 約28kg | 300kg | 00093-000022 | 28-0241-1 | |
| CSJ-325 | 338cm | 70cm | 78cm | 約29kg | 300kg | 00093-000023 | 28-0242-1 | |
| CSJ-350 | 363cm | 70cm | 78cm | 約30kg | 300kg | 00093-000024 | 28-0243-1 | |
| CSJ-350W | 363cm | 70cm | 78cm | 約30kg | 300kg | 00093-000044 | 28-0246-1 | |
| CSJ-375 | 388cm | 70cm | 78cm | 約31kg | 300kg | 00093-000045 | 28-0247-1 | |
| CSJ-390 | 403cm | 70cm | 78cm | 約32kg | 300kg | 00093-000025 | 28-0244-1 | |
| CSJ-400 | 413cm | 70cm | 78cm | 約32kg | 300kg | 00093-000048 | 28-0248-1 | |
| CSJ-415 | 428cm | 70cm | 78cm | 約33kg | 300kg | 00093-000046 | 28-0249-1 | |
| CSJ-435 | 448cm | 70cm | 78cm | 約35kg | 300kg | 00093-000043 | 28-0245-1 | |
| CSJ-440 | 453cm | 70cm | 78cm | 約34kg | 300kg | 00093-000049 | 28-0250-1 | |
| CSJ-460 | 473cm | 70cm | 78cm | 約36kg | 300kg | 00093-000047 | 28-0252-1 | |
| CSJ-480 | 493cm | 70cm | 78cm | 約36kg | 300kg | 00093-000051 | 28-0251-1 | |
| CSJ-485 | 498cm | 70cm | 78cm | 約37kg | 300kg | 00093-000050 | 28-0253-1 | |
| CSJ-525 | 538cm | 70cm | 78cm | 約39kg | 300kg | 00093-000052 | 28-0254-1 | |
| CSJ-570 | 583cm | 70cm | 78cm | 約42kg | 300kg | 00093-000053 | 28-0255-1 | |

課税

素材／繊維強化プラスチック、アルミ

設置例

| | CS-150 | CSJ-300 | TAIS 00093-000022 | CS-175 |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| CS-150 | | | | CSJ-325 |
| CS-175 | | | CSJ-350W TAIS 00093-000044 | CS-200 |
| CS-200 | CSJ-350 TAIS 00093-000024 | CSJ-375 TAIS 00093-000045 | CSJ-400 TAIS 00093-000048 | CS-240C |
| CS-240C | CSJ-390 TAIS 00093-000025 | CSJ-415 TAIS 00093-000046 | CSJ-440 TAIS 00093-000049 | CSJ-480 TAIS 00093-000051 |
| CS-285C | CSJ-435 TAIS 00093-000043 | CSJ-460 TAIS 00093-000047 | CSJ-485 TAIS 00093-000050 | CSJ-525 TAIS 00093-000052 |

ケアスロープJ早見表

* CS-150～CS-285Cまで、どのスロープを上端側・下端側に組み合わせても品番は変わりません。



LスロープFK

シヨク

- 狭く動線の曲がった玄関などにも設置することができます可搬型スロープ。
- 下端部が細かく分かれているため、斜めの設置面にも対応が可能。



【スロープ寸法及び解消段差早見表】

| 品名 | 全長 | 幅 | 重さ | 耐荷重 | TAISコード | お申込番号 | |
|-------------|-------|------|---------|-------|--------------|------------------|--|
| LスロープFK1000 | 210cm | 74cm | 約25kg | 300kg | 01235-000173 | 28-4140-1 | |
| LスロープFK1250 | 325cm | 74cm | 約26.5kg | 300kg | 01235-000174 | 28-4141-1 | |
| LスロープFK1500 | 360cm | 74cm | 約28kg | 300kg | 01235-000175 | 28-4142-1 | |
| LスロープFK1750 | 385cm | 74cm | 約29.5kg | 300kg | 01235-000176 | 28-4143-1 | |
| LスロープFK2000 | 410cm | 74cm | 約31kg | 300kg | 01235-000177 | 28-4144-1 | |

素材／アルミ、FRP、樹脂

ポータブルスロープ

イーストアイ

- 玄関やちょっとした段差に便利なスロープ。
- 認識しやすいオレンジラバーのついたエッジで脱輪を防止。
- 車いす・介助者はもちろん、電動3輪4輪車いすも使用OK。
- 床固定用穴が4ヶ所あるので住宅改修にも対応可。



【スロープ寸法及び解消段差早見表】

| 品名 | 全長 | 1本の幅 | 1本の重さ | 耐荷重 | TAISコード | お申込番号 | |
|---------|------|--------|--------|-------|--------------|------------------|--|
| PEK-025 | 25cm | 69.5cm | 約1.5kg | 180kg | 00465-000091 | 28-6307-1 | |
| PEK-040 | 40cm | 69.5cm | 約2.6kg | 180kg | 00465-000092 | 28-6308-1 | |
| PEK-060 | 60cm | 69.5cm | 約3.9kg | 180kg | 00465-000093 | 28-6310-1 | |
| PEK-090 | 90cm | 69.5cm | 約5.9kg | 180kg | 00465-000094 | 28-6312-1 | |

素材／アルミ

インターランスロープ

モルテン

- ずれにくい素材で、置くだけで安全に使用できます。
- 滑りにくい表面形状で、靴下や靴で歩いても安心して使用できます。
- 段差が小さく滑らかな形状なので、すり足でもつまずきにくく、車いすや歩行器でも楽に走行できます。



■靴下でも安心

■滑りにくい表面形状



耐久性の高い特殊な
素材により、屋外から
屋内まで広範囲に
使用できます。

【スロープ寸法及び解消段差早見表】

| 品名 | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 幅(cm) | 勾配角度 | 重量(kg) | TAISコード | お申込番号 | |
|----------|--------|--------|-------|------|--------|--------------|------------------|--|
| MSRP1076 | 1 | 3 | 76 | 14 | 0.1 | 00054-000173 | 28-9628-1 | |
| MSRP1576 | 1.5 | 5 | 76 | 14 | 0.25 | 00054-000174 | 28-9629-1 | |
| MSRP2076 | 2 | 7 | 76 | 14 | 0.39 | 00054-000175 | 28-9630-1 | |
| MSRP2576 | 2.5 | 9 | 76 | 14 | 0.56 | 00054-000176 | 28-9631-1 | |
| MSRP3076 | 3 | 11 | 76 | 14 | 0.75 | 00054-000177 | 28-9632-1 | |
| MSRP3576 | 3.5 | 13 | 76 | 14 | 1.0 | 00054-000178 | 28-9633-1 | |
| MSRP4076 | 4 | 15 | 76 | 14 | 1.1 | 00054-000179 | 28-9634-1 | |
| MSRP4576 | 4.5 | 17 | 76 | 14 | 2.1 | 00054-000180 | 28-9635-1 | |
| MSRP5076 | 5 | 19 | 76 | 14 | 2.9 | 00054-000181 | 28-9636-1 | |
| MSRP5576 | 5.5 | 21 | 76 | 14 | 2.6 | 00054-000182 | 28-9637-1 | |
| MSRP6076 | 6 | 23 | 76 | 14 | 3.7 | 00054-000183 | 28-9638-1 | |
| MSRP6576 | 6.5 | 25 | 76 | 14 | 4.7 | 00054-000184 | 28-9639-1 | |

素材／特殊エラストマー

※スロープの適応段差は車いすの種類やご利用者および介助者の体力などにより変化します。福祉用具専門相談員にご相談ください。

特殊寝台及び
寝台用具

体位
変換器

防止
床ずれ
用具

手すり

歩行
補助杖

歩行
器

スロープ

車いす
付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動
排泄
装置

移動
支具
機器型

ダイヤスロープ10 シンエイテクノ

New!




- 勾配を10度、奥行きを長めに変更。
- 両サイドにゆるやかな勾配をつけ、車いすも回転しやすく、廊下を歩く時につまずきにくい仕様に。

【スロープ寸法及び解消段差早見表】

| 品名 | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 有効幅(cm) | 勾配度数 | TAISコード | お申込番号 | |
|------------|--------|--------|---------|------|--------------|------------------|--|
| DS10-80-15 | 1.5 | 7.8 | 80 | 10 | 01115-000041 | 28-0599-1 | |
| DS10-80-20 | 2 | 10.6 | 80 | 10 | 01115-000042 | 28-0600-1 | |
| DS10-80-30 | 3 | 16.3 | 80 | 10 | 01115-000044 | 28-0601-1 | |
| DS10-80-35 | 3.5 | 19.2 | 80 | 10 | 01115-000045 | 28-0601-2 | |
| DS10-80-40 | 4 | 22 | 80 | 10 | 01115-000055 | 28-0602-1 | |
| DS10-80-45 | 4.5 | 25 | 80 | 10 | 01115-000056 | 28-0604-1 | |
| DS10-80-50 | 5 | 27.8 | 80 | 10 | 01115-000057 | 28-0603-1 | |

課税

素材／硬質ゴム

ダイヤスロープ (DS76シリーズ)**ダイヤスロープ屋外用 (DS076シリーズ)****ダイヤスロープR (DS100シリーズ) シンエイテクノ**

- ゴム製スロープはクッション性があり、車いすの走行時には車輪の振動を吸収し、体にショックを与えません。

(DS76-05-55-60-75-80-85-95-100)
(DS076-60-75-80-85-95-100)
(DS100-55-60)を除く

【スロープ寸法及び解消段差早見表】

| 品名 | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 幅(cm) | 勾配度数 | TAISコード | お申込番号 | |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------------|------------------|--|
| DS76-05 | 0.5 | 3.5 | 76 | 7 | 01115-000040 | 28-0516-1 | |
| DS76-10 | 1.0 | 3.5 | 76 | 14 | 01115-000018 | 28-0500-0 | |
| DS76-15 | 1.5 | 5.5 | 76 | 14 | 01115-000005 | 28-0500-1 | |
| DS76-20 | 2.0 | 7.5 | 76 | 14 | 01115-000006 | 28-0501-1 | |
| DS76-25 | 2.5 | 9.5 | 76 | 14 | 01115-000007 | 28-0501-2 | |
| DS76-30 | 3.0 | 11.5 | 76 | 14 | 01115-000008 | 28-0502-1 | |
| DS76-35 | 3.5 | 13.5 | 76 | 14 | 01115-000009 | 28-0502-2 | |
| DS76-40 | 4.0 | 15.5 | 76 | 14 | 01115-000010 | 28-0503-1 | |
| DS76-45 | 4.5 | 17.5 | 76 | 14 | 01115-000011 | 28-0503-2 | |
| DS76-50 | 5.0 | 20.0 | 76 | 14 | 01115-000012 | 28-0504-1 | |
| DS76-55 | 5.5 | 20.0 | 76 | 15.5 | 01115-000016 | 28-0504-2 | |
| DS76-60 | 6.0 | 20.0 | 76 | 17 | 01115-000017 | 28-0505-1 | |
| DS76-70 | 7.0 | 27.3 | 76 | 14 | 01115-000032 | 28-0512-1 | |
| DS76-75 | 7.5 | 27.3 | 76 | 15.1 | 01115-000033 | 28-0512-2 | |
| DS76-80 | 8.0 | 27.3 | 76 | 16.1 | 01115-000034 | 28-0513-1 | |
| DS76-85 | 8.5 | 27.3 | 76 | 17.1 | 01115-000035 | 28-0513-2 | |
| DS76-90 | 9.0 | 35.4 | 76 | 14 | 01115-000036 | 28-0514-1 | |
| DS76-95 | 9.5 | 35.4 | 76 | 14.8 | 01115-000037 | 28-0514-2 | |
| DS76-100 | 10.0 | 35.4 | 76 | 15.6 | 01115-000038 | 28-0515-1 | |
| DS076-10 | 1.0 | 3.5 | 76 | 14 | 01115-000059 | 28-0518-1 | |
| DS076-20 | 2.0 | 7.5 | 76 | 14 | 01115-000061 | 28-0519-1 | |
| DS076-25 | 2.5 | 9.5 | 76 | 14 | 01115-000062 | 28-0519-2 | |
| DS076-30 | 3.0 | 11.5 | 76 | 14 | 01115-000063 | 28-0520-1 | |
| DS076-35 | 3.5 | 13.5 | 76 | 14 | 01115-000064 | 28-0520-2 | |
| DS076-40 | 4.0 | 15.5 | 76 | 14 | 01115-000065 | 28-0521-1 | |
| DS076-50 | 5.0 | 20.0 | 76 | 14 | 01115-000067 | 28-0522-1 | |
| DS076-60 | 6.0 | 20.0 | 76 | 17 | 01115-000069 | 28-0523-1 | |
| DS076-70 | 7.0 | 27.3 | 76 | 14 | 01115-000071 | 28-0524-1 | |
| DS076-75 | 7.5 | 27.3 | 76 | 15.1 | 01115-000072 | 28-0524-2 | |
| DS076-80 | 8.0 | 27.3 | 76 | 16.1 | 01115-000073 | 28-0525-1 | |
| DS076-85 | 8.5 | 27.3 | 76 | 17.1 | 01115-000074 | 28-0525-2 | |
| DS076-90 | 9.0 | 35.4 | 76 | 14 | 01115-000075 | 28-0526-1 | |
| DS076-100 | 10.0 | 35.4 | 76 | 15.6 | 01115-000077 | 28-0527-1 | |
| DS100-10 | 1.0 | 3.5 | 100 | 14 | 01115-000019 | 28-0506-1 | |
| DS100-15 | 1.5 | 5.5 | 100 | 14 | 01115-000020 | 28-0506-2 | |
| DS100-20 | 2.0 | 7.5 | 100 | 14 | 01115-000021 | 28-0507-1 | |
| DS100-25 | 2.5 | 9.5 | 100 | 14 | 01115-000022 | 28-0507-2 | |
| DS100-30 | 3.0 | 11.5 | 100 | 14 | 01115-000023 | 28-0508-1 | |
| DS100-35 | 3.5 | 13.5 | 100 | 14 | 01115-000024 | 28-0508-2 | |
| DS100-40 | 4.0 | 15.5 | 100 | 14 | 01115-000025 | 28-0509-1 | |
| DS100-45 | 4.5 | 17.5 | 100 | 14 | 01115-000026 | 28-0509-2 | |
| DS100-50 | 5.0 | 20.0 | 100 | 14 | 01115-000027 | 28-0510-1 | |
| DS100-55 | 5.5 | 20.0 | 100 | 15.5 | 01115-000028 | 28-0510-2 | |
| DS100-60 | 6.0 | 20.0 | 100 | 17 | 01115-000029 | 28-0511-1 | |

課税

素材／硬質ゴム

※スロープの適応段差は車いすの種類やご利用者および介助者の体力などにより変化します。福祉用具専門相談員にご相談ください。

車いす及び車いす付属品

寝室から居間へ。
庭へ、外へ。
生活空間を
広げましょう。



要支援1・2 要介護1の方へ

車いす及び車いす付属品については厚生労働大臣が定める特定状態にある方を除いて介護保険制度による給付が受けられません。

車いす

介護給付 予防給付
サービスコード：171001 671001
特別地域：178001 678001

車いす付属品

介護給付 予防給付
サービスコード：171002 671002
特別地域：178002 678002

介護保険では、2種類同時にレンタルできます。

介護保険の利用限度額の範囲内で用途の違う車いすを、
2種類同時にレンタルすることができます。

ご利用例

- 屋内用として
室内専用
6輪車いす



- 屋外用として
電動カート




車いす各部の名称




身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安

| | |
|-----------------|---|
| ● 座シート幅 | ① 座位臀幅に0~3cm足します。 |
| ● 座シート奥行 | ② 座底長から5~7cm引きます。 |
| ● アームサポート高さ | ③ 座位肘頭高に1~2cm足します（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。 |
| ● フット・レッグサポート長さ | ④ 座位下腿長（必要に応じてクッションの厚さを引きます）に合わせます。 |
| ● バックサポート高さ | ⑤ 座位腋下高から7~10cm引きます（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。 |
| ● 前座高 | ⑥ 座位下腿長に2~5cm足します（必要に応じてクッションの厚さを引きます）。 |
| ● グリップ高さ | 介護者のへそ～股関節の高さに合わせます。 |

■車いす寸法



■身体寸法



- ① 座位臀幅 (さいでんぶく)
臀部の一番広い幅
- ② 座底長 (ざていちょう)
臀部後端から膝裏までの長さ
- ③ 座位肘頭高 (さいちゅうとうこう)
座面から肘までの高さ
- ④ 座位下腿長 (ざいかいたいちょう)
足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤ 座位腋下高 (ざいえきかこう)
座面から腋の下までの高さ



スタンダード車いす

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ソフトの吊り具

処理装置

移動体支援機器型

1

グレイスコア 自走型

松永製作所 型番 GRC-11B

| | | |
|-------------|--|--------------------------|
| New! | | 重量 13.8kg 耐荷重 100kg |
| | 座幅 40-42cm 後輪 22インチ 全長 95cm 前輪 5インチ 全幅 56.5cm 背高 56cm 全高 93cm 後座高 41.5cm 肘掛高 25cm 前座高 43cm 座奥行 34~38cm | 長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム。 |
| | | |
| 申込番号 | (40幅)25-1310-0 (42幅)25-1310-1 | TAISコード 00066-000399 |

非課税

2


グレイスコア 介助型

松永製作所 型番 GRC-21B・GRC-21BD

| | | |
|-------------|---|---|
| New! | | 重量 12.4kg 耐荷重 100kg |
| | 座幅 40-42cm 後輪 16インチ 全長 95cm 前輪 5インチ 全幅 56.5cm 背高 56cm 全高 93cm 後座高 41.5cm 肘掛け高 25cm 前座高 43cm 座奥行 34~38cm | 通気性抜群のオリジナルシートがもたらす爽快感。 ドラロックブレーキは、介助式のみ取付可能 |
| | | |
| 申込番号 | GRC-21B : 25-1311-0 GRC-21BD : (座幅40cm)25-1315-0 (座幅42cm)25-1315-1 | TAISコード (GRC-21B)00066-000400 (GRC-21BD)00066-000403 |

非課税

◆標準モデルとしては業界一高い 56cmのバックサポート



ドラロックブレーキ



ドラム式制御用ブレーキに、フットブレーキを連結したブレーキです。
ドラム部分でロックするので、安定した制御力が得られます。
機種によっては取付けできないケースがあります。ご相談下さい。

3

自走型車いす

カワムラサイクル 型番 BML20-40SB

| | |
|---|--|
| | シートベルトつき 重量 11.2kg 耐荷重 100kg 軽量ベーシックな車いすです。 |
| 背高 42cm 全高 85.5cm 後座高 37.5cm 肘掛け高 23cm 前座高 40.5cm 座幅 40cm 座奥行 40cm 後輪 20インチ 全長 93cm 前輪 6インチ 全幅 61cm | |
| 申込番号 21-5016-0 | TAISコード 00160-000175 |

非課税

4

介助型車いす

カワムラサイクル 型番 BML14-40SB

| | |
|---|---|
| | シートベルトつき 重量 9.9kg 耐荷重 100kg 軽量ベーシックな車いすです。 |
| 背高 42cm 全高 85.5cm 後座高 37.5cm 肘掛け高 23cm 前座高 40.5cm 座幅 40cm 座奥行 40cm 後輪 14インチ 全長 94cm 前輪 6インチ 全幅 58.5cm | |
| 申込番号 21-5010-0 | TAISコード 00160-000177 |

非課税

特殊対応台及び
用品体位
変換器床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支装機器型

5

ネクストコア 自走型

松永製作所 型番 NEXT-11B



6

ネクストコア 介助型

松永製作所 型番 NEXT-21B



7

ネクストコア-プチ 自走型

松永製作所 型番 NEXT-10B



8

ネクストコア-プチ 介助型

松永製作所 型番 NEXT-20B



9

ネクストコア-グラン 自走型

松永製作所 型番 NEXT-12B



10

ネクストコア-グラン 介助型

松永製作所 型番 NEXT-22B





スタンダード車いす

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ソフトの吊り具

処理装置

移動体支援機器型

11

ウルトラ 自走型 NA-U1

日進医療器 型番 NA-U1

申込番号 座幅38cm(ワイン)21-2140-2 (インディゴ)21-2142-2
座幅40cm(ワイン)21-2140-0 (インディゴ)21-2142-0 TAISコード 00175-000356
座幅42cm(ワイン)21-2140-3 (インディゴ)21-2142-3

非課税

12

ウルトラ 介助型 NAH-U1

日進医療器 型番 NAH-U1

申込番号 座幅38cm(ワイン)21-2141-2 (インディゴ)21-2143-2
座幅40cm(ワイン)21-2141-0 (インディゴ)21-2143-0 TAISコード 00175-000357
座幅42cm(ワイン)21-2141-3 (インディゴ)21-2143-3

非課税

13

自走型車いす NEO-1 α

日進医療器 型番 NEO-1α

New!



申込番号 21-2200-0 TAISコード 00175-000387

非課税

14

介助型車いす NEO-2 α

日進医療器 型番 NEO-2α

New!



申込番号 21-2200-1 TAISコード 00175-000388

非課税

15

自走型車いす NEO-1 ワンストップブレーキ仕様

日進医療器 型番 NEO-1

New!



申込番号 21-2144-2 TAISコード 00175-000354


非課税

16

介助型車いす NEO-2 ワンストップブレーキ仕様

日進医療器 型番 NEO-2

New!



申込番号 21-2145-2 TAISコード 00175-000368

非課税



17

自走型 ジターン 標準

ミキ 型番 JTN-1



申込番号

21-9126-0

TAISコード 00122-000631

18

介助型 ジターン 標準

ミキ 型番 JTN-2



申込番号

21-9128-0

TAISコード 00122-000632

19

カルッタ 自走型

ミキ 型番 CRT-1



申込番号

(ピンク)21-9091-1 (グリーン)21-9090-1

(紺)21-9092-1

TAISコード 00122-000560

非課税

20

カルッタ 介助型

ミキ 型番 CRT-2



申込番号

(ピンク)21-9094-1 (グリーン)21-9093-1

(紺)21-9095-1

TAISコード 00122-000562

非課税

21

カルティマ自走型 標準タイプ

ミキ 型番 CRT-5



申込番号

(ピンク)21-9101-0 (グリーン)21-9100-0

(紺)21-9110-0

TAISコード 00122-000568

非課税

22

カルティマ介助型 標準タイプ

ミキ 型番 CRT-6



申込番号

(ピンク)21-9103-0 (グリーン)21-9102-0

(紺)21-9111-0

TAISコード 00122-000570

非課税

特殊寝台及び
介助用具体位変換器
床ずれ防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐機器型



スタンダード車いす

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ソフトの吊り具

処理装置

移動体支援装置

23

軽量自走型 軽8α

日進医療器 型番 NA-L8α



申込番号 21-1198-0

TAISコード 00175-000342

非課税

24

軽量介助型 軽7α

日進医療器 型番 NAH-L7α



申込番号 (青)21-1199-0 (赤)21-1199-2


TAISコード 00175-000341

非課税

25

エルゴライト 自走型

ラックヘルスケア 型番 39213011



申込番号 21-1300-1

TAISコード 00245-000190

非課税

26

エルゴライト 介助型

ラックヘルスケア 型番 39213001



申込番号 21-1301-1

TAISコード 00245-000189

非課税

27

自走型 エルゴライト W450

ラックヘルスケア 型番 39213012

New!



申込番号 21-1302-1

TAISコード 00245-000227


非課税

28

介助型 エルゴライト W450

ラックヘルスケア 型番 39213002

New!



申込番号 21-1303-1

TAISコード 00245-000226

非課税



29

WAVIT

カワムラサイクル 型番 (40幅)WA22-40S(42幅)WA22-42S



申込番号 40幅(カフェモカ) 21-5090-0 (濃縮チェック) 21-5094-0 TAISコード 00160-000237

非課税

30

WAVIT

カワムラサイクル 型番 (40幅)WA16-40S(42幅)WA16-42S



申込番号 40幅(カフェモカ) 21-5091-0 (濃縮チェック) 21-5095-0 TAISコード 00160-000238

非課税

31

ふわりす

カワムラサイクル 型番 KF22-40SB



申込番号 21-5088-0 TAISコード 00160-000241

非課税

32

ふわりす

カワムラサイクル 型番 KF16-40SB



申込番号 21-5089-0 TAISコード 00160-000240

非課税

33

レボ 自走型

ラックヘルスケア 型番 (40幅)39006533 (45幅)39006536



申込番号 (40幅) 21-0520-0 (45幅) 21-0521-0 TAISコード 00245-000222

非課税

34

折りたたみ幅15cmの車いす

日進医療器 型番 NAH-209



申込番号 21-1136-0 TAISコード 00175-000235

非課税

特殊対応品及び
付属品体位変換器
防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知器具

スロープ

車いす付属品及び
付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支装機器型



多機能車いす

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支援機器型

| | | |
|-------------|---|---|
| 1 | 自走型 GRACE CORE グレイスコアマルチ | 松永製作所 型番 GRC-31B |
| New! | | |
| | <p>重量 15.5kg 耐荷重 100kg ブラックのみ 幅40/42 シート奥行きの調整が簡単、工具不要。</p> <p>ひじ跳ね上げ 背折れ ひじ高さ調整 脚部開閉脱着 ティルト 背張り調整 介助フレーキ リクライニング</p> | <p>座幅 40-42cm 座奥行 34-38cm 肘掛け高 25cm 前座高 43cm 後座高 41.5cm 全高 93cm 後座高 41.5cm 全長 95cm 前輪 5インチ 全幅 56.5cm 後輪 22インチ 全長 95cm 前輪 5インチ 全幅 56.5cm</p> |
| 申込番号 | (ネイビー) 25-1311-9 (ブラック/40幅) 25-1312-0 (ブラック/42幅) 25-1312-1 | TAISコード 00066-000401 |

| | | |
|-------------|--|--|
| 2 | 介助型 GRACE CORE グレイスコアマルチ | 松永製作所 型番 GRC-41B/GRC-41BD |
| New! | | |
| | <p>重量 14.1kg 耐荷重 100kg ブラック GRC-41BD ドラッグブレーキ ひじ跳ね上げ 背折れ ひじ高さ調整 脚部開閉脱着 ティルト 背張り調整 介助フレーキ リクライニング</p> | <p>座幅 40cm 座奥行 34-38cm 肘掛け高 25cm 前座高 43cm 後座高 41.5cm 全高 93cm 後座高 41.5cm 全長 95cm 前輪 5インチ 全幅 56.5cm 後輪 16インチ 全長 95cm 前輪 5インチ 全幅 56.5cm</p> |
| 申込番号 | GRC-41B: (ネイビー) 25-1312-9 (ブラック) 25-1313-0 GRC-41BD: (ブラック/40幅) 25-1316-0 (ブラック/42幅) 25-1316-1 | TAISコード GRC-41B: 00066-000402 GRC-41BD: 00066-000404 |

グレイスコア-アジャストの3つの新機能

座面の高さ調整

座面の高さを41・43・45cmに設定可能。背の高い方には高い座面の設定に、小柄な方や厚めのクッションを使用する際は低い座面に設定できます。ご利用の使用状況に最適な座面の高さに設定できます。

【前座高41cm】
小柄な方や、厚めのクッション
使用時は低い座面設定

【前座高】
41cm/43cm/45cm

【前座高45cm】
背の高い方には高い座面設定

肘掛け高さ調整

肘掛けの高さを25・27・29・31cmに設定可能。背の高い方のご利用や、厚めのクッションを使用する際に変わる肘掛け高さを、使用状況に合わせて最適な肘掛け高さに設定できます。

2way アームサポート

自走式は肘パット前部の幅が広く、立ち上がり時の支えやすさと漕ぐ時に腕の動きの邪魔にならない形状。介助式は肘パット後部の幅が広く、腕をしっかり支えやすい形状になっています。

自走式バージョン

介助式バージョン



特殊対応台及び
体位変換器
防止用具
手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄

移動体支撐機器型

5 ネクストコア・マルチ 自走型

松永製作所 型番 NEXT-31B



非課税

6 ネクストコア・マルチ 介助型

松永製作所 型番 NEXT-41B



非課税

7 自走型 ネクストコア・アジャスト

松永製作所 型番 NEXT-51B



非課税

8 介助型 ネクストコア・アジャスト

松永製作所 型番 NEXT-61B



非課税

9 自走型 ネクストコア・ミニモ

松永製作所 型番 NEXT-50B



非課税

10 介助型 ネクストコア・ミニモ

松永製作所 型番 NEXT-60B



非課税



多機能車いす

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ソフトの吊り具

処理装置

移動体支撐機器型

11

ウルトラ 自走型 NA-U2W

日進医療器 型番 NA-U2W

申込番号 座幅38cm(ワイン)21-2146-2 (インディゴ)21-2148-2
座幅40cm(ワイン)21-2146-0 (インディゴ)21-2148-0 TAISコード 00175-000358
座幅42cm(ワイン)21-2146-3 (インディゴ)21-2148-3

非課税

12

ウルトラ 介助型 NAH-U2W

日進医療器 型番 NAH-U2W

申込番号 座幅38cm(ワイン)21-2147-2 (インディゴ)21-2149-2
座幅40cm(ワイン)21-2147-0 (インディゴ)21-2149-0 TAISコード 00175-000359
座幅42cm(ワイン)21-2147-5 (インディゴ)21-2149-3

非課税

13

座王X 自走型多機能車いす

日進医療器 型番 NA-X521W

New!



申込番号 21-2152-0 TAISコード 00175-000389

非課税

14

自操型 多機能 ウルトラ NA-U2W BG

日進医療器 型番 NA-U2W.BG

New!



申込番号 21-2190-0 TAISコード 00175-000383

非課税

15

自走型車いす NEO-1 αW

日進医療器 型番 NEO-1 αW

New!



申込番号 21-2202-1 TAISコード 00175-000399

非課税

16

介助型車いす NEO-2 αW

日進医療器 型番 NEO-2 αW

New!



申込番号 21-2202-2 TAISコード 00175-000400

非課税



17

WAVIT プラス 自走型

カワムラサイクル 型番 (40幅)WAP22-40S(42幅)WAP22-42S



非課税

18

WAVIT プラス 介助型

カワムラサイクル 型番 (40幅)WAP16-40S(42幅)WAP16-42S



非課税

19

WAVIT Roo+ 自走型

カワムラサイクル 型番 WARP22-40

New!



非課税

20

WAVIT Roo+ 介助型

カワムラサイクル 型番 WARP16-40

New!



非課税

21

ふわりす プラス 自走型

カワムラサイクル 型番 KFP22-40SB



非課税

22

ふわりす プラス 介助型

カワムラサイクル 型番 KFP16-40SB



非課税

特殊対応品及び
付属品体位変換器
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知器具

スロープ

車いす付属品及び
付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動支装機器型



多機能車いす

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ソフトの吊り具

処理装置

移動体支撐機器型

23

自走型 ジターン 多機能

ミキ 型番 JTN-3

New!



申込番号 21-9130-0 TAISコード 00122-000633

非課税

24

介助型 ジターン 多機能

ミキ 型番 JTN-4

New!



申込番号 21-9132-0 TAISコード 00122-000634

非課税

25

カルティマ 自走型 多機能タイプ

ミキ 型番 CRT-7

New!



申込番号 (ピンク)21-9105-0 (グリーン)21-9104-0 (紺)21-9108-0 TAISコード 00122-000572

非課税

26

カルティマ 介助型 多機能タイプ

ミキ 型番 CRT-8

New!



申込番号 (ピンク)21-9107-0 (グリーン)21-9106-0 (紺)21-9109-0 TAISコード 00122-000574

非課税

27

カルティマ 自走型 多機能低床タイプ

ミキ 型番 CRT-7Lo

New!



申込番号 (ピンク)21-9113-0 (グリーン)21-9112-0 (紺)21-9114-0 TAISコード 00122-000573

非課税

28

カルティマ 介助型 多機能低床タイプ

ミキ 型番 CRT-8Lo

New!



申込番号 (ピンク)21-9116-0 (グリーン)21-9115-0 (紺)21-9117-0 TAISコード 00122-000575

非課税



29

軽8αW

日進医療器 型番 NA-L8αW



申込番号

12-1212-0

TAISコード 00175-000372

非課税

30

軽7αW

日進医療器 型番 NAH-L7αW



申込番号

12-1211-0

TAISコード 00175-000351

非課税

31

自走型 スキット4 ロータイプ

ミキ 型番 SKT-4Lo

在庫限定



申込番号

21-2204-1

TAISコード 00122-000430

非課税

32

介助型 スキット2

ミキ 型番 SKT-2

重量 12.7kg
耐荷重 100kg

申込番号

21-0311-0

TAISコード 00122-000320

非課税

33

AR-501 自走型

松永製作所 型番 AR-501



申込番号

21-0184-2

TAISコード 00066-000272

非課税

34

AR-601 介助型

松永製作所 型番 AR-601

重量 15.2kg
耐荷重 100kg

申込番号

21-0186-2

TAISコード 00066-000273

非課税

特殊対応付属品

体位変換器

床ずれ防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知器具

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支装機器型



多機能車いす

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

処理装置

移動体支撐機器型

35

ワイド車いす 自走型

松永製作所 型番 AR-280



申込番号 21-3256-0 TAISコード 00066-000278

非課税

36

ワイド車いす 介助型

松永製作所 型番 AR-380



申込番号 21-3257-0 TAISコード 00066-000279

非課税

37

自走型 ネクストコア・ワイド

松永製作所 型番 NEXT-52B-HB

New!

38

介助型 ネクストコア・ワイド

松永製作所 型番 NEXT-62B-HB

New!



申込番号 25-1260-0 TAISコード 00066-000394

非課税



申込番号 25-1261-0 TAISコード 00066-000395

非課税

39

ビッグサイズ車いす

ミキ 型番 KJP-4

40

ビッグサイズ車いす

ミキ 型番 KJP-5

New!



申込番号 (前座高47cm) 21-0378-0 (前座高49.5cm) 21-0379-0 TAISコード 00122-000345

非課税



申込番号 21-0380-0 TAISコード 00122-000617

非課税



41

ウルトラ 自走型 NA-U7

日進医療器 型番 NA-U7



42

ウルトラ 介助型 NAH-U7

日進医療器 型番 NAH-U7



非課税

非課税

43

自走型車いす イージーフィット20

ミキ 型番 MEF-20

New!



申込番号

21-9122-1

TAISコード 00122-000581

非課税

非課税

45

イージーフィット22 自走型 MEF-22-NC

ミキ 型番 MEF-22-NC



申込番号

21-9120-0

TAISコード 00122-000587

非課税

46

46

イージーフィット16 介助型 MEF-16-NC

ミキ 型番 MEF-16-NC

重量 14.0kg
耐荷重 100kg

申込番号

21-9121-0

TAISコード 00122-000586

非課税

特殊対応品及び
体位変換器床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品及び
移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐機器型



多機能車いす

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

処理装置

移動体支撐機器

47

自走型 カルッタチェンジモデル

ミキ 型番 CRT-3-CZ

New!

重量 約13.2kg
耐荷重 100kgひじ跳ね上げ
背 折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
ティルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 (レッド)21-9096-0 (紺)21-9096-1 (青)21-9096-2 TAISコード 00122-000638

非課税

48

介助型 カルッタチェンジモデル

ミキ 型番 CRT-4-CZ

New!

重量 約11.4kg
耐荷重 100kgひじ跳ね上げ
背 折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
ティルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 (レッド)21-9097-0 (紺)21-9097-1 TAISコード 00122-000639

非課税

49

自走型 スキット1000

ミキ 型番 SKT-1000

重量 17.9kg
耐荷重 100kg
コンパクト車いすのモジュールタイプ。手押しハンドルも調整できます。ひじ跳ね上げ
背 折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
ティルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-2218-0 TAISコード 00122-000524

非課税

50

介助型 スキット2000

ミキ 型番 SKT-2000

重量 16.3kg
耐荷重 100kg
コンパクト車いすのモジュールタイプ。手押しハンドルも調整できます。ひじ跳ね上げ
背 折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
ティルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-2219-0 TAISコード 00122-000525

非課税

51

自走型 スキット1000Lo

ミキ 型番 SKT-1000Lo

重量 18.2kg
耐荷重 100kg
コンパクト車いすの低床モジュールタイプ。手押しハンドルも調整できます。ひじ跳ね上げ
背 折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
ティルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-2220-0 TAISコード 00122-000535

非課税

52

介助型 スキット2000Lo

ミキ 型番 SKT-2000Lo

重量 16.6kg
耐荷重 100kg
コンパクト車いすの低床モジュールタイプ。手押しハンドルも調整できます。ひじ跳ね上げ
背 折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
ティルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-2221-0 TAISコード 00122-000536

非課税



53

セミモジュール車いす 自走型 スマート・ネオス

アビリティーズケアネット 型番 (40幅)806520 (45幅)806522

New!



申込番号 (40幅)21-3900-0 (45幅)21-3901-0 TAISコード 00249-000161

非課税

54

セミモジュール車いす 介助型 スマート・ネオス

アビリティーズケアネット 型番 (40幅)806525 (45幅)806527

New!



申込番号 (40幅)21-3902-0 (45幅)21-3903-0 TAISコード 00249-000163

非課税

55

セミモジュール車いす 自走型 スマート・ネオス ノーパンク仕様

アビリティーズケアネット 型番 (40幅)806521 (45幅)806523

New!



申込番号 (40幅)21-3904-0 (45幅)21-3905-0 TAISコード 00249-000162

非課税

56

セミモジュール車いす 介助型 スマート・ネオス ノーパンク仕様

アビリティーズケアネット 型番 (40幅)806526 (45幅)806528

New!



申込番号 (40幅)21-3906-0 (45幅)21-3907-0 TAISコード 00249-000164

非課税

57

ラクリオ 介助ブレーキ付

ビジョンタヒラ 型番 PR-1000B

New!



申込番号 29-2925-1 TAISコード 00495-000059

非課税

特長 ① 握りやすくこぎやすいハンドリム



一般的な車いす

ラクリオ

特長 ② らくらく 座位保持

様々な人の体格に合わせて高さ調整可能な
スライドバックサポート。(4°~18°かんたんレバー操作)
より重度になつても骨盤から背中にかけての支持面を増加。
シート全体でからだを受けてめる座面角度調整機能。特殊寝台及び
介護用具体位変換器
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知器具

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支装機器型



室内専用 こまわりタイプ車いす（6輪車）

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

処理装置

移動体支擡機器型

1 ネクストコア-くるり 低床自走型

松永製作所 型番 NEXT-70B



申込番号 (グリーン) 25-1228-0 (オレンジ) 25-1232-0 (ブルー) 25-1235-0 TAISコード 00066-000335

非課税

2 ネクストコア-くるり 低床介助型

松永製作所 型番 NEXT-80B



申込番号 25-1234-0 TAISコード 00066-000336

非課税

3 ネクストコア-くるり 中床自走型

松永製作所 型番 NEXT-71B



申込番号 25-1231-0 TAISコード 00066-000333

非課税

4 ネクストコア-くるり 中床介助型

松永製作所 型番 NEXT-81B



申込番号 25-1233-0 TAISコード 00066-000334

非課税

5 6輪車自操式車いす スキット5

ミキ 型番 SKT-5



申込番号 21-0490-0 TAISコード 00122-000444

非課税

6 6輪車介助式車いす スキット6

ミキ 型番 SKT-6



申込番号 21-0338-0 TAISコード 00122-000375

非課税

室内専用 こまわりタイプ車いす（6輪車）



7 座王 6輪車

日進医療器 型番 NA-506W

重量 16.3kg
耐荷重 100kg
65cm幅の廊下を曲がれます。
ひじ跳ね上げ
背 折
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
ティルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-2137-0 TAISコード 00175-000312

非課税

8 キックル6輪

日進医療器 型番 -

在庫限定

重量 15.7kg
耐荷重 100kg
56cm幅の廊下を曲がれます。
ひじ跳ね上げ
背 折
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
ティルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-2109-0 TAISコード 00175-000282

非課税

9 ウルトラ 自走型 NA-U6

日進医療器 型番 NA-U6

重量 13.7kg
耐荷重 100kg
53cm幅の廊下を曲がれます。
ひじ跳ね上げ
背 折
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
ティルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 (インディゴ) 21-2160-0 (ワイン) 21-2161-0 TAISコード 00175-000360

非課税

座り心地をらくらく体感。調整なしでそのまま座って快適姿勢

調節不要の3Dシート

広びるピッフベース(シート範囲)

100°
曲げ

バックサポートは、お尻を包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。

座フレームの曲げ形状が、身体を前後にずれないようにサポート。レッグサポートフレームは膝がしっかりと屈曲し、骨盤の安定をサポートするよう設計されています。
※NA-U7及びNAH-U7の座フレームには曲げ形状を採用しておりません。

みんなにやさしく、使いやすい機能が充実

フロントワイドフレーム
前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。

スリム&コンパクト
自走用のNA-U1でも全幅は56cm(シート幅40cm仕様)と、コンパクトで狭い通路の移動にも適しています。

介助フレーキ
内嵌式のコンバクドランブレーキを採用。軽い力での操作でしっかりと制動力を発揮します。

1 オアシスポジティブ 自走型

松永製作所 型番 OS-11TRSP

重量 23.5kg
耐荷重 75kg
チルト角度 0~25°
リクライニング角 90~115°
エレベーティング仕様もございます。P111へ

申込番号 21-3272-0 TAISコード 00066-000295

非課税

2 オアシスポジティブ 介助型

松永製作所 型番 OS-12TRSP

エレベーティング仕様もございます。P111へ

重量 22.7kg
耐荷重 75kg
チルト角度 0~25°
リクライニング角 90~115°
ひじ跳ね上げ
背 折
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
ティルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-3275-0 TAISコード 00066-000296

非課税

特殊対応品
体位変換器
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動支援機器型



チルト&リクライニング型

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ソフトの吊り具

処理装置

移動体支撐機器型

3 オアシス

松永製作所 型番 OS-I2TR/OS-I2TR S&E(スイングアウト&エレーティングユニット付)

在庫限定



申込番号 (紺ニット) 21-0099-0 (EL紺ニット) 21-3252-0 (EL紺ニット) 21-0100-0 TAISコード [紺ニット] 00066-000226 (EL紺ニット) 00066-000281 (EL紺ニット) 00066-000297

非課税

4 ティルト&リクライニング車いす

日進医療器 型番 NAH-W1

在庫限定



申込番号 21-0253-0 TAISコード 00175-000246

非課税

5 ウルトラ NAH-UC・Hi ノーパンク

日進医療器 型番 NAH-UC・Hi

New!



申込番号 21-2172-0 TAISコード 00175-000382

非課税

6 ウルトラ NAH-UC・Hi エレベーティング付

日進医療器 型番 NAH-UC・Hi

New!



申込番号 21-2172-1 TAISコード 00175-000385

非課税

7 ウルトラ NAH-UCLo

日進医療器 型番 NAH-UCLo

7



申込番号 21-2162-0 TAISコード 00175-000363

非課税

8 スキットプラスABS

ミキ 型番 SKT_Plus ABS

8

安定した座り心地を追求。重量 20.9kg 耐荷重 100kg

チルト角度 0~20°



申込番号 25-1888-0 TAISコード 00122-000521

非課税



9 シータス

ミキ 型番 STS-1

重量 24.2kg
耐荷重 100kg
チルト角度 0~15°
リクライニング角度 100~117°

背高 38cm
全高 98~125.5cm
後座高 45cm
後輪 22インチ
前輪 4インチ
全幅 61.5cm
座幅 40cm
座奥行 40cm
肘掛高 22cm
前座高 45cm
全長 105cm
前輪 4インチ
全幅 61.5cm

ひじ跳ね上げ
背折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
チルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-7903-0 TAISコード 00122-000548

非課税

10 ラクレスト 介助ブレーキ付き

ビジョンタヒラ 型番 PR-2000B

New!

重量 29.0kg
耐荷重 75kg
チルト角度 0~10°
リクライニング角度 0~130°

座幅 40cm
全高 120cm
後座高 41cm
後輪 14インチ
前輪 6インチ
肘掛け 17.20~22.525cm
前座高 47cm
全幅 57.4cm
全長 111cm
座奥行 36~44cm
背高 50cm

ひじ跳ね上げ
背折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
チルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 29-2922-1 TAISコード 00495-000067

非課税

11 マイチルト・コンパクト

松永製作所 型番 (ブルー)MH-CR3D/F-2 (紺)MH-CR3D/B-61 (水色)MH-CR3D/BY-1

左右独立タイプ背張り調整。
エレベーティング仕様もございます。P111へ

重量 24.5kg
耐荷重 75kg
チルト角度 0~30°
リクライニング角度 90~125°

背高 56cm
全高 108.5cm
後座高 43.45cm
後輪 12インチ
前輪 6インチ
全幅 53cm
座幅 40cm
座奥行 38cm
肘掛け 0.14~30cm
前座高 43~45cm
全長 99.5~108cm
前輪 6インチ
全幅 53cm

ひじ跳ね上げ
背折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
チルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 (ブルー) 21-3706-2 (紺) 21-3701-0 (水色) 21-3706-0 TAISコード 00066-000307

非課税

12 グランドフリッチャー・ユニ ダッシュ

ミキ 型番 GF-Uni Dash_sp

重量 27.5kg
耐荷重 100kg
チルト角度 0~40°
リクライニング角度 90~170°

呼吸引導器等のケア用品を含む周辺機器の搭載が可能です。

背高 80cm
全高 129~134cm
後座高 45~47.5~50cm
後輪 14インチ
前輪 6インチ
全幅 66cm
座幅 42cm
座奥行 40cm
肘掛け 22.24~26~28~30cm
前座高 45~47.5~50cm
全長 119cm
前輪 6インチ

ひじ跳ね上げ
背折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
チルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-1360-1 TAISコード 00122-000557

非課税

13 カルティマ チルト&リクライニング式車いす

ミキ 型番 CRT-WR

New!

女性や力の弱い方でも扱いやすい軽量コンパクトモデル。

重量 16.8kg
耐荷重 100kg
チルト角度 2~30°
リクライニング角度 95~130°

背高 76.5cm
全高 122cm
後座高 45.5cm
後輪 14インチ
前輪 6インチ
全幅 55cm
座幅 40cm
座奥行 40cm
肘掛け 0.14.5~16.5~18.5~20.5cm
前座高 47cm
全長 104~104.5~105cm
前輪 6インチ
全幅 55cm

ひじ跳ね上げ
背折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
チルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-9200-0 TAISコード 00122-000620

非課税

14 ネクストローラーSP II

ミキ 型番 NR-SPII

重量 24kg
耐荷重 100kg
リクライニング角度 100~170°

座幅 42cm
全高 121.5cm
後座高 48cm
後輪 16インチ
前輪 6インチ
全幅 60cm
座奥行 30~38cm(5段階)
肘掛け 1.19cm
前座高 49cm
全長 114cm

ひじ跳ね上げ
背折れ
ひじ高さ調整
脚部開閉脱着
チルト
背張り調整
介助フレーキ
リクライニング

申込番号 21-1361-0 TAISコード 00122-000491

非課税

特殊寝台及び
介助用具体位変換器
防止用具床ずれ
手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動用支具

機器型



チルト&リクライニング型

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

処理装置

移動体支撐機器型

15

座王 NA-F7

日進医療器 型番 NA-F7



17

座王X 自走型ティルト NA-XF7

日進医療器 型番 NA-XF7

New!



19

スキット7

ミキ 型番 SKT-7



非課税

16

座王 NAH-F5

日進医療器 型番 NAH-F5



18

座王X 自走型ティルト NAH-XF5

日進医療器 型番 NAH-XF5

New!



20

スキット8

ミキ 型番 SKT-8



非課税



チルト&リクライニング型

21

マイチルトグラン

松永製作所 型番 MH-GR/MH-GR-SE

New!



申込番号 (MH-GR)21-3730-0 (MH-GR-SE)21-3730-1 TAISコード (MH-GR)00066-000390 (MH-GR-SE)00066-000391

非課税

22

マイチルトグラン リフトアップ機能付

松永製作所 型番 MH-GRL/MH-GRL-SE

New!



申込番号 (MH-GRL)21-3730-5 (MH-GRL-SE)21-3730-6 (水色)21-3730-3 TAISコード (MH-GRL)00066-000392 (MH-GRL-SE)00066-000391

非課税

23

マイチルト・ミニ3D

松永製作所 型番 MH-SR



申込番号 (紺ビニール)21-3719-0 (ブルー)21-3719-1 TAISコード 00066-000349

非課税

24

マイチルト・ミニ3D リフトアップ機能付

松永製作所 型番 MH-SRL



申込番号 (紺ビニール)21-3720-0 (ブルー)21-3720-2 TAISコード 00066-000351

非課税

25

マイチルト・ミニ3D エレベーティング付

松永製作所 型番 MH-SR-SE



申込番号 (紺ビニール)21-3722-0 (ブルー)21-3722-1 TAISコード 00066-000350

非課税

26

マイチルト・ミニ3D リフトアップ機能付 エレベーティング付

松永製作所 型番 MH-SRL-SE



申込番号 (紺ビニール)21-3723-0 (ブルー)21-3723-2 TAISコード 00066-000352

非課税

特殊寝台及び
専用機器

体位変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器
徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐機器型



チルト&リクライニング型

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

処理装置

移動体支撐機器型

27

ぴったりフィットくるーん

カワムラサイクル 型番 KPFK-12



29

emigo II (エミーゴ2) 標準

カナヤママシナリー 型番 SEB40-1



31

フルリクライニング車いす

いうら 型番 RJ-360




非課税

28

“あい&ゆうき”のクリオネット

カワムラサイクル 型番 AYK-40EL



30

emigo II (エミーゴ2) エレベーティング付

カナヤママシナリー 型番 SEB40-2



32

リクライニング車いす RJ-370

いうら 型番 RJ-370



非課税



33

RED WOOD-III SP

日進医療器 型番 REDWOOD-3 SP EL



申込番号 12-1213-0 TAISコード 00175-000374

非課税

34

フルリクライニング エスコート

松永製作所 型番 FR-11R



申込番号 21-3250-0 TAISコード 00066-000250

非課税

35

モデラートα

ランダルコーポレーション 型番 CA-4300B

New!



申込番号 29-1210-0 TAISコード 00496-000366

非課税

36

モデラートⅡα

ランダルコーポレーション 型番 CA-4310B

New!



申込番号 29-1211-0 TAISコード 00496-000386

非課税

37

モデラートⅡ

ランダルコーポレーション 型番 CA-4310



申込番号 21-3789-0 TAISコード 00496-000323

非課税

38

ネッティ em (エム)

ラックヘルスケア 型番 (40幅)39002436 (45幅)39002437

New!
地域限定
(要問合せ)



申込番号 (40幅)21-1236-0 (45幅)21-1237-0 TAISコード 00245-000223

非課税

特殊寝台及び
専用機器

体位
変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄
処理装置

移動体支装機器型



チルト＆リクライニング型

特殊寝台及び
付属品体位
変換器防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知
機器

スロープ

車いす
付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄
処理装置移動体支
援装着
器具型

エレベーティングユニット

1

スイング&エレベーティングユニット

松永製作所 型番 一

重量 約2.7kg

取付可能な機種

- 1 オアシス ポジティブ 自走
- 2 オアシス ポジティブ 介助
- 11 マイチルト・コンパクト



申込番号 21-3269-1 TAISコード 00066-000297

非課税

3

エルゴエレベーティングII/マルチエルゴエレベーティング

ミキ 型番 一

重量 約2.53kg

取付可能な機種

- 19 スキット7
- 20 スキット8



申込番号 29-0381-0 TAISコード 00122-000436

非課税

5

エレベーティングユニット(座王用)

日進医療器 型番 KF-EC

重量 約3.5kg



取付可能な機種

脚部取り外し可能な
ウルトラシリーズに
対して取付可能。

※単体出荷不可

申込番号 21-2163-1 TAISコード 00175-000396

非課税

2

モデラート用エレベーティング

ランダルコーポレーション 型番 CA-4301

重量 約3.9kg

取付可能な機種

- 35 モデラート
- 36 モデラートIIa
- 37 モデラートII



※単体出荷不可

申込番号 21-3788-0 TAISコード 00496-000302

非課税

4

エレベーティングユニット(ウルトラ用)

日進医療器 型番 KF-EB

重量 約4.0kg

New!

取付可能な機種

脚部取り外し可能な
ウルトラシリーズに
対して取付可能。

※単体出荷不可

申込番号 21-2163-0 TAISコード 00175-000347

非課税

6

エレベーティング PTH-EL-1

ピジョンタヒラ 型番 PTH-EL-1

重量 約1.8kg

New!

取付可能な機種

- 10 ラクレスト
- 57 ラクリオ



※単体出荷不可

申込番号 29-2923-2 TAISコード 00495-000071

非課税

特殊対応品及び
付属品

体位変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品及び
付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐機器型

1

自走型 とまっティ CRT-1LoB

New!

重量 12.3kg
耐荷重 100kg

2

自走型 とまっティ CRT-3LoB

New!

重量 13.4kg
耐荷重 100kg

申込番号 21-7817-0

TAISコード 00122-000611

非課税

3

とまっティ 自走型

ミキ 型番 SKT-400B

重量 18.1kg
耐荷重 100kg

申込番号 21-7811-0

TAISコード 00122-000531

非課税

4

とまっティ 介助型

ミキ 型番 SKT-200B

重量 16.6kg
耐荷重 100kg

申込番号 21-7812-0

TAISコード 00122-000532

非課税

5

とまっティ 自走型 標準タイプ

ミキ 型番 MBY-47B

重量 16.7kg
耐荷重 100kg

申込番号 21-7813-0

TAISコード 00122-000529

非課税

6

とまっティ 自走型 ロータイプ

ミキ 型番 MBY-41RB

重量 18.2kg
耐荷重 100kg

申込番号 21-7815-0

TAISコード 00122-000559

非課税



特徴のある車いす

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐装置型

7 ウルトラシリーズ+G-GuardIIパッケージ

日進医療器 型番 NA-U1+G-GuardII



申込番号 (インディゴ) 21-2175-0 (ワイン) 21-2176-0 TAISコード 00175-000364

非課税

8 自動ブレーキ付き車いす

松永製作所 型番 AR-511BT



申込番号 21-0502-0 TAISコード 本体:00066-000310 ブレーキユニット:00066-000267

非課税

9 横乗り車いすラクーネ2

ミキ 型番 LK-2



申込番号 21-0606-0 TAISコード 00122-000477

非課税

10 横乗り車いすラクーネ3

ミキ 型番 LK-3



申込番号 21-0608-0 TAISコード 00122-000486

非課税

11 自走型 イージースルー

ミキ 型番 EST-1

New!



申込番号 21-9125-0 TAISコード 00122-000621

非課税

アシストキャスター



思わず段差・溝・スロープの上りにつまづかないため、足がかりとなる宙に浮いたキャスター。また、前かがみになってしまって車いすごと転倒する恐れもありません。

バックインナーサポート



シーティングの心地良さを追求し生み出された調整式シート。とても簡単に調整ができます。

転倒防止バー



車いすが後方に転倒することを防止するために使用します。



12 アニマート

ランダルコーポレーション 型番 CA-4331A

New!



申込番号 21-3790-0 TAISコード 00496-000332

非課税



アニマートの特徴は、普通型車椅子の問題点である足台と前輪のレイアウトを前後逆にしており、かかとを座面の真下にもっていくことができます。それにより、無理なく足台に足を乗せることができます。

13 プロファンド

TESS 型番 PRO000025(右レバー)、PRO000026(左レバー)

在庫限定

右側操作



申込番号 (右レバー:イタリアンレッド) 21-1402-0 (左レバー:ソリッドイエロー) 21-1403-0 TAISコード 01134-000001

非課税

乗り降りがスムーズ

はね上げ式肘掛け(アームレスト)の採用で、ベッド、プロファンド双方への乗り降りがスムーズにできます。



その場旋回の実現

前輪駆動、後輪ステアリング機構の採用で、その場でぐるっと旋回でき、自宅内でもエレベーターの中でも自由に向きを変えることができます。



高い安全性

フロント・リアキャスターの採用で、乗降時や倉庫時の転倒を防げる安全設計。ディスクブレーキによる制動方式採用により、安全確実なブレーキがかけられます。

お車に積み込みやすい

ブッシュロッドと呼ばれるバーにより、左車輪は簡単に取り外しが可能。お車に積み込みやすくなります。

14 Rehatech 転ばなイス

フランスベッド 型番 RH-ZA



申込番号 20-0532-0 TAISコード 00200-000568

非課税

15 コンパクト車いす

松永製作所 型番 MV-2



申込番号 21-0173-0 TAISコード 00066-000332

非課税

特殊対応品及び
付属品

体位変換器

床ずれ防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐機器型



特徴のある車いす

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄装置

移動支体装着器具型

16 ワンハンドスカル

松永製作所 型番 OH-1




申込番号 21-3253-0 TAISコード 00066-000330

非課税

17 足こぎ対応車いすキックル

日進医療器 型番 KICKLLE

在庫限定



申込番号 21-0404-0 TAISコード 00175-000249

非課税

M E M O

電動補助装置つき車いす



1 JWアクティブPLUS+(介助操作部付)

ヤマハ 型番 P-OP-Ni



申込番号 25-1833-0 TAISコード 00233-000097

非課税

2 タウニイジョイXPLUS+(介助操作部付)

ヤマハ 型番 OP-Ni



申込番号 25-1834-0 TAISコード 00233-000094

非課税

3 JWスwing

ヤマハ 型番 -



申込番号 25-1829-0 TAISコード 00233-000090

非課税

4 スキット JUX PLUS+(介助操作部付)

ミキ 型番 SKT-JUX Plus



申込番号 25-1887-0 TAISコード 00122-000539

非課税

5 パワーアシストホイール

ナブテスコ 型番 NAW-16C-DT-HP-G-GT

在庫限定



申込番号 25-0793-0 TAISコード 00025-000012

非課税

6 ラスレル 電動折りたたみ車いす

カシダス 型番 RA-SR-EL-1

New!



申込番号 11-0610-1 TAISコード 01388-000007

非課税

特殊寝台及び
寝具

体位変換器
防止用具

手すり
歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器
スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐機器型



電動力アート

特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

処理装置

移動体支撐機器

7

電動四輪車 セニアカー

スズキ 型番 ET4D7



申込番号 25-0501-0

TAISコード 00152-000022

非課税

8

電動四輪車 セニアカー

スズキ 型番 ET4D8

New!



申込番号 25-0502-0

TAISコード 00152-000025

非課税

9

電動四輪車 セニアカー

スズキ 型番 ET4D9

New!



申込番号 25-0503-0

TAISコード 00152-000026

非課税

10

電動車いす WHILL(ウィル) Model CK2

WHILL 型番 WHL-CK2

New!



申込番号 20-0522-1

TAISコード 00152-000028

非課税

11

マイピア

アテックス 型番 BT41B



申込番号 25-1004-0

TAISコード 00228-000026

非課税

12

マイピア

アテックス 型番 BT4BG



申込番号 25-1005-0

TAISコード 00228-000025

非課税

その他の車いす用品

松永製作所

USAKO付きヘッドサポート



体幹や頭頸部、上肢の安定を支援することができます。

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 29-0904-1 |
| TAISコード | 00066-000337 |
| 課税 | |
| ●重量／2.2kg ●材質／ポリウレタン、ウレタン複合材、鉄、樹脂 | |
| 申込番号 | 29-3808-1 |



ユキ・トレーディング

マイバディ バックサポート・ディープ



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-3808-1 |
| TAISコード | 00468-000030 |
| 課税 | |

取り付け可能な車いす
●横幅38~43cm

ユキ・トレーディング

マイバディ イージーヘッド PR(MB01201PR)・PS(MB01201PS)



- 多様な車いすに取付け可能。
- 調整幅が大きくご利用者さまに合わせやすい。
- 工具不要で各部のフィッティング調整ができます。

※車いすへの取付けには5mmの六角レンチが必要です。

マイバディ イージーヘッドPR
●背パイプ外径 360~500mmの車いす用
マイバディ イージーヘッドPS
●背パイプ外径 265~410mmの車いす用

- 重量／約1,950g(PR) 約1,880g(PS)
- 全高／510mm
- 全幅／395~535mm(PR) 295~440mm(PS)

申込番号 29-3830-1

MB01201PR

TAISコード 00468-000050


申込番号 29-3831-1

MB01201PS

TAISコード 00468-000049

課税

カワムラサイクル スーパーへッド



スーパーへッドを付けたまま車いすを折りたたむことができます。

| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 29-8101-1 |
| TAISコード | 00156-000015 |
| 課税 | |
| ●重量／1.1kg ●材質／アルミ・ウレタン・プラスチック ※取付可能な車イス／ パイプ径：19~22mm、 座幅：36~44cm | |
| 申込番号 | 29-0361-1 |

ミキ スマートヘッドサポート



枕の上下・左右・前後の位置、
および角度をそれぞれ独立して
調整可能。

申込番号 29-0361-1

TAISコード 00122-000461

申込番号 29-0706-1

TAISコード 00160-000218

課税

- 重量／2.0kg
- 材質／独立気泡ポリエチレンフォーム、アルミ
※取付可能な車イス／
パイプ径：22mm、
座幅：30~44cm

ユキ・トレーディング

マイバディ 広幅アームサポート

アームパッドの位置は、上下に120mm無段階で可動し、先端を内側に30度回転できます。



取り付け可能な車いす
●ひも掛けパイプの直径が、18~20mmの車いす
●肘掛けが標準タイプの車いす

| | |
|----------------------|-----------|
| 申込番号 | 29-3807-1 |
| 右側 MB04101R | |
| 申込番号 | 29-3817-1 |
| 左側 MB04101L | |
| TAISコード 00468-000029 | |
| 課税 | |

カワムラサイクル

うでさえ 車いす用アームサポート

8.5cm



腕のずれ・落下を防ぎます。

申込番号 29-0706-1

TAISコード 00160-000218

申込番号 29-0706-1

TAISコード 00160-000218

課税

- 総重量／約200g
- ※取付可能な肘当て／
幅：4.3~4.5cm、
高さ：1.7~2.7cm

ケアプロダクト

フットサポートクッション(2個1組)

足の変形や床ずれへの対応。
補高やすき間の調整に。

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 申込番号 | 29-1501-1 |
| TAISコード | 01074-000002 |
| 課税 | |
| ●サイズ／(片側) 幅20.0× 奥行き15.0×高さ6.0cm | |
| ●総重量／300g (1組) | |



ご注意 車いすを自操される能力がある方がご使用の際、時としてその能力をさまたげる場合がありますのでご注意下さい。

特殊寝台及び
用品

体位
変換器
防止用具

手すり

歩行補助杖

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐着器型

座位保持用具

一日の多くの車いすで過ごす方や、自力で姿勢を変えることが難しい方に。

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止床ずれ
用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付及
び品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動処理装置

移動支具装着
器具型

株式会社 サポートシートα




体幹と頭部の姿勢保持
負担を軽減!
頭部を支えるクッション
の角度を自由に調整できます。

| | |
|-------------|--------------|
| 申込番号 | 29-0423-1 |
| TAISコード | 00238-000012 |
| 課税 | |
| ●総重量/約2.7kg | |

骨盤をしっかりと支える骨盤パット
とアンカーサポートの働きにより、
骨盤の後傾を防ぎ、前へ滑り出
すのを防ぎます。

アイソネックス FC-アジャスト標準セット



| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 29-0822-1 |
| TAISコード | 00149-000008 |
| 課税 | |
| ●総重量/約2kg | |

加地 アウルサポートセット OWLS-S01BK1

姿勢を固定から心地よい安定をコンセ
プトに自然に楽な姿勢を保つお手伝い
をします。



| | |
|-----------------|--------------|
| ※専用カバーが付属しています。 | |
| 申込番号 | 29-0618-1 |
| TAISコード | 00540-000017 |
| 課税 | |

円背で前ずれ傾向のある方、仙
骨部、脊柱部、尾骨部に骨突
出がある方に推進します。

加地 モニートREHA MOR01-BK1



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 29-0631-1 |
| TAISコード | 00540-000056 |
| 課税 | |
| ●重量/約1.2kg ●材質/表材:ウレタンフォーム 中材:エクスジェル(合成ゴム)、 ウレタンフォーム、ウレタ ンフィルム | |

加地 エクスジェル バッククッション ハイタイプ

円背、骨盤後傾が進行し体幹の
崩れ易い方に推奨します。



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 29-0620-1 |
| TAISコード | 00540-000035 |
| 課税 | |
| ●重量/1.1kg ●材質/表材:ウレタン合成皮革 中材:エクスジェル(合成ゴム)、 ウレタンフォーム | |

加地 エクスジェル バッククッション ロータイプ


比較的に座位が保てる方に推
奨します。



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 29-0619-1 |
| TAISコード | 00540-000034 |
| 課税 | |
| ●重量/0.5kg ●材質/表材:ウレタン合成皮革 中材:エクスジェル(合成ゴム)、 ウレタンフォーム | |

タカノ ラップ パックス TC-L02

腰から背中へ連続する
フィット感があります。



| | |
|--|--------------|
| 申込番号 | 29-4713-1 |
| TAISコード | 00297-000103 |
| 課税 | |
| ●重量/170g ●材質/ポリウレタンフォーム、 ポリエステル、ナイロン | |

ウェルパートナーズ サイドサポートクッション

New!



申込番号 29-9592-1

Sサイズ TAISコード 01009-000030

申込番号 29-9592-2

Lサイズ TAISコード 01009-000031

●重量/S:1.0kg L:1.2kg

●材質/ウレタン、PP、PVC

その他の車いす用品

加地 ストップアンドスライド PHS01-GR1-4040



一方向のみ滑り止めが効き、
逆方向には滑るため座り直しや
移乗が容易にできます。

申込番号 29-0632-1

TAISコード 00540-000053

課税

※車いす本体と一緒に申し込みいただくと非課税扱いとなります。


その他の車いす用品

JINRIKI JINRIKI QUICK(じんりきクイック)

装着はワンタッチ!公共施設・避難所などで、省スペースでの備蓄が可能。
※転倒防止を必ず装着してください。



※機種によってお取り付けが出来ない場合があります。
※車いす本体は、含まれておりません。※本製品は予告なしに仕様変更する場合がございます。



- 取付適応サイズ／38~52.5cm(パイプ外寸法)
- 全長／縮めた状態80cm 伸ばした状態118cm



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 21-0101-1 |
| TAISコード | 01399-000002 |

| |
|---------|
| ●重量／3kg |
|---------|

車いす用テーブル・ポンベ架・ガートル架

松永製作所

折りたたみ式ポンベ架 Aセット

New!



申込番号

29-0130-1

TAISコード

00066-000339

課税

●重量／1.5kg

●対応ポンベ径／直径9.5~11cm以内

※転倒防止を必ず装着してください。

松永製作所

折りたたみ式ポンベ架 Bセット

New!



申込番号

29-0131-1

TAISコード

00066-000340

課税

●重量／1.4kg

●対応ポンベ径／直径9.5~11cm以内

※転倒防止を必ず装着してください。

松永製作所

ポンベ架 500cc

在庫限定



申込番号

29-0110-7

TAISコード

00066-000210

課税

●内径／11cm

●対応ポンベ径／直径11cm

ミキ

ポンベ架 MS-134



申込番号

29-0372-7

TAISコード

00122-000214

課税

ベルトによって大きさの調整が可能です。

●対応ポンベ径／直径16cm以下

松永製作所

車いす用 ガートル架セット

取り付け可能な車いす

取り付け前に、下記の条件を確認していただき、取付け可能かどうか確認してください。

前方取り付けタイプ

●取付け場所のパイプの直径が、Φ19mm~Φ22mmのもの。

※取付ける場所に、スイングアウトユニットやブレーキステーなど他の付属品がある場合には取り付けることができない場合があります。

後方取り付けタイプ

●自走用または介助用の車いすで、押手がある車いす。

●押手部のパイプの直径が、Φ19mm~Φ22mmのもの。

●自走または介助用の車いすで、ティッピングレバーがある車いす。

●取り付ける場所に、フットブレーキ・転倒防止など他の付属品がある場合、リクライニング車いすには取り付けることができない場合があります。

※スイングアウト&エレベーティングタイプには取り付け出来ません。



申込番号

29-0117-1

申込番号

29-0116-1

前方取付用

後方取付用

TAISコード

00066-000208

TAISコード

00066-000209

課税

課税



ご注意 車いすを自操される能力がある方がご使用の際、時としてその能力をさまたげる場合がありますのでご注意下さい。

※車いす本体と一緒に申し込んでいただくと非課税扱いとなります。

特殊寝台及び
寝台付属品

体位
変換器
防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器
徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐装置型

車いす用テーブル・ポンベ架・ガートル架

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす
付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄
装置

移動体支
装機器型

ナンブ ポンベ架(台座プレート固定ベルト)



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-0714-1 |
| TAISコード | 01360-000001 |

課税

- 取付可能な車いす
 - 自走式または介助用で、ティッピングレバーのあるもの
 - ティッピングレバーの直径が17~22mmのもの
 - ティッピングレバーの長さが80mm以上あるもので、左右のティッピングレバーの内側の幅が360mm以上~390mm以下のもの。
 - ティッピングレバーとバックレストパイプの角度が90°のもの

松永製作所 杖入れ(大)



杖2本を収納します。

日進医療器 杖入れ KF-7BM

New!



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 21-2168-0 |
| TAISコード | 00175-000286 |

課税

- ケース収納／5×10cm
- 材質／樹脂

ミキ 車いす用テーブル

在庫限定



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-0370-1 |
| TAISコード | 00122-000216 |

課税

- サイズ／全幅60×奥行45×厚さ1.5cm
- 重量／2.5kg
- 抗菌仕様
- 取付方法／金具固定（片側）

ユーキ・トレーディング いいともパレット スタンダード NU-EP-S

在庫限定



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-3818-1 |
| TAISコード | 00468-000039 |

課税

- サイズ／60×60cm
- 重量／2.1kg
- 取付条件／肘パッドの厚み 30/25/15mm
左右のアームパイプ幅(外~外)450mm~540mm
左右の背パイプ幅(外~外)400mm~430mm

ニシウラ ヨツコイショテーブル (スタンダード・リバーシブル)



スタンダード

リバーシブル

使用例

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 申込番号 | 29-1601-1 | 申込番号 | 29-1602-1 |
| スタンダード | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル |

| | | | |
|---------|--------------|---------|--------------|
| TAISコード | 01272-000003 | TAISコード | 01272-000006 |
| 課税 | 課税 | 課税 | 課税 |

- サイズ／全幅63×奥行60×厚さ1.5cm
- 重量／スタンダード：約2.5kg リバーシブル：3.0kg

松永製作所 車いすテーブル (マジック式)

在庫限定



日進医療器 プラバックルベルト KF-6C

New!



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 21-2164-0 |
| TAISコード | 00175-000296 |

課税

日進医療器 ウルトラシリーズ ワンストップブレーキ

New!



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 21-2177-0 |
| TAISコード | 00175-000352 |

課税

松永製作所 ネクストコア用延長棒 10cm

New!



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-0101-3 |
| TAISコード | 00066-000298 |

課税

※車いす本体と一緒に申し込んでいただくと非課税扱いとなります。

床ずれ防止クッション

長時間の着座の際に感じるおしりの痛みを解消するクッションです。

特殊寝台及び
寝具

体位
変換器

防
止
用
具

手
す
り

歩
行
補
助
杖

歩
行
器

徘徊
感知
機器

ス
ロ
ープ

車
いす
付
属
品

移
動
用
リ
フ
ト

リ
フ
ト
の
吊
り
具

自
動
排
泄
装
置

移
動
体
支
援
器
型


加地 アウル REHA



●厚さ／レギュラー：4cm
ミドル：6cm
ハイ：8cm

| | |
|--|--------------------|
| 申込番号 | 29-0624-1 |
| TAISコード | 00540-000028 |
| 申込番号 | 29-0624-4 |
| New! | アウル REHA レギュラー W40 |
| TAISコード | 00540-000064 |
| 申込番号 | 29-0634-1 |
| アウル REHA ミドル W40 | |
| TAISコード | 00540-000057 |
| 申込番号 | 29-0634-3 |
| New! | アウル REHA ミドル W46 |
| TAISコード | 00540-000066 |
| 申込番号 | 29-0625-1 |
| アウル REHA ハイ W40 | |
| TAISコード | 00540-000029 |
| 申込番号 | 29-0625-2 |
| New! | アウル REHA ハイ W43 |
| TAISコード | 00540-000065 |
| 課税 | |
| ●重さ／レギュラー W40:1.2kg W46:1.4kg ミドル W40:1.3kg W46:1.6kg ハイ W40:1.4kg W43:1.6kg 材質／ウレタンウォーム、エクスジェル | |

加地 アウル REHA 3D・3D ジャスト



●REHA 3D
6.8
(8.8)
CM
40cm
40cm

※()はアウル REHA 3D ハイのサイズです。



●REHA 3D
ジャスト
8
CM
40cm
40cm

| | |
|----------------|--------------|
| 申込番号 | 29-0626-1 |
| TAISコード | 00540-000030 |
| 申込番号 | 29-0627-1 |
| アウル REHA 3D ハイ | |
| TAISコード | 00540-000031 |

| | |
|--|--------------|
| 課税 | |
| ●重さ／約1.7(約1.9)kg 材質／ウレタンウォーム、エクスジェル | |
| 申込番号 | 29-0630-1 |
| アウル REHA 3D ジャスト | |
| TAISコード | 00540-000055 |

| | |
|-----------|--|
| 課税 | |
| ●重さ／1.5kg | |


加地 カリ HR レギュラー



透湿防水カバー。
底面は滑り止め加工。

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 29-0628-1 |
| TAISコード | 00540-000037 |
| 課税 | |
| ●重さ／0.5kg | |

バシフィックウェーブ ジェルトルонクッション シングルタイプS




| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-0431-1 |
| TAISコード | 00839-000004 |

| | |
|--------------------------------|--|
| 課税 | |
| ●重さ／1.18kg 材質／ジェルトルン、ポリエチレン | |

ラックヘルスケア スタークッション・ステイビル

New!



セルの内部にウレタンを入れることで、エアセルの欠点である不安定さと底着きのリスクを軽減したクッションです。

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-1220-1 |
| 40cm幅 | |
| 申込番号 | 29-1221-1 |
| 45cm幅 | |
| TAISコード | 00245-000224 |

課税

●重さ／1.7kg

※()はW45のサイズです。

タカノ タカノクッションwipeR


New!



●タイプ wipeR1



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-7230-1 |
| TAISコード | 00297-000115 |
| 申込番号 | 29-7231-1 |



●タイプ wipeR4

| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 29-7230-1 |
| TAISコード | 00297-000115 |
| 申込番号 | 29-7231-1 |
| タイプ wipeR4 | |
| TAISコード | 00297-000117 |

| | |
|-------------------------|--|
| 課税 | |
| ●重さ／R1:0.65kg R4:0.55kg | |

タカノ アルファプラ すぐっとクッション

New!




| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-5106-1 |
| TAISコード | 00563-000142 |

課税

●重さ／0.3kg

タカノ アルファプラFクッション 撥水・防水カバータイプ

New!



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 29-5104-1 |
| TAISコード | 00563-000124 |

課税

●重さ／0.6kg

※車いす本体と一緒に申し込んでいただくと非課税扱いとなります。

床ずれ防止クッション

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

床
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品


移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支装機器型


江泉キルト ピュアライフエークッション TC100



立体構造繊維素材を使用し、吸汗速乾・体圧分散・通気性・消臭性を持つ高性能エーカッション。

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 29-0713-1 |
| TAISコード | 01377-000001 |
| 課税 | |
| ●重量/0.4kg | |

ケーブ ベスポジエルクッション




前ずれ防止と足こぎサポートの1枚二役。

| | | |
|-------|------|------|
| 6.5cm | 40cm | 40cm |
|-------|------|------|

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 29-0505-1 |
| TAISコード | 00206-000072 |
| 課税 | |
| ●重量/1.9kg | |

ケーブ デュオジェルクッション CK-385



座位保持困難な方の姿勢保持と体圧分散に優れています。

| | | |
|-------|------|------|
| 7.5cm | 40cm | 40cm |
|-------|------|------|

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 29-0501-1 |
| TAISコード | 00206-000048 |
| 課税 | |
| ●重量/1.7kg | |

バラマウントベッド JAY(ジェイ)ベーシック・プロ



●サイズ・重量/
KZ-B31001:幅38×奥行38cm・0.8kg
KZ-B31011:幅41×奥行38cm・0.83kg
KZ-B31021:幅44×奥行40cm・0.85kg

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 申込番号 | 29-8200-1 |
| KZ-B31001(38~40cm幅) | TAISコード 00170-000920 |
| 申込番号 | 29-8201-1 |
| KZ-B31011(40~42cm幅) | TAISコード 00170-000932 |
| 申込番号 | 29-8201-2 |
| New! KZ-B31021(44cm幅) | TAISコード 00170-001214 |
| 課税 | |


バラマウントベッド JAY(ジェイ)イオン



●サイズ・重量/
KZ-B31003:幅38×奥行38cm・0.95kg
KZ-B31013:幅41×奥行38cm・0.98kg
KZ-B31023:幅44×奥行40cm・1.2kg

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 申込番号 | 29-8204-1 |
| KZ-B31003(38~40cm幅) | TAISコード 00170-000922 |
| 申込番号 | 29-8205-1 |
| KZ-B31013(40~42cm幅) | TAISコード 00170-000934 |
| 申込番号 | 29-8208-1 |
| New! KZ-B31023(45cm幅) | TAISコード 00170-001074 |
| 課税 | |

パシフィックサプライ オルトップクッション フィット



1枚で4通りの使い方ができます。
(標準、右片マヒ、左片マヒ、前滑り防止)

| | | |
|---------------------|------|------|
| 5cm (4~7cmに調整可能) | 40cm | 40cm |
|---------------------|------|------|

| | |
|-------------------|--------------|
| 申込番号 | 29-4501-1 |
| TAISコード | 00222-000088 |
| 課税 | |
| ●重量/0.72kg ●防水タイプ | |

タカノ ジェルセル G2

「快適性」と「床ずれ予防」に優れ座位が安定します。



| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 29-4708-1 |
| TAISコード | 00297-000080 |
| 課税 | |
| ●重量/1.5kg | |

グローバル産業 ブレイラハイブリッド ケアシート



ECOな天然ラテックス
100%クッションで
優しくサポート！

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 29-0761-1 |
| TAISコード | 01149-000014 |
| 課税 | |
| ●重量/0.8kg | |

バラマウントベッド JAY(ジェイ)ゴー



●サイズ・重量/
KZ-B31002:幅38×奥行38cm・1.1kg
KZ-B31012:幅41×奥行38cm・1.13kg
KZ-B31022:幅44×奥行40cm・1.2kg

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 申込番号 | 29-8202-1 |
| KZ-B31002(38~40cm幅) | TAISコード 00170-000921 |
| 申込番号 | 29-8203-1 |
| KZ-B31012(40~42cm幅) | TAISコード 00170-000933 |
| 申込番号 | 29-8203-2 |
| New! KZ-B31022(44cm幅) | TAISコード 00170-001215 |
| 課税 | |

バラマウントベッド JAYライト



| | |
|--|----------------------|
| 申込番号 | 29-8206-1 |
| KZ-B31004 | TAISコード 00170-000923 |
| 申込番号 | 29-8207-1 |
| KZ-B31014 | TAISコード 00170-000935 |
| 課税 | |
| ●重量/KZ-B31004:0.75kg KZ-B31014:0.78kg 材質/硬質フォームと軟質フォームの組み合わせ | |

*車いす本体と一緒に申し込みいただくと非課税扱いとなります。

床ずれ防止クッション

特殊寝台及び
寝具

体位
変換器

床
ずれ
用具

手
すり

歩行
補助
杖

歩行
器

徘徊
感知
機器

スロープ

車いす
付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄
装置

移動体
支撐着
器型

ミキ エアールクッション



●サイズ・重量/
ALC-35-38:幅38×奥行38×厚さ35cm・0.3kg
ALC-35-40:幅40×奥行40×厚さ35cm・0.33kg
ALC-80-40:幅40×奥行40×厚さ80cm・0.67kg

●厚さ／太腿部直下:6cm 側面:8cm

New!

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 29-0383-0 |
| ALC-35-38 | |
| TAISコード | 00122-000626 |
| 申込番号 | 29-0382-0 |
| ALC-35-40 | |
| TAISコード | 00122-000627 |
| 申込番号 | 29-0384-0 |
| ALC-80-40 | |
| TAISコード | 00122-000628 |
| | 課税 |

ケーブ FOLIO(フォリオ) CK-405



6cm

40cm

40cm



臀部を広く包み込む
太腿部で受ける

| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 29-5105-1 |
| TAISコード | 00206-000132 |
| 課税 | |
| ●重さ／0.6kg | |

ユーキ・トレーディング アクシオムG



●サイズ・重量/
XG1515:幅38×奥行38cm・0.88kg
XG1716:幅43×奥行40cm・1.05kg

●厚さ／太腿部直下:6cm 側面:8cm

New!

| | |
|---------------|--------------|
| 申込番号 | 29-3850-1 |
| XG1515 40cm幅用 | |
| TAISコード | 00468-000061 |
| 申込番号 | 29-3851-1 |
| XG1716 45cm幅用 | |
| TAISコード | 00468-000062 |
| | 課税 |

ユーキ・トレーディング アクシオムSPヴィスコ



| | |
|-----------------|--------------|
| 申込番号 | 29-3854-1 |
| XSP1515V 40cm幅用 | |
| TAISコード | 00468-000065 |
| 申込番号 | 29-3855-1 |
| XSP1716V 45cm幅用 | |
| TAISコード | 00468-000066 |
| | 課税 |

ユーキ・トレーディング アクシオムP



●サイズ・重量/
XP1515:幅38×奥行38cm・0.94kg
XP1716:幅43×奥行40cm・1.12kg

●厚さ／太腿部直下:6cm 側面:9cm

New!

| | |
|---------------|--------------|
| 申込番号 | 29-3852-1 |
| XP1515 40cm幅用 | |
| TAISコード | 00468-000063 |
| 申込番号 | 29-3853-1 |
| XP1716 45cm幅用 | |
| TAISコード | 00468-000064 |
| | 課税 |

ケーブ キュブレナクッション CK-400



わずか10秒で自動調圧完了。
長時間座位でも安心の
高機能エア式ハイブリッド
クッション。



| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 29-0508-1 |
| TAISコード | 00206-000081 |
| 課税 | |
| ●重さ／約1.1kg | |

アイソネックス ゲルファースト 通気カバー



6cm
40cm
40cm



| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 29-0901-1 |
| TAISコード | 00149-000021 |
| 課税 | |
| ●重さ／0.95kg | |

ユーキ・トレーディング リフレックス




7.5cm
40cm
40cm

座つただけで空気が抜けは
じめ、適圧になると内蔵され
たバルブが閉じ、底突きの
危険がありません。面倒な
空気調整は不要です。


| | |
|-------------|--------------|
| 申込番号 | 29-3815-1 |
| TAISコード | 00468-000034 |
| 課税 | |
| ●重さ／約0.72kg | |

ウイス ナーシングラッグ 角座 薄型穴無 NR-30




| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 13-1304-1 |
| TAISコード | 00076-000035 |
| 課税 | |
| ●重量／0.47kg | |

ウイス ナーシングラッグ NRクッション NR-05



| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 13-1305-1 |
| TAISコード | 00076-000036 |
| 課税 | |
| ●重量／0.75kg | |

ウイス ナーシングラッグ NR車いす用クッション NR-27



| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 13-1306-1 |
| TAISコード | 00076-000037 |
| 課税 | |
| ●重量／0.85kg | |

※車いす本体と一緒にお申し込みいただくと非課税扱いとなります。

**モルテン
パワークッション
MPWCL**


New!



| | |
|-----------|--------------|
| 申込番号 | 29-0385-1 |
| TAISコード | 00054-000439 |
| 課税 | |
| ●重量/1.2kg | |

**横浜ゴム
メディエア
Medi-Air・Y-MA390**

底付き検知センサーとコンピュータ制御によってエアーセル内の空気圧を全自動で調整します。



| | |
|------------------|--------------|
| 申込番号 | 29-0304-1 |
| TAISコード | 01895-000002 |
| 課税 | |
| ●クッション本体質量/4.4kg | |

ベルモビール 口ホクッション・シリーズ
口ホ・クアドロ セレクト


対象 脳性麻痺の方、脚を切断されている方。脳梗塞、脳卒中による体幹不良の方。足こぎされる方、加齢による筋力低下、四肢麻痺の方、脊髄損傷の方など。

全体が4つの気室に分かれているタイプです。
前方のアイソフローバルブにより前後左右で空気室をそれぞれ独自に調節できます。

| | |
|-------------------|--------------|
| 申込番号 | 29-4112-1 |
| ハイタイプ | |
| TAISコード | 01300-000041 |
| 申込番号 | 29-4102-1 |
| ロータイプ | |
| TAISコード | 01300-000043 |
| 課税 | |
| ●重量/0.85 (1.2) kg | |
| ※()内はハイタイプのサイズ | |


座位の安定(崩れの補正)

口ホ・エアライト3

エアセルと高弾性ポリウレタンフォームを組み合わせて、座り心地と安定性を両立させました



| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 29-4126-1 |
| TAISコード | 01300-000048 |
| 課税 | |
| ●重量/約0.9kg | |

口ホ・ミニマックス



座位の安定性を損なわず衝撃を吸収します。
アクティブに動かれる方に向いています。

| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 29-4123-1 |
| TAISコード | 01300-000040 |
| 課税 | |
| ●重量/約0.9kg | |

口ホ・コンツァーセレクト

○姿勢保持効果の高い高機能モデル。

対象 下肢麻痺の方、軽度の四肢麻痺の方。ALS、MSの方に。



全体が4つの気室に分かれているタイプです。前方のアイソフローバルブにより前後左右で空気室をそれぞれ独自に調節できます。

| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 29-4108-1 |
| TAISコード | 01300-000044 |
| 課税 | |
| ●本体/耐熱性フレンパー(耐熱性:米国防基準熱性規格適合) ●カバー/伸縮性ナイロン(裏面ノンスリップ加工) | |


口ホ・ハイブリッドエリート


ポジショニングに最適なベースフォームと、床ずれ予防に優れた口ホエアーセルを組み合わせました。床ずれ予防にプラスし、座位の安定と移乗しやすさが加わりました。

| | |
|----------------|--------------|
| 申込番号 | 29-4118-1 |
| 1バルブタイプ | |
| 申込番号 | 29-4119-1 |
| 2バルブタイプ | |
| TAISコード | 01300-000047 |
| 課税 | |
| ●重量/1.3kg | |

**アイソネックス 姿勢保持用クッション
FC-コキュー君**

ももパットを外すと前座が低くなります。



| | |
|---|--------------|
| 申込番号 | 29-0823-1 |
| 使用者体重 40kg未満 | |
| 申込番号 | 29-0833-1 |
| 使用者体重 40kg以上 | |
| TAISコード | 00149-000016 |
| 課税 | |
| ●総重量/約0.87kg ●カバー素材/ポリエステル100% ●クッション材/ウレタンフォーム | |

*車いす本体と一緒に申し込んでいただくと非課税扱いとなります。

移動用リフト

移動はいきいき生活の基本。
一日に何度もすることだから、
より安全に快適に。
介護の負担を少なくしましょう。



**段差解消機をご希望の場合は
事前に設置場所を確認し、
取扱説明書をよくお読みください。**

移動用リフトの種類

段差解消機



UD-320CL

立ち上がり用



独立宣言スマート

床走行式



電動介護リフト

据置式



ミクニマイティエース2

浴室用



バスリフト

リフトには専用のつり具が必要なことがあります。

(移動用リフトのつり具部分は
介護保険の購入対象品です)

移動用リフトのつり具部分は4種類。選ぶときは利用目的やご利用者の症状を確認しましょう。

ハーフサイズシート



からだが
比較的安定して
座位がとれる方に。

フルサイズシート



座位が安定して
いない方に。
からだ全体を
しっかり包みます。

ベルト型シート



装着が簡単。
取り扱いやすい
タイプです。

トイレ用シート



臀部が大きく
開いています。
下着の着脱に
便利です。

電動昇降座いす

コムラ製作所
独立宣言スマート

New!

在庫限定

製品重量も軽量で移動が簡単。
工具なしで簡単に3分割できるため持ち運びに便利です。

| | |
|----------|--------------|
| 申込番号 | 20-7112-1 |
| TAISコード | 00088-000024 |
| 課税 | |
| ●重さ／29kg | ●耐荷重／80kg |

コムラ製作所
独立宣言ローザ(コンパクト)座板わずか1.5cmで
床から乗り込みやすい
独立宣言
ローシートモデル

| | |
|----------|--------------|
| 申込番号 | 20-7107-1 |
| TAISコード | 00088-000022 |
| 課税 | |
| ●重さ／42kg | ●耐荷重／80kg |

コムラ製作所
独立宣言ツイスト座面が
左右70度回転

| | |
|----------|--------------|
| 申込番号 | 20-7104-1 |
| TAISコード | 00088-000014 |
| 課税 | |
| ●重さ／46kg | ●耐荷重／80kg |

コムラ製作所
独立宣言くるり左右90度の
大きな回転
ストローク

| | |
|----------|--------------|
| 申込番号 | 20-7105-1 |
| TAISコード | 00088-000017 |
| 課税 | |
| ●重さ／45kg | ●耐荷重／80kg |

コムラ製作所
独立宣言プリモ最軽量
時掛け跳ね上げ
大型上下動レバー

| | |
|----------|--------------|
| 申込番号 | 20-7111-1 |
| TAISコード | 00088-000016 |
| 課税 | |
| ●重さ／22kg | ●耐荷重／100kg |

コムラ製作所
独立宣言リクライニング

在庫限定

リクライニング
105°～135°
チルト&
リクライニング
機能つき

| | |
|----------|--------------|
| 申込番号 | 20-7103-1 |
| TAISコード | 00088-000015 |
| 課税 | |
| ●重さ／45kg | ●耐荷重／100kg |

コムラ製作所
独立宣言 暖らんこたつの出入り
らくらく

| | |
|----------|--------------|
| 申込番号 | 20-7106-1 |
| TAISコード | 00088-000021 |
| 課税 | |
| ●重さ／58kg | ●耐荷重／80kg |

※操作スイッチは、左右の付け替えが可能です。

電動昇降チェア

キシ・エンジニアリング
ゆうゆう KC200

シートを降ろす際に、万一シートの下に足などの障害物があった場合、安全装置が働きその場で停止します。



リクライニングは15~45°



座面がどの高さでもリクライニングができます。



座面上昇時



リクライニング時



立ち上がり時

操作はとても簡単です。

リクライニングレバー



昇降スイッチ
レバーを引けばリクライニング、スイッチを上下させると昇降します。(左右どちらでも取付可能です。)

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-1301-0 |
| TAISコード | 00398-000004 |

課税

- 電源／AC100V
- リクライニング角度／15~45°
- 重さ／33kg
- 耐荷重／100kg
- 材質／シート合成皮革
- モーター／定格40W

コムラ製作所
リラックスチェア

座面昇降を傾斜・
水平の切り替えが
できます。

スイッチ
操作ひじ掛け
はね上げ

アームレストのはね上げ

底床350mm



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 20-7110-1 |
| TAISコード | 00088-000018 |

課税

- 重さ／35kg
- 耐荷重／100kg
- 座面高さ／350~530mm (水平時)、350~460 (傾斜時)
- リクライニング角度／110~135°

アビリティーズ・ケアネット
多機能ワーキングチェア
ベラ・ユニ21電動 低床タイプ

New!



足こぎ移動して、活動的な生活を続けられます。
後輪をロックして電動昇降し、立ち座りをサポート。

可動性

車いすに比べて小回りがきき、横向きも体の負担を軽減。直径10cmの安定した大型キャスターなので走りすぎを防ぎます。座面が電動でらくらく昇降。棚の上にも手が届きます。



安全性

ブレーキレバーでキャスターをしっかりとロック。作業中や立ち上がる際の転倒を防ぎます。肘掛けの高さは0~22cmで調整可能。ベッドなどの横からの移乗の際は一番低くしてご利用できます。



他の機能

背もたれの高さと座面の角度も調整可能。身体の症状に合わせて正しい姿勢を保てます。また長時間座っていても疲れにくい厚いクッションを座面に使用。



●電動で座面が昇降

昇降幅は20cm、高いところに手が届く。

●安定の大型キャスター付き

座ったままの足こぎで移動も楽々。

●車輪がロックできるブレーキ付き

転倒を防ぎます。

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 20-4102-1 |
| TAISコード | 00249-Z00069 |

課税


- 重さ／28kg
- 耐荷重／160kg
- 可動部／座面 (高さ・角度)
- 寸法／座面：44×44cm
- 充電／約8時間
(家庭電源用充電器付属)

**イデアライフケア
乗助さんIIワイド**

乗ったまま移動ができ、乗り降りがとても簡単、安全な移乗機です。



■対応可能なトイレスペース



端座位の利用者に
フレームを差し込みます。



背面に座面ユニットを
取り付けます。



利用者の腰を上げ、
レバーで座面を出します。



そのまま腰を降ろせば
移乗完了。

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 20-4117-1 |
| TAISコード | 01239-000008 |

非課税

- 重さ／20kg
- 最大使用者体重／100kg
- 有効座面幅／410mm

岡山リハビリ機器販売 段差解消機OR-03N

スタンディングリフト

室内用



120kg
耐荷重


寸法

| | |
|----------|------------|
| 昇降範囲 | 8.5~44.5cm |
| 天板サイズ | 62×59cm |
| 耐荷重 | 120kg |
| 必要設置スペース | 91.5×62cm |
| 昇降速度 | 約23秒/19秒 |
| 操作方法 | 手持ち押しボタン |

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 30-8901-1 |
| TAISコード | 00352-000002 |

課税

**モルテン
据え置き型リフト リーチ**



150kg
耐荷重

●スロープが置けない狭い
スペースにも設置できる
コンパクトサイズ



●らくらく段差解消(電源不要)



申込番号 31-2104-1

スマートタイプ
TAISコード 00054-000213

課税

- 天板サイズ／96.5×76cm
- 手すりなし

申込番号 31-2102-1

ショートタイプ
TAISコード 00054-000170

課税

- 天板サイズ／110×76.83.90cm
- 手すり部高さ／70.75.80cm

申込番号 31-2103-1

ロングタイプ
TAISコード 00054-000171

課税

- 天板サイズ／125×76.83.90cm
- 手すり部高さ／70.75.80cm

モルテン

リーチ(電動式)レギュラー


New!



狭いスペースにも設置できる
コンパクトサイズ

リモコン操作で“らくらく”
段差解消(電動式)

操作はリモコンのボタンを押すだけ



車いす約1台分のコンパクトサイズ

車いす約1台分のスペースがあれば設置できるので、大型の電動リフトが置けない玄関でも、勾配のきついスロープを使わずに段差が解消できます。



高さ40cmまでの
あがりかまちに
対応可能

40cm
4cm



ワイヤレスリモコン

リモコン

| | |
|------------|--------------|
| 申込番号 | 31-2105-1 |
| TAISコード | 00054-000277 |
| 課税 | |
| ●重さ／52kg | |
| ●耐荷重／150kg | |



設置に必要なスペースが
従来商品とほとんど変わらない
コンパクト設計です。



屋内



星光医療器
アルコー6000型

申込番号 20-1102-1
TAISコード 00125-000056

●重さ／33kg
●座面サイズ／40×40cm

特殊寝台及び
寝台付属品

体位
変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄装置

移動体支撐機器型



車椅子用電動昇降機／昇降高さ47cm。玄関などの限られたスペースに。

テクノリフター TDK045SS

New!



寸法図 直線・左駆動部



TDK045SS 新光産業株式会社

申込番号 30-0755-1

TAISコード 00447-000012

課税

- サイズ / 930×1000mm
- 昇降範囲 / 55~470mm
- 天板サイズ / 715×1000mm
- 耐荷重 / 180kg



直進乗込み



車椅子用電動昇降機／乗降スムーズ!自動跳ね上げスロープで転落防止。

テクノリフター TDK065SS

New!



寸法図 直線・左駆動部



TDK065SS 新光産業株式会社

申込番号 30-0756-1

TAISコード 00447-000013

課税

- サイズ / 1100×1200mm
- 昇降範囲 / 55~670mm
- 天板サイズ / 870×1200mm
- 耐荷重 / 180kg



直進乗込み



L字乗込み



車椅子用電動昇降機／昇降高さ85cm。L字乗込み可能。

テクノリフター TDK085SS

New!



寸法図 直線・左駆動部



TDK085SS 新光産業株式会社

申込番号 30-0715-1

TAISコード 00447-000019

課税

- サイズ / 1150×1200mm
- 昇降範囲 / 60~850mm
- 天板サイズ / 920×1200mm
- 耐荷重 / 180kg



直進乗込み



L字乗込み


⚠️ 事前に設置場所を確認する必要があります。P.127を御参照下さい。

施工専門業者立ち合い納品



車椅子用電動昇降機／出入口に遮断棒の設定で確認申請にも対応。

テクノリフター TDK100SS

New!



寸法図 直線・左駆動部



課税

- サイズ / 1150×1200mm
- 昇降範囲 / 65~1065mm
- 天板サイズ / 802×1200mm
- 耐荷重 / 180kg




車椅子用電動昇降機／直進、斜め、L字の乗降りが可能です。

屋内用電動昇降機 UDC-400

New!



寸法図



UDC-400 いうら

申込番号 30-9113-0
TAISコード 00084-000125

課税


- サイズ / 905×1045mm
- 昇降範囲 / 35~400mm
- 天板サイズ / 900×700mm
- 耐荷重 / 120kg
- 昇降速度 / 50HZ=32秒



車椅子用電動昇降機／これまで敷地が狭く設置が難しかった所にも設置出来るL字乗込みタイプ



寸法図



UD-320CL いうら

申込番号 30-9108-0
TAISコード 00084-000094

課税

- サイズ / 1260×1290mm
- 昇降範囲 / 55~650mm
- 天板サイズ / 735×1140mm
- 耐荷重 / 150kg
- 昇降速度 / 50HZ=52秒

入り込み防止ガードつき

ロールカーテンとサイドガードにより、テーブル下面への異物への侵入や挟み込みを防止します。




車椅子用電動昇降機／使いやすいシンプルタイプ



- リモコン操作
- 150kg 耐荷重
- 2人
-

寸法図



| | |
|----------|--------------|
| UD-320CS | いうら |
| 申込番号 | 30-9107-0 |
| TAISコード | 00084-000093 |

課税

- サイズ / 930×1455mm
- 昇降範囲 / 55~650mm
- 天板サイズ / 680×1140mm
- 耐荷重 / 150kg
- 昇降速度 / 50HZ=52秒

入り込み防止ガードつき

ロールカーテンとサイドガードにより、テーブル下面への異物への侵入や挟み込みを防止します。



直進乗り込み


車椅子用電動昇降機／コンパクトサイズで玄関などの狭いスペースにも設置できます



※こちらの商品は
屋内にてご使用
下さい

- リモコン操作
- 120kg 耐荷重
- 2人
-

寸法図



| | |
|---------|--------------|
| UD-420 | いうら |
| 申込番号 | 30-9102-0 |
| TAISコード | 00084-000072 |

課税

- サイズ / 860×1210mm
- 昇降範囲 / 38~500mm
- 天板サイズ / 670×950mm
- 耐荷重 / 120kg
- 昇降速度 / 50HZ=30秒

入り込み防止ガードつき

ロールカーテンとサイドガードにより、テーブル下面への異物への侵入や挟み込みを防止します。




直進乗り込み

車椅子用電動昇降機／1台で直進乗り込みとL字乗り込みが選択できます。職員の方も同乗可能。



- リモコン操作
- 180kg 耐荷重
- 2人
-

寸法図



| | |
|---------|--------------|
| UD-650 | いうら |
| 申込番号 | 30-9106-1 |
| TAISコード | 00084-000082 |

課税

- サイズ / L字乗り込み 1375×1575mm
直接乗り込み 1400×1550mm
- 昇降範囲 / 60~820mm
- 天板サイズ / 1090×1200mm
- 耐荷重 / 180kg
- 昇降速度 / 50HZ=55秒

入り込み防止ガードつき

ロールカーテンとサイドガードにより、テーブル下面への異物への侵入や挟み込みを防止します。



直進乗り込み




L字乗り込み

車椅子用電動昇降機／揺れに強く、電動車椅子・介助者も同乗できます。昇降範囲の広い1,200mm仕様です。



寸法図



| | |
|---------|--------------|
| UD-1200 | いうら |
| 申込番号 | 30-9110-0 |
| TAISコード | 00084-000112 |

課税

- サイズ / 1125×1600mm
- 昇降範囲 / 65×1200mm
- 天板サイズ / 745×1210mm
- 耐荷重 / 200kg
- 昇降速度 / 50Hz=73秒


挟み込み防止 装置つき テーブル下面に子供や障害物が入った際、下降中でも自動的に停止



車椅子用電動昇降機／最大1,500mmまでの段差に対応



寸法図



| | |
|---------|---------------|
| UD-1500 | いうら |
| 申込番号 | 30-9111-0 |
| TAISコード | 00084-0000116 |

課税

- サイズ / 1125×1690mm
- 昇降範囲 / 65~1500mm
- 天板サイズ / 745×1300mm
- 耐荷重 / 200kg
- 昇降速度 / 50Hz=90秒

挟み込み防止 装置つき テーブル下面に子供や障害物が入った際、下降中でも自動的に停止



バスリフト

リフトで浴槽内の立ち座りを補助するとスムーズに浴槽へ入ることができます。

こんな方におすすめです

浴槽のまき越しが難しい方、またひざが曲がらない、腰がまがらない、立ち座りが充分にできない方にも便利です。

■設置可能な場所

※次の浴槽には設置できません。

- ・首もたれ付浴槽
- ・底から泡が出る浴槽
- ・丸型・大型浴槽
- ・24時間保温浴槽




TOTO
浴槽用電動リフト
バスリフト EWB101



TOTO
浴槽用電動リフト
バスリフト アームレスト乗越キット付



[バスリフトEWB101の仕様及び寸法]



- 材質 / ステンレス(本体)、発泡ポリエチレン(シート部)
- バッテリー / 12V
- 充電時間 / 45分 (1回の充電で約20往復)

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-0701-1 |
| TAISコード | 00187-000111 |

課税

浴槽内に段差がある場合に。

課税

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-0402-0 |
| TAISコード | 00109-000108 |

課税

- 重さ / 18.5kg
- 最大使用者体重 / 100kg




事前に設置場所を確認する必要があります。P.127を御参考下さい。



施工専門業者立ち合い納品

ミクニ ミクニマイティエースII(ベッドセットZ)

New!

90kg
耐荷重

| ベッドからの移乗を安全に。

ベッドセットは、ベッド下にフレームを入れて設置するタイプで、面倒な取付工事は不要です。ベッドから車椅子、ポータブルトイレなどに移乗するときに便利です。



| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-7005-0 |
| TAISコード | 00139-000029 |
| 非課税 | |
| ●重さ | / 40kg |
| ●耐荷重 | / 90kg |



ベッドのスペースを利用して設置する省スペース設計。ベッド下にフレームを入れるだけの簡単な設置をご利用いただけます。

90kg
耐荷重

ミクニ ミクニマイティエースII(ベッドセット) ワイヤレスリモコン付

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-7006-0 |
| TAISコード | 00139-000002 |

| |
|---------------------|
| 非課税 |
| ●重さ / 47kg |
| ●電源 / 家庭用電源 AC 100V |
| ●耐荷重 / 90kg |

120kg
耐荷重

リモコン操作



移乗介助を補助し、負担を軽減するリフト。

ハンガー

吊り具の抜け止めがついているので安心です。

アーム旋回ロック機能

15度間隔でロックできるので介助がスムーズに行えます。



いうら ベッドサイド用リフト IL-200

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 30-9112-0 |
| TAISコード | 00084-000118 |

| |
|--------------|
| 非課税 |
| ●重さ / 75kg |
| ●耐荷重 / 120kg |



床走行式電動介護リフト KQ-781

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-0104-0 |
| TAISコード | 00170-000695 |

非課税



アピリティースケアネット

マキシスカイ440 + イージートラックFS

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-4105-1 |
| TAISコード | 00249-000066 |

非課税



ご利用者の体型に合わせてアームの長さを選べます

100kg
耐荷重

モリト アーム着脱式リフト つるべBセット(ベッド用)

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 22-0301-0 |
| TAISコード | 00229-000005 |

| |
|---|
| 非課税 |
| ●電源 / 家庭用電源 AC 100V |
| ●本体重量 / (アーム70cm) 70.9kg、(アーム85cm) 71.2kg |



リフトの吊り具

介護保険
購入
対象品

リフトの種類により、専用吊り具が必要です。
吊り具は正しく装着し、安全に利用しましょう。

スリングシート KZ-A71003 ベーシックR M (パラマウントベッド)



●適合体重／45~80kg

| | |
|---------|---------------------|
| TAISコード | 00170-000828 |
| 希望小売価格 | ¥39,600 (税抜¥36,000) |


スリングシート KZ-A71303 ローバックR M (パラマウントベッド)



●適合体重／45~80kg

| | |
|---------|---------------------|
| TAISコード | 00170-000827 |
| 希望小売価格 | ¥34,100 (税抜¥31,000) |


スリングシート KZ-A71223 ハイバックR 入浴用M (パラマウントベッド)



●適合体重／50~90kg

| | |
|---------|---------------------|
| TAISコード | 00170-000832 |
| 希望小売価格 | ¥42,900 (税抜¥39,000) |


エヴァ ハーフ EVE210 (モリトー)



●耐荷重／140kg
●目安身長／150~190cm

| | |
|---------|---------------------|
| TAISコード | 00229-000012 |
| 希望小売価格 | ¥42,900 (税抜¥39,000) |

エヴァ ハーフ EVE220 (モリトー) New!



●耐荷重／140kg
●目安身長／135~150cm

| | |
|---------|---------------------|
| TAISコード | 00229-000011 |
| 希望小売価格 | ¥42,900 (税抜¥39,000) |

パオ ハーフ PAO100 (モリトー)



●耐荷重／140kg
●ベッド用／70×100cm

| | |
|---------|---------------------|
| TAISコード | 00229-000020 |
| 希望小売価格 | ¥47,300 (税抜¥43,000) |

パオ フル PA0120 (モリトー) New!



●耐荷重／140kg
●ベッド用／70×130cm

| | |
|---------|---------------------|
| TAISコード | 00229-000021 |
| 希望小売価格 | ¥58,300 (税抜¥53,000) |


スリングシート エヴァ フルタイプ EVE240 New! (モリトー)



●耐荷重／140kg
●目安身長／150~190cm

| | |
|---------|---------------------|
| TAISコード | 00229-000014 |
| 希望小売価格 | ¥52,800 (税抜¥48,000) |

スリングシート エヴァ フルタイプ EVE250 New! (モリトー)



●耐荷重／140kg
●目安身長／135~150cm

| | |
|---------|---------------------|
| TAISコード | 00229-000013 |
| 希望小売価格 | ¥52,800 (税抜¥48,000) |

特殊寝台及び
寝台付属品

体位
変換器

防止
床ずれ
用具

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす
付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄
装置

移動体支
援機器型

特殊寝台及び
付属品

体位変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす付属品

移動用リフト

ロフトの吊り具

自動排泄
装置

移動支
持型
身体装
着機器

自動排泄処理装置

在宅介護の大きな
ウェイトを占める排泄ケア。
自立度の高い排泄を
サポートしてくれます。

自動排泄処理装置

介護給付 予防給付
サービスコード：171013 671013
特別地域：178013 678013




自動排泄処理装置

自動採尿機

バラマントベッド

スカットクリーン



スカットクリーンのしくみ

レシーバーの尿センサーが尿を感じると、モーターポンプが作動して尿をタンクに吸引します。吸引スイッチを使えば、排尿する前に自動でモーターポンプを作動させることもできます。

| | |
|---------|--------------|
| 申込番号 | 44-0101-0 |
| TAISコード | 00170-000707 |
| 課税 | |

介護保険購入対象品



男性用レシーバーセット:KW-65MRT
希望小売価格:¥17,280(税抜¥16,000)
TAISコード:00170-000708

女性用レシーバーセット:KW-65WRT
希望小売価格:¥20,520(税抜¥19,000)
TAISコード:00170-000709

身体装着型移動支援機器

ホームケア渡部建築
Qピット



パーキンソン病などによる“すくみ足”でお悩みの方に朗報!!
転倒予防に役立ちます!!

希望小売価格
99,000円(税込)

特殊寝台及び
専用備品

体位
変換器

防止
床ずれ
用具

手すり

歩行
補助杖

歩行
器

徘徊
感知
機器

スロープ

車いす
及
び備品

移動
用リフト

リフトの
吊り具

自
動
排
泄

移動
支
援
機
器
型

LED光スイッチ

スイッチを押すとLED光が照射され床にラインが映し出されます。

リズムスイッチ

メトロノームの様に一定のリズムを刻みます。ボタンを押すことで、4段階のテンポを選択できます。(60・80・100・120)

LED調整レバー



視覚CUE

LED光を床に照射し、足を踏み出す目印となるラインを映し出します。ラインの長さは30cm、色は赤より8倍視認性が良いとされる緑を採用しました。ラインの位置は患者一人一人に合わせて調整いただけます。

腰ベルト

ソフトで伸縮性のある素材を使用しているので、着け心地が抜群です。マジックテープを使用しており、お好みの長さに調整できます。

イヤホン

本体からの音が聞き取りにくい場合は、イヤホンを使用することができます。

聴覚CUE

イヤホンから、メトロノームのように一定のリズムを流します。リズム障害がおきている患者に、歩行のきっかけを与え、歩行中のテンポをつかみやすくなるよう手助けします。4段階の中から、お好みの速さをお選びいただけます。

一身体装着型移動支援機器一

本製品は、厚生労働省から実施団体とされた公益財団法人テクノエイド協会が実施する「平成28年度障害者自立支援機器開発促進事業」を活用し、開発された機器です。

Qピットはリハビリ現場でも活用されている「脳に外的刺激を与える」ことにより“すくみ足”を改善する機器です。

● 視覚的刺激 ●

床にLEDを光源とするラインを映し出します。

● 聴覚的刺激 ●

メトロノームのように一定のリズムを刻みます。

【寸法】 縦50×横120×奥行30mm

【重量】 100g


【材質】 ABS樹脂

転倒予防

ハンズフリー

小型 & 軽量

畳や カーペットの 上でもOK



・畳やカーペット上でも使えます。



・小型で軽量、外出先にも持って行けます。
・腰に巻いて装着するので、両手が自由に使えます。



POINT 1 意識を歩くことだけに集中する。

「二つのことを同時に使うのが苦手」というパーキンソン病患者特有の症状がありますが、本機器は杖や歩行器を使用しないで歩くことに集中できます。

POINT 2 脳に効果的な外的刺激を与える。


パーキンソン病理学療法ガイドラインで、効果的にされている視覚キューブと聴覚キューブを使用します。



介護サービス利用の流れ

介護(介護予防)サービスを利用するまでの流れ

介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きは以下のようにになっています。



利用できる在宅サービス 介護サービス（要介護1～5の方） 介護予防サービス（要支援1、2の方）が対象です。

〈家庭を訪問するサービス〉

| | |
|------------------|---|
| 訪問介護（ホームヘルプサービス） | ・ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護（清拭・排泄など）や家事援助（洗濯・掃除など）のサービスを行います。 |
| 訪問看護 | ・看護士などが訪問し、主治医の指導のもとに看護サービスを提供します。 |
| 訪問リハビリテーション | ・理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能回復訓練や指導を行います。 |
| 訪問入浴介護 | ・移動入浴車で簡易浴槽を自宅に搬入し、入浴介助を行います。 |
| 居宅療養管理指導 | ・医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |

〈施設などへ日帰りで通うサービス〉

| | |
|-------------------|--|
| 通所介護（デイサービス） | ・デイサービスセンターへ通所して、入浴や食事の提供や機能訓練などを行います。 |
| 通所リハビリテーション（デイケア） | ・老人保健施設や病院へ通所して、理学療法・作業療法などの機能回復訓練を行います。 |

〈施設への短期入所サービス〉

| | |
|-------------------------|--|
| 短期入所生活介護 | ・家族のリフレッシュ休暇のためなどの理由で老人福祉施設に短期入所して介護や日常生活の世話を受けます。 |
| 短期入所療養介護（医療施設でのショートステイ） | ・老人保健施設や医療施設に短期入所して、医学的管理のもとで介護や日常生活の世話を受けます。 |

〈福祉用具の貸与、購入や住宅改修〉


| | |
|--------------|---|
| 福祉用具の貸与 | ・療養ベッドや車いすなどの福祉用具を貸し出します。 |
| 福祉用具費の購入費の支給 | ・入浴用品・排泄用品など指定された福祉用具を購入した場合、購入費の9割を支給します。（認定限度額以外に年間10万円） |
| 住宅改修費の支給 | ・手すりの取り付けや段差解消など、指定された住宅改修を行ったとき、その改修費の9割を支給します。（認定限度額以外に20万円、1回限り） |

〈その他〉

| | |
|--------------|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | ・痴呆高齢者を対象に、共同生活を通じて日常生活の世話や機能訓練を行います。（要支援2以上の方が対象） |
| 特定施設入所者生活介護 | ・有料老人ホームなどの入所者が入浴・排泄・機能訓練などを受けます。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | ・通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて、様々なサービスを提供します。 |

利用できる施設サービス 介護サービス（要介護1～要介護5の方が対象です。）

| | |
|---------------------|--|
| 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） | ・常時介護が必要で、自宅介護が困難な方を対象として、日常生活の世話や機能訓練などをを行う施設です。 |
| 介護老人福祉施設（老人保健施設） | ・入院治療は必要としないものの、機能訓練や介護を中心としたケアを必要とする方の家庭復帰をめざす施設です。 |
| 介護療養型医療施設（療養型病床群等） | ・病状が安定期にある長期療養患者を対象に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護を行う施設です。 |



サービス種類

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与
要支援1、2、要介護1の方であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象とならない品目についても指定福祉用具貸与を受けることができます。

介護サービス(要介護1~5)

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

- 車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・てすり（工事をともなわないもの）・スロープ（工事をともなわないもの）・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知器・移動用リフト（つり具の部分を除く）

※要介護1の人には、自立支援の観点から、対象とならない場合があります。

■サービス費用のめやす

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

介護予防サービス(要支援1・2の人)

要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。

- てすり（工事をともなわないもの）・スロープ（工事をともなわないもの）・歩行器・歩行補助つえ

■サービス費用のめやす

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

地域支援事業による介護予防サービス

健康相談

機能訓練

はつらつ元気の集い

転倒骨折予防教室

元気回復筋力トレーニング

訪問指導

サービスの利用は、各地域包抱支援センターにご相談下さい。

1割の負担が高額になったとき

同じ月に利用した介護サービスの、1割の利用者負担の合計額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額）が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた金額が高額介護サービス費として後から支給されます。

※なお、支給を受ける権利はサービス利用月から2年たつと時効によりなくなります。

| 利用者負担区分 | 上限額（世帯合計） |
|--------------------|--|
| 市民税課税世帯の人 | 44,400円（世帯） |
| 市 市民 税 財 全 非 課 稅 員 | 下記の条件以外の非課税世帯の人 24,600円（世帯） |
| | 本人の課税年金収入額が80万円以下の人等 15,000円（個人上限額） |
| | 生活保護受給の人 老齢福祉年金受給の人 15,000円（個人上限額） |

申請に必要なもの

- 印鑑（みどり印）
- 支給額を振り込むための本人名義の金融機関口座番号（郵便局以外）

以上を持参のうえ各福祉事務所または介護保険課で申請してください。

MEMO

MEMO